


CREATE



Skin Care Led Wand 4 in 1

User manual | Manual de instrucciones

[illegible]

[illegible]

CREATE

INDEX

ENGLISH

Safety instructions	6
Product Features	7
Parts list	8
Button/Mode Description	8
Instructions for use	9
Battery	10
Technical specifications	10

ESPAÑOL

Instrucciones de seguridad	11
Funciones del producto	12
Listado de partes	13
Descripción de botones/modos	13
Instrucciones de uso	14
Batería	15
Especificaciones técnicas	15

PORTUGUÊS

Instruções de segurança	16
Características do produto	17
Lista de peças	18
Descrição do botão/mode	18
Instruções de uso	19
Bateria	20
Especificações técnicas	20

FRANÇAIS

Consignes de sécurité	21
Caractéristiques du produit	22
Liste des pièces	23
Description du bouton/mode	23
Mode d'emploi	24
Batterie	25
Spécifications techniques	25

INDEX

ITALIANO

Istruzioni di sicurezza	26
Caratteristiche del prodotto	27
Elenco dei pezzi	28
Descrizione pulsante/modalità	28
Istruzioni per l'uso	29
Batteria	30
Specifiche tecniche	30

DEUTSCH

Sicherheitshinweise	31
Produkteigenschaften	32
Ersatzteilliste	33
Schaltfläche/Modus Beschreibung	33
Gebrauchsanweisung	34
Batterie	35
Technische Daten	35

NEDERLANDS

Veiligheidsinstructies	36
Producteigenschappen	37
Onderdelenlijst	38
Knop/modusbeschrijving	38
Gebruiksaanwijzing	39
Batterij	40
Technische specificaties	40

POLSKI

Instrukcje bezpieczeństwa	41
Cechy produktu	42
Lista części	43
Opis przycisku/trybu	43
Instrukcja użytkowania	44
Bateria	45
Dane techniczne	45

ENGLISH

Thank you for choosing our product. Before using this device and to ensure its best use, please read the instructions carefully.

This manual contains safety information for the correct use of the product: read it carefully and retain it to avoid damage and hazards caused by improper use. The product is for personal use and should not be used by multiple people.

SAFETY INSTRUCTIONS

Before using this product, always read the basic safety precautions.

- Do not disassemble or modify this product without authorization.
- Do not turn the head in the opposite direction to that indicated in the instructions.
- This device is not waterproof: do not wash or submerge it.
- When used near the eyes, a flickering sensation may be felt; this is a normal bioelectrical effect of microcurrent.
- Since the body's electrical resistance varies from person to person, adjust the intensity according to your tolerance and discontinue use immediately if discomfort occurs.
- After each use, clean with a dry cloth or slightly damp wipe.
- If you notice any abnormalities (such as no vibration), check the battery level or if the device has turned off.
- When not in use for a long period, store it in a dry place away from direct sunlight.
- Keep this product out of reach of children; it is not a toy.
- **WARNING!** This product should not be used by people with electronic medical devices such as pacemakers or other implants; with heart disease, malignant tumors, or irregular blood pressure, with infectious diseases or acute illnesses accompanied by fever, during dental treatment, with weakened immunity or under immunosuppressive therapy, with hemophilia, coagulation disorders, diabetes, facial neuralgia, or changes in sensitivity and pain, with varicose veins, facial melanoderma, light allergy, or abnormal pigmentation, with microvascular dilation caused by prolonged use of steroid hormones or liver dysfunction, with skin allergies, atopic dermatitis, skin diseases,

or very sensitive skin, with a history of epilepsy or discomfort caused by flashing lights, with after-effects on the head or eyes, or who have undergone eye surgery (in this case, consult your doctor before use), pregnant or breastfeeding women; young children, people on medication that causes drowsiness, with extreme fatigue, or in poor physical condition, people with skin problems related to pigmentation, inflammation caused by chemical fibers, or adverse reactions to cosmetics, as well as those who have recently undergone chemical peels or other cosmetic procedures that have caused irritation or injury.

- Do not use on parts other than those designated.
- Patients under medical treatment should consult their physician before using the product.

PRODUCT FEATURES



EMS MICROCURRENT

Low-level electrical current that stimulates the face by sending gentle waves through the skin to the facial muscles. It tones muscles, stimulates their vitality and promotes the production of collagen and elastin.



HEAT FUNCTION

This function features a constant 42°C intelligent temperature control system that relieves facial fatigue, promotes blood circulation, and enhances the absorption of creams and cosmetics. Continued use can help resolve facial problems such as dark circles, bags, and puffiness.



OPTICAL BEAUTY

Its 630 nm red light is absorbed by the dermis, accelerating cell regeneration and promoting collagen synthesis, thereby achieving a filling effect on epidermal cells, firming the skin, fading acne marks and pigmentation, and eliminating fine lines.



SONIC VIBRATION

When used with eye serum, eye cream, or facial care products, sonic vibration helps break down the essence into tiny molecules, promoting its absorption.



MEMORY MODE AND INTELLIGENT TIME CONTROL


Each time it is turned on, it memorizes the last mode used, saving time and making it easier to use. Additionally, its automatic time control feature turns off the device after 5 minutes of use to prevent unintentional prolonged use that could damage the skin.



90° ROTATING HEAD

The innovative 90° rotation allows the product to better adapt to different areas, such as the eye and lip areas, as well as the skin on the entire face and neck.

PARTS LIST



1. Light emission zone
2. Head
3. Intensity/charge indicator light
4. Mode indicator light
5. EMS intensity adjustment button
6. Power/Mode Change Button
7. Loading port

BUTTON/MODE DESCRIPTION

EMS INTENSITY ADJUSTMENT BUTTON

Three skincare modes, each with three intensity levels. The intensity setting is suitable for different skin types depending on their tolerance level:

- The first level is suitable for sensitive skin.
- The second level is suitable for normal skin.
- The third level is suitable for more resistant skin.

The three intensity indicators are white lights, corresponding to the three levels.

POWER BUTTON / MODE SWITCH


Long press the power button to turn it on, short press to adjust the level and adjust the mode to get different effects:

- **Relaxing mode:** soothing microcurrent + blue light + vibration. Promotes blood circulation and relaxes facial muscles. The second level is suitable for normal skin.
- **Firming mode:** contraction microcurrent + red light + vibration. Effectively contracts muscles, with a lifting, firming, and swelling-reducing effect.
- **Activation mode:** microcurrent activation + purple light + vibration. Stimulates ATP production and promotes collagen regeneration.

INSTRUCTIONS FOR USE

It is recommended to use it after facial cleansing to prevent facial oil from affecting the user experience.


1. Pay attention to the direction of the rotation arrow on the product. Simply turn the head clockwise from the “I” state to the “T” state, and then turn it counterclockwise again. Do not rotate the head in the opposite direction, as this will cause damage to the head by external force and affect its operation.



2. When using the device near your eyes, light flickering may occur due to the microcurrent function and is a completely normal phenomenon; you should not worry about it. For best results, apply eye contour or facial cream evenly. If you're using it in winter, you can start by applying it to your hands for a few seconds, wait for it to warm up, and then use it on your face.

Note: When the battery runs out of power, the device beeps twice and switches off automatically.

3. For facial use, continuous application can effectively solve skin problems such as fine lines around the eyes, nasolabial lines, neck lines, etc., as well as firm and smooth the skin. For different areas of the face, the “I” and “T” states can be adjusted to appropriate angles according to each area. The method of use is shown in the figure below. It is recommended to apply it from the bottom up to achieve the lifting effect.



BATTERY

Battery information:

- When the battery is low, the three white lights flash rapidly.
- During charging, the three white lights turn on alternately.
- When charging is complete, the three white lights remain on.
- Charging time: 120 minutes. Duration: 60 minutes.
- When the battery is exhausted, please charge it in time.

LOADING METHOD

Insert one end of the USB charging cable into the bottom charging port of the product and connect the other end to the charger or a computer's USB port. You will know the product is charging correctly when the three white lights flash alternately.

The recommended time for each charge should not exceed 4 hours.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

PARAMETER	WORTH
Power	1.5 W
Strain	3.7 V
Battery	420 mAh
Frequency	Mode 1: 10 Hz Mode 2: (5 Hz-20 Hz-5 Hz)/9 s Mode 3: (20 Hz-333 Hz-20 Hz)/6 s
Cable type	USB-C
Loading time	<120 min
Operating time	>60 min
Automatic shutdown	In 5 minutes
Dimensions	160.5 x 21.8 x 25.7 mm
Weight	65 g
Materials	Stainless Steel + Aluminum Alloy + PC + ABS



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable re-use of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer from where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

Gracias por elegir nuestro producto. Antes de utilizar este dispositivo y para asegurar su mejor uso, por favor, lea detenidamente las instrucciones.

Este manual contiene información de seguridad para el uso correcto del producto: léalo detenidamente y guárdelo para evitar daños y peligros causados por un uso inadecuado. El producto es de uso personal y no debe utilizarse por varias personas.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Antes de utilizar este producto, lea siempre las precauciones básicas de seguridad.

- No desmonte ni modifique este producto sin autorización.
- No gire el cabezal en sentido contrario al indicado en las instrucciones.
- Este dispositivo no es resistente al agua: no lo lave ni lo sumerja.
- Al usarlo cerca de los ojos puede percibirse una sensación de parpadeo; esto es un efecto bioeléctrico normal de la microcorriente.
- Dado que la resistencia eléctrica del cuerpo varía entre personas, ajuste la intensidad según su tolerancia y suspenda de inmediato el uso si siente molestias.
- Después de cada uso, limpie con un paño seco o una toallita ligeramente húmeda.
- Si detecta alguna anomalía (como ausencia de vibración), verifique el nivel de batería o si el dispositivo se ha apagado.
- Cuando no lo utilice por un periodo prolongado, guárdelo en un lugar seco y alejado de la luz solar directa.
- Mantenga este producto fuera del alcance de los niños; no es un juguete.
- **¡ADVERTENCIA!** Este producto no debe ser utilizado por personas con dispositivos médicos electrónicos como marcapasos u otros implantes, con enfermedades cardíacas, tumores malignos o presión arterial irregular, con enfermedades infecciosas o dolencias agudas acompañadas de fiebre, durante tratamientos dentales; con inmunidad debilitada o bajo tratamiento inmunosupresor, con hemofilia, trastornos de coagulación, diabetes, neuralgia facial o alteraciones en la sensibilidad y el dolor, con várices, melanodermia facial, alergia a la luz o pigmentación

anormal, con dilatación microvascular causada por el uso prolongado de hormonas esteroides o por disfunción hepática, con alergias cutáneas, dermatitis atópica, enfermedades de la piel o piel muy sensible, con antecedentes de epilepsia o molestias provocadas por luces parpadeantes; con secuelas en la cabeza o los ojos, o que se hayan sometido a cirugía ocular (en este caso, consulte a su médico antes de usar), mujeres embarazadas o en periodo de lactancia; niños pequeños, personas bajo medicación que provoque somnolencia, con cansancio extremo o en mal estado físico; personas con problemas cutáneos relacionados con pigmentación, inflamación por fibras químicas o reacciones adversas a cosméticos, así como quienes se hayan sometido recientemente a peelings químicos u otros procedimientos estéticos que hayan causado irritación o lesiones.

- No usar en otras partes que no sean las designadas.
- Los pacientes bajo tratamiento médico deben consultar a su médico antes de usar el producto.

FUNCIONES DEL PRODUCTO



MICROCORRIENTE EMS

Corriente eléctrica de bajo nivel que estimula el rostro enviando suaves ondas a través de la piel hacia los músculos faciales. Tonifica los músculos, estimula su vitalidad y promueve la producción de colágeno y elastina.



FUNCIÓN DE CALOR

Esta función cuenta con un sistema de control de temperatura inteligente de 42 °C constante que alivia la fatiga facial, promueve la circulación sanguínea y favorece la absorción de las cremas y cosméticos. El uso continuo puede ayudar a resolver problemas faciales como ojeras, bolsas e hinchazón.



BELLEZA ÓPTICA

Su luz roja de 630 nm es absorbida por la dermis acelerando la regeneración celular y promoviendo la síntesis de colágeno, logrando así un efecto de relleno en las células epidérmicas, firmeza de la piel, atenuación de marcas de acné y pigmentación, además de eliminar líneas finas.



VIBRACIÓN SÓNICA

Cuando se utiliza con sérum de ojos, contorno de ojos o productos de cuidado facial, la vibración sónica ayuda a descomponer la esencia en diminutas moléculas, favoreciendo así su absorción.




MODOS MEMORIA Y CONTROL DE TIEMPO INTELIGENTE

Cada vez que se enciende, memoriza el último modo utilizado, ahorrando tiempo y facilitando su uso. Además, su función de control de tiempo automático apaga el dispositivo después de 5 minutos de uso para evitar un uso prolongado no intencional que pueda dañar la piel.

CABEZAL GIRATORIO 90°

La innovadora rotación de 90° permite que el producto se adapte mejor a diferentes zonas, como el área de los ojos y los labios, así como a la piel de todo el rostro y cuello.

LISTADO DE PARTES



DESCRIPCIÓN DE BOTONES/MODOS

BOTÓN DE AJUSTE DE INTENSIDAD EMS

Tres modos de cuidado de la piel, cada uno con tres niveles de intensidad. El ajuste de intensidad es adecuado para diferentes tipos de piel según su nivel de tolerancia:

- El primer nivel es adecuado para piel sensible.
 - El segundo nivel es adecuado para piel normal.
 - El tercer nivel es adecuado para piel más resistente.
- Los tres indicadores de intensidad son luces blancas, correspondientes a los tres niveles.

BOTÓN DE ENCENDIDO / CAMBIO DE MODO


Mantenga presionado el botón de encendido para activarlo, presione brevemente para ajustar el nivel y ajuste el modo para obtener diferentes efectos:

- **Modo relajante:** microcorriente calmante + luz azul + vibración. Promueve la circulación sanguínea y relaja los músculos faciales. El segundo nivel es adecuado para piel normal.
- **Modo reafirmante:** microcorriente de contracción + luz roja + vibración. Contrae eficazmente los músculos, con efecto de lifting, firmeza y reducción de la hinchazón.
- **Modo de activación:** microcorriente de activación + luz púrpura + vibración. Estimula la producción de ATP y promueve la regeneración de colágeno.

INSTRUCCIONES DE USO

Se recomienda utilizarlo después de la limpieza facial para evitar que la grasa del rostro afecte la experiencia de uso.

1. Preste atención a la dirección de la flecha de rotación del producto. Solo gire el cabezal en el sentido de las agujas del reloj desde el estado "I" hasta el estado "T", y vuelva a colocarlo en sentido contrario a las agujas del reloj. No gire el cabezal en la dirección opuesta, ya que esto provocará daños en el cabezal por fuerza externa y afectará su funcionamiento.



2. Al utilizar el aparato cerca de los ojos puede producirse parpadeo de luz que se debe a la función de la microcorriente y es un fenómeno totalmente normal, no debe preocuparse por ello. Para obtener mejores resultados, aplique de manera uniforme contorno de ojos o crema facial. Si lo utiliza en invierno, puede comenzar aplicándolo en sus manos durante unos segundos, espere a que se caliente y luego úselo en el rostro.

Nota: Cuando la batería se agota, el dispositivo emitirá dos pitidos y se apagará automáticamente.

3. Para el uso facial, la aplicación continua puede resolver eficazmente problemas de la piel como líneas finas en los ojos, líneas nasolabiales, líneas del cuello, etc., además de reafirmar y alisar la piel. Para las diferentes zonas del rostro, los estados "I" y "T" pueden ajustarse en ángulos adecuados según cada área. El método de uso se muestra en la figura inferior. Se recomienda aplicarlo de abajo hacia arriba para conseguir el efecto de lifting.



BATERÍA

Información sobre la batería:

- Cuando la batería está baja, las tres luces blancas parpadean rápidamente.
- Durante la carga, las tres luces blancas se encienden de forma alternada.
- Cuando la carga está completa, las tres luces blancas permanecen encendidas.
- Tiempo de carga: 120 minutos. Duración: 60 minutos.
- Cuando la batería se agote, por favor cárguela a tiempo.

MÉTODO DE CARGA

Inserte un extremo del cable de carga USB en el puerto de carga inferior del producto y conecte el otro extremo al cargador o al puerto USB de un ordenador. Sabrá que el producto está cargando correctamente cuando las tres luces blancas parpadeen de forma alterna.

El tiempo recomendado para cada carga no debe superar las 4 horas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PARÁMETRO	VALOR
Potencia	1,5 W
Tensión	3,7 V
Batería	420 mAh
Frecuencia	Modo 1: 10 Hz Modo 2: (5 Hz-20 Hz-5 Hz)/9 s Modo 3: (20 Hz-333 Hz-20 Hz)/6 s
Tipo de cable	USB-C
Tiempo de carga	<120 min
Tiempo de funcionamiento	>60 min
Apagado automático	En 5 minutos
Dimensiones	160,5 x 21,8 x 25,7 mm
Peso	65 g
Materiales	Acero inoxidable + Aleación de aluminio + PC + ABS



Este signo indica que este producto no debe desecharse junto con otros residuos domésticos en toda la UE. Para evitar los posibles daños al medio ambiente o a la salud que representa la eliminación incontrolada de desechos, recicle correctamente para promover la reutilización sostenible de recursos materiales. Para devolver su dispositivo usado, siga los procedimientos correspondientes de devolución y recogida o póngase en contacto con el establecimiento donde se adquirió el producto. Ellos pueden recoger este producto para un reciclaje medioambiental seguro.

PORTUGUÊS

Obrigado por escolher nosso produto. Antes de utilizar este dispositivo e para garantir seu melhor uso, leia atentamente as instruções.

Este manual contém informações de segurança para o uso correto do produto: leia-o atentamente e guarde-o para evitar danos e perigos causados pelo uso indevido. O produto é para uso pessoal e não deve ser usado por várias pessoas.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Antes de usar este produto, leia sempre as precauções básicas de segurança.

- Não desmonte ou modifique este produto sem autorização.
- Não gire a cabeça na direção oposta à indicada nas instruções.
- Este dispositivo não é à prova d'água: não o lave nem o mergulhe.
- Quando usado perto dos olhos, pode ser sentida uma sensação de cintilação; este é um efeito bioelétrico normal da microcorrente.
- Como a resistência elétrica do corpo varia de pessoa para pessoa, ajuste a intensidade de acordo com sua tolerância e interrompa o uso imediatamente se sentir desconforto.
- Após cada uso, limpe com um pano seco ou um lenço levemente úmido.
- Se você notar qualquer anormalidade (como ausência de vibração), verifique o nível da bateria ou se o dispositivo desligou.
- Quando não for utilizá-lo por um longo período, guarde-o em local seco, longe da luz solar direta.
- Mantenha este produto fora do alcance de crianças; ele não é um brinquedo.
- **AVISO!** Este produto não deve ser usado por pessoas com dispositivos médicos eletrônicos, como marca-passos ou outros implantes; com doenças cardíacas, tumores malignos ou pressão arterial irregular; com doenças infecciosas ou doenças agudas acompanhadas de febre; durante tratamento odontológico; com imunidade enfraquecida ou sob terapia imunossupressora; com hemofilia, distúrbios de coagulação, diabetes, neuralgia facial ou alterações na sensibilidade e dor; com varizes, melanoderma facial, alergia à luz ou pigmentação anormal; com dilatação microvascular causada pelo uso

prolongado de hormônios esteroides ou disfunção hepática; com alergias de pele, dermatite atópica, doenças de pele ou pele muito sensível; com histórico de epilepsia ou desconforto causado por luzes piscantes; com efeitos colaterais na cabeça ou nos olhos, ou que tenham passado por cirurgia ocular (neste caso, consulte seu médico antes de usar); mulheres grávidas ou amamentando; crianças pequenas; pessoas em uso de medicamentos que causam sonolência, com fadiga extrema ou em más condições físicas; Pessoas com problemas de pele relacionados à pigmentação, inflamação causada por fibras químicas ou reações adversas a cosméticos; bem como aqueles que passaram recentemente por peelings químicos ou outros procedimentos estéticos que causaram irritação ou lesão.

- Não utilize em peças diferentes das designadas.
- Pacientes em tratamento médico devem consultar seu médico antes de usar o produto.

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

MICROCORRENTE EMS

Corrente elétrica de baixa intensidade que estimula o rosto enviando ondas suaves através da pele até os músculos faciais. Tonifica os músculos, estimula sua vitalidade e promove a produção de colágeno e elastina.

FUNÇÃO DE CALOR

Esta função apresenta um sistema de controle inteligente de temperatura constante de 42°C que alivia a fadiga facial, promove a circulação sanguínea e melhora a absorção de cremes e cosméticos. O uso contínuo pode ajudar a resolver problemas faciais, como olheiras, bolsas e inchaço.

BELEZA ÓPTICA

Sua luz vermelha de 630 nm é absorvida pela derme, acelerando a regeneração celular e promovendo a síntese de colágeno, conseguindo assim um efeito de preenchimento nas células epidérmicas, firmando a pele, atenuando marcas de acne e pigmentação e eliminando linhas finas.

VIBRAÇÃO SÔNICA

Quando usado com sérum para os olhos, creme para os olhos ou produtos para cuidados faciais, a vibração sônica ajuda a quebrar a essência em pequenas moléculas, promovendo sua absorção.


MODO DE MEMÓRIA E CONTROLE DE TEMPO INTELIGENTE

Cada vez que é ligado, ele memoriza o último modo utilizado, economizando tempo e facilitando o uso. Além disso, seu recurso de controle automático de tempo desliga o dispositivo após 5 minutos de uso para evitar uso prolongado não intencional que pode danificar a pele.

CABEÇA ROTATIVA 90°

A inovadora rotação de 90° permite que o produto se adapte melhor a diferentes áreas, como a área dos olhos e lábios, além da pele de todo o rosto e pescoço.

LISTA DE PEÇAS



1. Zona de emissão de luz
2. Cabeça
3. Luz indicadora de intensidade/carga
4. Luz indicadora de modo
5. Botão de ajuste de intensidade do EMS
6. Botão de energia/alteração de modo
7. Porto de carregamento

DESCRIÇÃO DO BOTÃO/MODO

BOTÃO DE AJUSTE DE INTENSIDADE EMS

Três modos de cuidados com a pele, cada um com três níveis de intensidade. A configuração de intensidade é adequada para diferentes tipos de pele, dependendo do nível de tolerância:

- O primeiro nível é adequado para peles sensíveis.
 - O segundo nível é adequado para pele normal.
 - O terceiro nível é indicado para peles mais resistentes.
- Os três indicadores de intensidade são luzes brancas, correspondentes aos três níveis.

BOTÃO DE ENERGIA / INTERRUPTOR DE MODO


Pressione longamente o botão liga/desliga para ligá-lo, pressione brevemente para ajustar o nível e ajuste o modo para obter efeitos diferentes:

- **Modo relaxante:** microcorrente calmante + luz azul + vibração. Promove a circulação sanguínea e relaxa os músculos faciais. O segundo nível é adequado para pele normal.
- **Modo de firmeza:** microcorrente de contração + luz vermelha + vibração. Contrai os músculos de forma eficaz, com efeito lifting, firmador e redutor de inchaço.
- **Modo de ativação:** ativação por microcorrente + luz roxa + vibração. Estimula a produção de ATP e promove a regeneração do colágeno.

INSTRUÇÕES DE USO

Recomenda-se usá-lo após a limpeza facial para evitar que a oleosidade facial afete a experiência do usuário.


1. Preste atenção na direção da seta de rotação no produto. Basta girar a cabeça no sentido horário do estado “I” para o estado “T” e, em seguida, girá-la novamente no sentido anti-horário. Não gire a cabeça na direção oposta, pois isso causará danos à cabeça por força externa e afetará seu funcionamento.



2. Ao usar o dispositivo perto dos olhos, pode ocorrer cintilação da luz devido à função de microcorrente e é um fenômeno completamente normal; você não deve se preocupar com isso. Para melhores resultados, aplique o creme para o contorno dos olhos ou o creme facial uniformemente. Se você for usar no inverno, pode começar aplicando nas mãos por alguns segundos, esperar esquentar e depois usar no rosto.

Nota: Quando a bateria fica sem carga, o dispositivo emite dois sinais sonoros e desliga-se automaticamente.

3. Para uso facial, a aplicação contínua pode resolver eficazmente problemas de pele, como linhas finas ao redor dos olhos, linhas nasolabiais, linhas do pescoço, etc., além de firmar e suavizar a pele. Para diferentes áreas do rosto, os estados “I” e “T” podem ser ajustados em ângulos apropriados de acordo com cada área. O método de utilização é mostrado na figura abaixo. Recomenda-se aplicá-lo de baixo para cima para obter o efeito lifting.



BATERIA

Informações sobre a bateria:

- Quando a bateria está fraca, as três luzes brancas piscam rapidamente.
- Durante o carregamento, as três luzes brancas acendem alternadamente.
- Quando o carregamento estiver concluído, as três luzes brancas permanecerão acesas.
- Tempo de carregamento: 120 minutos. Duração: 60 minutos.
- Quando a bateria estiver descarregada, carregue-a a tempo.

MÉTODO DE CARREGAMENTO

Insira uma extremidade do cabo de carregamento USB na porta de carregamento inferior do produto e conecte a outra extremidade ao carregador ou à porta USB de um computador. Você saberá que o produto está carregando corretamente quando as três luzes brancas piscarem alternadamente.

O tempo recomendado para cada carga não deve exceder 4 horas.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

PARÂMETRO	VALOR
Poder	1,5 W
Variedade	3,7 V
Bateria	420 mAh
Frequência	Modo 1: Modo 2 de 10 Hz: (5 Hz-20 Hz-5 Hz)/9 s Modo 3: (20 Hz-333 Hz-20 Hz)/6 s
Tipo de cabo	USB-C
Tempo de carregamento	<120 minutos
Tempo de operação	>60 minutos
Desligamento automático	Em 5 minutos
Dimensões	160,5 x 21,8 x 25,7 mm
Peso	65 g
Materiais	Aço inoxidável + liga de alumínio + PC + ABS



Esta marcação indica que este produto não deve ser descartado com outros resíduos domésticos em toda a UE. Para evitar possíveis danos ao meio ambiente ou à saúde humana decorrentes do descarte descontrolado de resíduos, recicle-o com responsabilidade para promover a reutilização sustentável dos recursos materiais. Para devolver o seu dispositivo usado, utilize os sistemas de devolução e recolha ou contacte o revendedor onde o produto foi adquirido. Eles podem levar este produto para reciclagem ambientalmente segura.

FRANÇAIS

Merci d'avoir choisi notre produit. Avant d'utiliser cet appareil et pour garantir sa meilleure utilisation, veuillez lire attentivement les instructions.

Ce manuel contient des informations de sécurité pour une utilisation correcte du produit : lisez-le attentivement et conservez-le pour éviter les dommages et les dangers causés par une utilisation incorrecte. Le produit est destiné à un usage personnel et ne doit pas être utilisé par plusieurs personnes.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Avant d'utiliser ce produit, lisez toujours les précautions de sécurité de base.

- Ne pas démonter ni modifier ce produit sans autorisation.
- Ne pas tourner la tête dans le sens inverse de celui indiqué dans la notice.
- Cet appareil n'est pas étanche : ne pas le laver ni l'immerger.
- Lorsqu'il est utilisé près des yeux, une sensation de scintillement peut être ressentie ; il s'agit d'un effet bioélectrique normal du microcourant.
- Étant donné que la résistance électrique du corps varie d'une personne à l'autre, ajustez l'intensité en fonction de votre tolérance et cessez immédiatement l'utilisation en cas d'inconfort.
- Après chaque utilisation, nettoyer avec un chiffon sec ou une lingette légèrement humide.
- Si vous remarquez des anomalies (comme l'absence de vibration), vérifiez le niveau de la batterie ou si l'appareil est éteint.
- En cas de non-utilisation prolongée, rangez-le dans un endroit sec, à l'abri de la lumière directe du soleil.
- Gardez ce produit hors de portée des enfants ; ce n'est pas un jouet.
- **AVERTISSEMENT!** Français Ce produit ne doit pas être utilisé par les personnes portant des dispositifs médicaux électroniques tels que des stimulateurs cardiaques ou d'autres implants ; souffrant de maladies cardiaques, de tumeurs malignes ou d'une tension artérielle irrégulière ; souffrant de maladies infectieuses ou de maladies aiguës accompagnées de fièvre ; pendant un traitement dentaire ; ayant une immunité affaiblie ou sous traitement immunosuppresseur ; souffrant d'hémophilie, de troubles de la coagulation, de diabète, de

névralgie faciale ou de modifications de la sensibilité et de la douleur ; souffrant de varices, de mélanodermie faciale, d'allergie à la lumière ou de pigmentation anormale ; présentant une dilatation microvasculaire causée par l'utilisation prolongée d'hormones stéroïdes ou un dysfonctionnement hépatique ; souffrant d'allergies cutanées, de dermatite atopique, de maladies de peau ou d'une peau très sensible ; ayant des antécédents d'épilepsie ou d'inconfort causé par des lumières clignotantes ; présentant des séquelles sur la tête ou les yeux, ou ayant subi une chirurgie oculaire (dans ce cas, consultez votre médecin avant utilisation) ; les femmes enceintes ou qui allaitent ; les jeunes enfants ; les personnes sous médicaments provoquant de la somnolence, souffrant d'une fatigue extrême ou en mauvaise condition physique ; les personnes présentant des problèmes de peau liés à la pigmentation, une inflammation causée par des fibres chimiques ou des réactions indésirables aux cosmétiques ; ainsi que ceux qui ont récemment subi des peelings chimiques ou d'autres procédures cosmétiques qui ont provoqué une irritation ou une blessure.

- Ne pas utiliser sur des pièces autres que celles désignées.
- Les patients sous traitement médical doivent consulter leur médecin avant d'utiliser le produit.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

MICROCOURANT EMS

Courant électrique de faible intensité qui stimule le visage en envoyant des ondes douces à travers la peau jusqu'aux muscles du visage. Il tonifie les muscles, stimule leur vitalité et favorise la production de collagène et d'élastine.

FONCTION CHAUFFAGE

Cette fonction dispose d'un système de contrôle intelligent de la température constante de 42 °C qui soulage la fatigue du visage, favorise la circulation sanguine et améliore l'absorption des crèmes et des cosmétiques. Une utilisation continue peut aider à résoudre les problèmes du visage tels que les cernes, les poches et les gonflements.

BEAUTÉ OPTIQUE

Sa lumière rouge de 630 nm est absorbée par le derme, accélérant la régénération cellulaire et favorisant la synthèse du collagène, obtenant ainsi un effet de remplissage sur les cellules épidermiques, raffermissant la peau, estompant les marques d'acné et la pigmentation et éliminant les ridules.

VIBRATION SONIQUE

Lorsqu'il est utilisé avec un sérum pour les yeux, une crème pour les yeux ou des produits de soin du visage, la vibration sonore aide à décomposer l'essence en minuscules molécules, favorisant ainsi son absorption.



MODE MÉMOIRE ET CONTRÔLE INTELLIGENT DU TEMPS


À chaque mise en marche, il mémorise le dernier mode utilisé, ce qui permet de gagner du temps et de faciliter son utilisation. De plus, sa fonction de contrôle automatique du temps éteint l'appareil après 5 minutes d'utilisation pour éviter une utilisation prolongée involontaire qui pourrait endommager la peau.



TÊTE ROTATIVE À 90°

La rotation innovante à 90° permet au produit de mieux s'adapter aux différentes zones, telles que le contour des yeux et des lèvres, ainsi que la peau de l'ensemble du visage et du cou.

LISTE DES PIÈCES



DESCRIPTION DU BOUTON/MODE

BOUTON DE RÉGLAGE DE L'INTENSITÉ EMS

Trois modes de soins de la peau, chacun avec trois niveaux d'intensité. Le réglage de l'intensité est adapté à différents types de peau en fonction de leur niveau de tolérance :

- Le premier niveau convient aux peaux sensibles.
- Le deuxième niveau convient aux peaux normales.
- Le troisième niveau convient aux peaux plus résistantes.

Les trois indicateurs d'intensité sont des lumières blanches, correspondant aux trois niveaux.

BOUTON D'ALIMENTATION / COMMUTATEUR DE MODE

Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pour l'allumer, appuyez brièvement pour régler le niveau et ajustez le mode pour obtenir différents effets :


- **Mode détente** : microcourant apaisant + lumière bleue + vibration. Favorise la circulation sanguine et détend les muscles du visage. Le deuxième niveau convient aux peaux normales.

- **Mode raffermissant** : contraction microcourant + lumière rouge + vibration. Contracte efficacement les muscles, avec un effet liftant, raffermissant et anti-gonflement.
- **Mode d'activation** : activation microcourant + lumière violette + vibration. Stimule la production d'ATP et favorise la régénération du collagène.

MODE D'EMPLOI

Il est recommandé de l'utiliser après le nettoyage du visage pour éviter que l'huile du visage n'affecte l'expérience de l'utilisateur.

1. Faites attention au sens de la flèche de rotation sur le produit. Tournez simplement la tête dans le sens des aiguilles d'une montre de l'état « I » à l'état « T », puis tournez-la à nouveau dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Ne faites pas tourner la tête dans le sens opposé, car cela endommagerait la tête par une force externe et affecterait son fonctionnement.



2. Lorsque vous utilisez l'appareil près de vos yeux, un scintillement de lumière peut se produire en raison de la fonction de microcourant et c'est un phénomène tout à fait normal ; vous ne devez pas vous en inquiéter. Pour de meilleurs résultats, appliquez uniformément le contour des yeux ou la crème pour le visage. Si vous l'utilisez en hiver, vous pouvez commencer par l'appliquer sur vos mains pendant quelques secondes, attendre qu'il se réchauffe, puis l'utiliser sur votre visage.

Remarque : Lorsque la batterie est épuisée, l'appareil émet deux bips et s'éteint automatiquement.

3. Pour une utilisation sur le visage, une application continue peut résoudre efficacement les problèmes de peau tels que les ridules autour des yeux, les rides nasogéniennes, les rides du cou, etc., ainsi que raffermir et lisser la peau. Pour différentes zones du visage, les états « I » et « T » peuvent être ajustés à des angles appropriés en fonction de chaque zone. La méthode d'utilisation est illustrée dans la figure ci-dessous. Il est recommandé de l'appliquer de bas en haut pour obtenir l'effet lifting.



BATTERIE

Informations sur la batterie :

- Lorsque la batterie est faible, les trois voyants blancs clignotent rapidement.
- Pendant la charge, les trois voyants blancs s'allument en alternance.
- Une fois la charge terminée, les trois voyants blancs restent allumés.
- Temps de charge : 120 minutes. Durée: 60 minutes.
- Lorsque la batterie est épuisée, veuillez la charger à temps.

MÉTHODE DE CHARGEMENT

Insérez une extrémité du câble de chargement USB dans le port de chargement inférieur du produit et connectez l'autre extrémité au chargeur ou au port USB d'un ordinateur. Vous saurez que le produit se charge correctement lorsque les trois voyants blancs clignotent en alternance.

Le temps recommandé pour chaque charge ne doit pas dépasser 4 heures.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

PARAMÈTRE	VALEUR
Pouvoir	1,5 W
Souche	3,7 V
Batterie	420 mAh
Fréquence	Mode 1 : Mode 2 10 Hz : (5 Hz-20 Hz-5 Hz)/9 s Mode 3 : (20 Hz-333 Hz-20 Hz)/6 s
Type de câble	USB-C
Temps de chargement	<120 min
Durée de fonctionnement	>60 min
Arrêt automatique	Dans 5 minutes
Dimensions	160,5 x 21,8 x 25,7 mm
Poids	65 g
Matériels	Acier inoxydable + alliage d'aluminium + PC + ABS



Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être jeté avec d'autres déchets ménagers dans toute l'UE. Afin d'éviter que l'élimination incontrôlée des résidus ne porte atteinte à l'environnement ou à la santé, il convient de recycler correctement ces déchets, dans le but de promouvoir une réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil après utilisation, veuillez suivre les processus de retour et de reprise correspondant, ou contactez le magasin où le produit a été acheté. Ils peuvent reprendre cet article pour un recyclage écologique.

Grazie per aver scelto il nostro prodotto. Prima di utilizzare questo dispositivo e per garantirne il miglior utilizzo, leggere attentamente le istruzioni.

Il presente manuale contiene informazioni di sicurezza per il corretto utilizzo del prodotto: leggerlo attentamente e conservarlo per evitare danni e pericoli causati da un uso improprio. Il prodotto è destinato all'uso personale e non deve essere utilizzato da più persone.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Prima di utilizzare questo prodotto, leggere sempre le precauzioni di sicurezza di base.

- Non smontare o modificare questo prodotto senza autorizzazione.
- Non girare la testa nella direzione opposta a quella indicata nelle istruzioni.
- Questo dispositivo non è impermeabile: non lavarlo né immergerlo.
- Se utilizzato vicino agli occhi, si può avvertire una sensazione di tremolio: si tratta di un normale effetto bioelettrico della microcorrente.
- Poiché la resistenza elettrica del corpo varia da persona a persona, regolare l'intensità in base alla propria tolleranza e interrompere immediatamente l'uso in caso di fastidio.
- Dopo ogni utilizzo, pulire con un panno asciutto o con una salvietta leggermente umida.
- Se noti delle anomalie (ad esempio l'assenza di vibrazioni), controlla il livello della batteria o se il dispositivo si è spento.
- Se non lo si utilizza per un lungo periodo, conservarlo in un luogo asciutto e lontano dalla luce solare diretta.
- Tenere questo prodotto fuori dalla portata dei bambini; non è un giocattolo.
- **AVVERTIMENTO!** Questo prodotto non deve essere utilizzato da persone con dispositivi medici elettronici come pacemaker o altri impianti; con malattie cardiache, tumori maligni o pressione sanguigna irregolare; con malattie infettive o malattie acute accompagnate da febbre; durante cure odontoiatriche; con sistema immunitario indebolito o sotto terapia immunosoppressiva; con emofilia, disturbi della coagulazione, diabete, nevralgia facciale o cambiamenti nella sensibilità e nel dolore; con vene varicose, melanoderma facciale, allergia alla luce o pigmentazione anomala; con dilatazione microvascolare causata dall'uso prolungato di ormoni steroidei

o disfunzione epatica; con allergie cutanee, dermatite atopica, malattie della pelle o pelle molto sensibile; con una storia di epilessia o disagio causato da luci lampeggianti; con effetti collaterali sulla testa o sugli occhi o che hanno subito un intervento chirurgico agli occhi (in questo caso, consultare il medico prima dell'uso); donne in gravidanza o che allattano; bambini piccoli; persone che assumono farmaci che causano sonnolenza, con estrema stanchezza o in cattive condizioni fisiche; Persone con problemi cutanei legati alla pigmentazione, infiammazioni causate da fibre chimiche o reazioni avverse ai cosmetici; nonché coloro che si sono sottoposti di recente a peeling chimici o ad altre procedure cosmetiche che hanno causato irritazioni o lesioni.

- Non utilizzare su parti diverse da quelle indicate.
- I pazienti sottoposti a trattamento medico devono consultare il proprio medico prima di utilizzare il prodotto.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO



MICROCORRENTE EMS

Corrente elettrica di bassa intensità che stimola il viso inviando delicate onde attraverso la pelle ai muscoli facciali. Tonifica i muscoli, stimola la loro vitalità e favorisce la produzione di collagene ed elastina.



FUNZIONE RISCALDAMENTO

Questa funzione è dotata di un sistema di controllo intelligente della temperatura costante a 42°C che allevia l'affaticamento del viso, favorisce la circolazione sanguigna e migliora l'assorbimento di creme e cosmetici. L'uso continuato può aiutare a risolvere problemi del viso come occhiaie, borse e gonfiori.



BELLEZZA OTTICA

La sua luce rossa da 630 nm viene assorbita dal derma, accelerando la rigenerazione cellulare e favorendo la sintesi del collagene, ottenendo così un effetto riempitivo sulle cellule epidermiche, rassodando la pelle, attenuando i segni dell'acne e la pigmentazione ed eliminando le linee sottili.



VIBRAZIONE SONICA

Se utilizzata con un siero per gli occhi, una crema per gli occhi o prodotti per la cura del viso, la vibrazione sonora aiuta a scomporre l'essenza in minuscole molecole, favorendone l'assorbimento.




MODALITÀ MEMORIA E CONTROLLO INTELLIGENTE DEL TEMPO

Ogni volta che viene acceso, memorizza l'ultima modalità utilizzata, risparmiando tempo e semplificando l'utilizzo. Inoltre, la funzione di controllo automatico del tempo spegne il dispositivo dopo 5 minuti di utilizzo, per evitare un uso prolungato involontario che potrebbe danneggiare la pelle.

TESTA ROTANTE A 90°

L'innovativa rotazione di 90° consente al prodotto di adattarsi meglio alle diverse zone, come la zona del contorno occhi e delle labbra, nonché alla pelle di tutto il viso e del collo.

ELENCO DEI PEZZI



DESCRIZIONE PULSANTE/MODALITÀ

PULSANTE DI REGOLAZIONE DELL'INTENSITÀ EMS

Tre modalità di cura della pelle, ciascuna con tre livelli di intensità. L'intensità è adatta a diversi tipi di pelle, a seconda del loro livello di tolleranza:

- Il primo livello è adatto alle pelli sensibili.
 - Il secondo livello è adatto alle pelli normali.
 - Il terzo livello è adatto alle pelli più resistenti.
- I tre indicatori di intensità sono luci bianche, corrispondenti ai tre livelli.

PULSANTE DI ACCENSIONE / INTERRUETTORE DI MODALITÀ


Premere a lungo il pulsante di accensione per accenderlo, premere brevemente per regolare il livello e regolare la modalità per ottenere effetti diversi:

- **Modalità relax:** microcorrente rilassante + luce blu + vibrazione. Favorisce la circolazione sanguigna e rilassa i muscoli facciali. Il secondo livello è adatto alle pelli normali.
- **Modalità rassodante:** microcorrente di contrazione + luce rossa + vibrazione. Contrae efficacemente i muscoli, con effetto lifting, rassodante e antigonfiore.
- **Modalità di attivazione:** attivazione microcorrente + luce viola + vibrazione. Stimola la produzione di ATP e favorisce la rigenerazione del collagene.

ISTRUZIONI PER L'USO

Si consiglia di utilizzarlo dopo la pulizia del viso per evitare che il sebo influisca negativamente sull'esperienza dell'utente.

1. Prestare attenzione al senso di rotazione indicato dalla freccia sul prodotto. Basta ruotare la testina in senso orario dallo stato "I" allo stato "T", quindi ruotarla di nuovo in senso antiorario. Non ruotare la testina nella direzione opposta, poiché ciò potrebbe danneggiarla a causa di una forza esterna e comprometterne il funzionamento.



2. Quando si utilizza il dispositivo vicino agli occhi, potrebbe verificarsi uno sfarfallio dovuto alla funzione microcorrente. Si tratta di un fenomeno del tutto normale; non c'è motivo di preoccuparsene. Per risultati ottimali, applicare uniformemente la crema contorno occhi o viso. Se lo usi in inverno, puoi iniziare applicandolo sulle mani per qualche secondo, aspettare che si scaldi e poi applicarlo sul viso.

Nota: quando la batteria si esaurisce, il dispositivo emette due segnali acustici e si spegne automaticamente.

3. Per l'uso sul viso, l'applicazione continua può risolvere efficacemente problemi della pelle come linee sottili intorno agli occhi, linee naso-labiali, linee del collo, ecc., oltre a rassodare e levigare la pelle. Per le diverse aree del viso, gli stati "I" e "T" possono essere regolati con angoli appropriati a seconda di ciascuna area. Il metodo di utilizzo è illustrato nella figura sottostante. Per ottenere l'effetto lifting si consiglia di applicarlo dal basso verso l'alto.



BATTERIA

Informazioni sulla batteria:

- Quando la batteria è scarica, le tre luci bianche lampeggiano rapidamente.
- Durante la ricarica, le tre luci bianche si accendono alternativamente.
- Una volta completata la ricarica, le tre luci bianche rimangono accese.
- Tempo di ricarica: 120 minuti. Durata: 60 minuti.
- Quando la batteria è scarica, ricaricarla in tempo.

METODO DI CARICAMENTO

Inserire un'estremità del cavo di ricarica USB nella porta di ricarica inferiore del prodotto e collegare l'altra estremità al caricabatterie o alla porta USB di un computer. Saprai che il prodotto si sta caricando correttamente quando le tre luci bianche lampeggiano alternativamente.

Il tempo consigliato per ogni carica non deve superare le 4 ore.

SPECIFICHE TECNICHE

PARAMETRO	DI VALORE
Energia	1,5 W
Sottoporre a tensione	3,7 V
Batteria	420 mAh
Frequenza	Modalità 1: Modalità 2 a 10 Hz: (5 Hz-20 Hz-5 Hz)/9 s Modalità 3: (20 Hz-333 Hz-20 Hz)/6 s
Tipo di cavo	USB-C
Tempo di caricamento	<120 minuti
Tempo di funzionamento	>60 minuti
Spegnimento automatico	In 5 minuti
Dimensioni	160,5 x 21,8 x 25,7 millimetri
Peso	65 grammi
Materiali	Acciaio inossidabile + lega di alluminio + PC + ABS



Questo simbolo indica che il prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici in tutta l'UE. Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute umana causati dallo smaltimento dei rifiuti, si prega di riciclare il prodotto in maniera responsabile per favorire il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per restituire il dispositivo usato, utilizzare i sistemi di raccolta o contattare il rivenditore presso il quale il prodotto è stato acquistato. Essi possono ritirare questo prodotto per il riciclaggio ambientale sicuro.

Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Um die optimale Nutzung dieses Geräts zu gewährleisten, lesen Sie bitte vor der Verwendung die Anweisungen sorgfältig durch.

Dieses Handbuch enthält Sicherheitshinweise für den richtigen Gebrauch des Produkts: Lesen Sie es sorgfältig durch und bewahren Sie es auf, um Schäden und Gefahren durch unsachgemäßen Gebrauch zu vermeiden. Das Produkt ist für den persönlichen Gebrauch bestimmt und sollte nicht von mehreren Personen verwendet werden.

SICHERHEITSHINWEISE

Lesen Sie vor der Verwendung dieses Produkts immer die grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen.

- Zerlegen oder modifizieren Sie dieses Produkt nicht ohne Genehmigung.
- Drehen Sie den Kopf nicht in die entgegengesetzte Richtung als in der Anleitung angegeben.
- Dieses Gerät ist nicht wasserdicht: Nicht waschen oder untertauchen.
- Bei der Anwendung in der Nähe der Augen kann ein flimmerndes Gefühl auftreten; dies ist ein normaler bioelektrischer Effekt von Mikrostrom.
- Da der elektrische Widerstand des Körpers von Person zu Person unterschiedlich ist, passen Sie die Intensität entsprechend Ihrer Toleranz an und beenden Sie die Anwendung sofort, wenn Beschwerden auftreten.
- Nach jedem Gebrauch mit einem trockenen Tuch oder einem leicht feuchten Wischtuch reinigen.
- Wenn Sie Auffälligkeiten feststellen (z. B. keine Vibration), überprüfen Sie den Akkustand oder ob sich das Gerät ausgeschaltet hat.
- Bei längerer Nichtbenutzung lagern Sie es an einem trockenen Ort und ohne direkte Sonneneinstrahlung.
- Bewahren Sie dieses Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Es ist kein Spielzeug.
- **WARNUNG!** Dieses Produkt sollte nicht von Personen mit elektronischen medizinischen Geräten wie Herzschrittmachern oder anderen Implantaten verwendet werden; mit Herzerkrankungen, bösartigen Tumoren oder unregelmäßigem Blutdruck; mit Infektionskrankheiten oder akuten Erkrankungen, die mit Fieber einhergehen; während einer Zahnbehandlung; mit geschwächter Immunität oder unter immunsuppressiver Therapie; mit Hämophilie, Gerinnungsstörungen, Diabetes, Gesichtsnervenschmerzen oder Veränderungen der Empfindlichkeit und Schmerzen; mit Krampfadern, Melanodermie im Gesicht, Lichtallergie oder

abnormaler Pigmentierung; mit mikrovaskulärer Erweiterung durch längere Einnahme von Steroidhormonen oder Leberfunktionsstörungen; mit Hautallergien, Neurodermitis, Hauterkrankungen oder sehr empfindlicher Haut; mit einer Vorgeschichte von Epilepsie oder Beschwerden durch blinkende Lichter; mit Nachwirkungen an Kopf oder Augen oder die sich einer Augenoperation unterzogen haben (fragen Sie in diesem Fall vor der Verwendung Ihren Arzt); schwangeren oder stillenden Frauen; kleinen Kindern; Personen, die Medikamente einnehmen, die Schläfrigkeit verursachen, unter extremer Müdigkeit leiden oder sich in schlechter körperlicher Verfassung befinden; Personen mit Hautproblemen im Zusammenhang mit Pigmentierung, Entzündungen durch chemische Fasern oder Nebenwirkungen von Kosmetika sowie Personen, die sich vor Kurzem einem chemischen Peeling oder anderen kosmetischen Verfahren unterzogen haben, die Reizungen oder Verletzungen verursacht haben.

- Nicht für andere als die dafür vorgesehenen Teile verwenden.
- Patienten in ärztlicher Behandlung sollten vor der Anwendung des Produkts ihren Arzt konsultieren.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

EMS-MIKROSTROM

Schwacher elektrischer Strom stimuliert das Gesicht, indem er sanfte Wellen durch die Haut an die Gesichtsmuskeln sendet. Es stärkt die Muskeln, stimuliert ihre Vitalität und fördert die Produktion von Kollagen und Elastin.

WÄRMEFUNKTION

Diese Funktion verfügt über ein intelligentes Temperatursystem mit konstant 42 °C, das Gesichtsermüdung lindert, die Durchblutung fördert und die Aufnahme von Cremes und Kosmetika verbessert. Die fortgesetzte Anwendung kann helfen, Gesichtsprobleme wie Augenringe, Tränensäcke und Schwellungen zu beheben.

OPTISCHE SCHÖNHEIT

Sein 630 nm rotes Licht wird von der Dermis absorbiert, beschleunigt die Zellregeneration und fördert die Kollagensynthese, wodurch ein Fülleffekt auf die Epidermiszellen erzielt wird, die Haut gestrafft wird, Akneflecken und Pigmentierung verblassen und feine Linien beseitigt werden.

SCHALLVIBRATION

Bei Verwendung mit Augenserum, Augencreme oder Gesichtspflegeprodukten trägt die Schallvibration dazu bei, die Essenz in winzige Moleküle zu zerlegen und so ihre Aufnahme zu fördern.



SPEICHERMODUS UND INTELLIGENTE ZEITSTEUERUNG


Bei jedem Einschalten merkt es sich den zuletzt verwendeten Modus, was Zeit spart und die Verwendung erleichtert. Darüber hinaus schaltet die automatische Zeitsteuerungsfunktion das Gerät nach 5 Minuten Gebrauch ab, um eine unbeabsichtigte längere Anwendung zu verhindern, die die Haut schädigen könnte.



90° DREHBARER KOPF

Durch die innovative 90°-Drehung kann sich das Produkt besser an verschiedene Bereiche anpassen, beispielsweise an die Augen- und Lippenpartie sowie an die Haut im gesamten Gesicht und am Hals.

ERSATZTEILLISTE



1. Lichtemissionszone
2. Kopf
3. Intensitäts-/Ladeanzeige
4. Modusanzeige
5. EMS-Intensitätseinstelltaste
6. Ein-/Aus-/Moduswechseltaste
7. Verladehafen

SCHALTFLÄCHE/MODUS BESCHREIBUNG

EMS-INTENSITÄTS-EINSTELLTASTE

Drei Hautpflegemodi mit jeweils drei Intensitätsstufen. Die Intensitätseinstellung ist für unterschiedliche Hauttypen je nach Verträglichkeit geeignet:

- Die erste Stufe ist für empfindliche Haut geeignet.
- Die zweite Stufe ist für normale Haut geeignet.
- Die dritte Stufe ist für widerstandsfähigere Haut geeignet.

Die drei Intensitätsanzeigen sind weiße Lichter, die den drei Stufen entsprechen.

EIN-/AUS-TASTE / MODUS-SCHALTER

Drücken Sie die Einschalttaste lange, um es einzuschalten, drücken Sie kurz, um die Stufe anzupassen, und passen Sie den Modus an, um verschiedene Effekte zu erzielen:


- **Entspannungsmodus:** beruhigender Mikrostrom + blaues Licht + Vibration. Fördert die Durchblutung und entspannt die Gesichtsmuskulatur. Die zweite Stufe ist für normale Haut geeignet.

- **Straffungsmodus:** Kontraktions-Mikrostrom + rotes Licht + Vibration. Wirkt effektiv gegen die Muskeln und hat einen straffenden, festigenden und abschwellenden Effekt.
- **Aktivierungsmodus:** Mikrostromaktivierung + violettes Licht + Vibration. Stimuliert die ATP-Produktion und fördert die Kollagenregeneration.

GEBRAUCHSANWEISUNG

Es wird empfohlen, es nach der Gesichtsreinigung zu verwenden, um zu verhindern, dass Gesichtslös das Benutzererlebnis beeinträchtigt.

1. Achten Sie auf die Drehrichtung des Pfeils auf dem Produkt. Drehen Sie den Kopf einfach im Uhrzeigersinn vom Zustand „I“ in den Zustand „T“ und dann wieder gegen den Uhrzeigersinn. Drehen Sie den Kopf nicht in die entgegengesetzte Richtung, da dies zu einer Beschädigung des Kopfes durch äußere Krafteinwirkung führt und seine Funktion beeinträchtigt.



2. Bei der Verwendung des Geräts in der Nähe Ihrer Augen kann es aufgrund der Mikrostromfunktion zu Lichtflimmern kommen. Dies ist ein völlig normales Phänomen und sollte Sie nicht beunruhigen. Für beste Ergebnisse tragen Sie die Augenkontur- oder Gesichtsschmierung gleichmäßig auf. Wenn Sie es im Winter verwenden, können Sie es zunächst einige Sekunden lang auf Ihre Hände auftragen, warten, bis es warm wird, und es dann auf Ihrem Gesicht verwenden. Bei schwacher

Hinweis: Wenn der Akku leer ist, gibt die Kamera zwei Signaltöne ab und schaltet sich automatisch aus.

3. Bei der Anwendung im Gesicht kann die kontinuierliche Anwendung Hautprobleme wie feine Linien um die Augen, Nasolabialfalten, Halsfalten usw. wirksam lösen und die Haut straffen und glätten. Für verschiedene Bereiche des Gesichts können die Zustände „I“ und „T“ je nach Bereich auf geeignete Winkel eingestellt werden. Die Verwendungsmethode ist in der folgenden Abbildung dargestellt. Um den Lifting-Effekt zu erzielen, empfiehlt sich die Anwendung von unten nach oben.



BATTERIE

Batterieinformationen:

- Wenn die Batterie schwach ist, blinken die drei weißen Lichter schnell.
- Während des Ladevorgangs leuchten die drei weißen Lichter abwechselnd auf.
- Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, leuchten die drei weißen Lichter weiterhin.
- Ladezeit: 120 Minuten. Dauer: 60 Minuten.
- Wenn der Akku leer ist, laden Sie ihn bitte rechtzeitig auf.

LADEMETHODE

Stecken Sie ein Ende des USB-Ladekabels in den unteren Ladeanschluss des Produkts und verbinden Sie das andere Ende mit dem Ladegerät oder dem USB-Anschluss eines Computers. Sie wissen, dass das Produkt korrekt aufgeladen wird, wenn die drei weißen Lichter abwechselnd blinken.

Die empfohlene Zeit für jede Aufladung sollte 4 Stunden nicht überschreiten.

TECHNISCHE DATEN

PARAMETER	WERT
Leistung	1,5 W
Beanspruchung	3,7 V
Batterie	420 mAh
Frequenz	Modus 1: 10 Hz Modus 2: (5 Hz-20 Hz-5 Hz)/9 s Modus 3: (20 Hz-333 Hz-20 Hz)/6 s
Kabeltyp	USB-C
Ladezeit	<120 Minuten
Betriebsdauer	>60 Minuten
Automatische Abschaltung	In 5 Minuten
Maße	160,5 x 21,8 x 25,7 mm
Gewicht	65 g
Materialien	Edelstahl + Aluminiumlegierung + PC + ABS



Dieses Zeichen weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht zusammen mit anderen Haushaltsabfällen in der gesamten EU entsorgt werden darf. Um mögliche Umwelt- oder Gesundheitsschäden durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden, ist eine ordnungsgemäße Wiederverwertung erforderlich, um die nachhaltige Wiederverwendung von Materialressourcen zu fördern. Um Ihr gebrauchtes Gerät zurückzugeben, verwenden Sie Rückgabe- und Sammelsysteme oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde. Diese können dieses Produkt für ein umweltgerechtes Recycling sammeln.

NEDERLANDS

Bedankt dat u voor ons product hebt gekozen. Lees de instructies zorgvuldig door voordat u dit apparaat gebruikt en om er zeker van te zijn dat u het optimaal kunt gebruiken.

Deze handleiding bevat veiligheidsinformatie voor het juiste gebruik van het product. Lees de handleiding aandachtig door en bewaar deze om schade en gevaren veroorzaakt door onjuist gebruik te voorkomen. Het product is bedoeld voor persoonlijk gebruik en mag niet door meerdere personen worden gebruikt.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Lees voor gebruik van dit product altijd de basisveiligheidsmaatregelen.

- Dit product mag niet zonder toestemming worden gedemonteerd of gewijzigd.
- Draai het hoofd niet in de tegenovergestelde richting van de richting die in de instructies staat aangegeven.
- Dit apparaat is niet waterdicht: was het niet en dompel het niet onder in water.
- Bij gebruik in de buurt van de ogen kan een flinkerend gevoel optreden. Dit is een normaal bio-elektrisch effect van microstroom.
- Omdat de elektrische weerstand van het lichaam per persoon verschilt, moet u de intensiteit aanpassen aan uw tolerantie en het gebruik onmiddellijk stoppen als u ongemak ervaart.
- Na elk gebruik schoonmaken met een droge doek of licht vochtig doekje.
- Als u iets afwijkends opmerkt (bijvoorbeeld geen trillingen), controleer dan het batterijniveau of controleer of het apparaat is uitgeschakeld.
- Wanneer u het apparaat gedurende een langere periode niet gebruikt, bewaar het dan op een droge plaats, uit de buurt van direct zonlicht.
- Houd dit product buiten bereik van kinderen. Het is geen speelgoed.
- **WAARSCHUWING!** Dit product mag niet worden gebruikt door personen met elektronische medische apparaten zoals pacemakers of andere implantaten; met hartziekten, kwaadaardige tumoren of een onregelmatige bloeddruk; met infectieziekten of acute ziekten gepaard gaande met koorts; tijdens een tandheelkundige behandeling; met een verzwakte immuniteit of onder immunosuppressieve therapie; met hemofilie, stollingsstoornissen, diabetes, aangezichtsneuralgie of veranderingen in gevoeligheid en pijn; met spataderen, gezichtsmelanodermie, lichtallergie of abnormale pigmentatie; met microvasculaire verwijding

veroorzaakt door langdurig gebruik van steroïde hormonen of leverdysfunctie; met huidallergieën, atopische dermatitis, huidziekten of een zeer gevoelige huid; met een voorgeschiedenis van epilepsie of ongemak veroorzaakt door flitsen; met naderwerkingen op het hoofd of de ogen, of die een oogoperatie hebben ondergaan (raadpleeg in dit geval uw arts voor gebruik); zwangere vrouwen of vrouwen die borstvoeding geven; jonge kinderen; personen die medicijnen gebruiken die slaperigheid veroorzaken, met extreme vermoeidheid of in slechte fysieke conditie zijn; personen met huidproblemen gerelateerd aan pigmentatie, ontstekingen, veroorzaakt door chemische vezels of bijwerkingen van cosmetica; en ook voor mensen die onlangs een chemische peeling of andere cosmetische ingreep hebben ondergaan die irritatie of letsel heeft veroorzaakt.

- Niet gebruiken op andere delen dan de aangegeven delen.
- Patiënten die onder medische behandeling staan, dienen hun arts te raadplegen alvorens dit product te gebruiken.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

EMS MICROSTROOM

Een zwakke elektrische stroom stimuleert het gezicht door zachte golven door de huid naar de gezichtsspieren te sturen. Het verstevigt de spieren, stimuleert de vitaliteit en bevordert de aanmaak van collageen en elastine.

WARMTEFUNCTIE

Deze functie maakt gebruik van een intelligent temperatuurregelsysteem dat constant op 42°C blijft, waardoor gezichtsvermoeidheid wordt verlicht, de bloedsomloop wordt bevordert en de absorptie van crèmes en cosmetica wordt verbeterd. Bij regelmatig gebruik kunnen gezichtsproblemen zoals donkere kringen, wallen en zwellingen verdwijnen.

OPTISCHE SCHOONHEID

Het rode licht van 630 nm wordt door de lederhuid geabsorbeerd, versnelt de celregeneratie en bevordert de collageensynthese. Hierdoor ontstaat een opvallend effect op de cellen van de opperhuid, wordt de huid steviger, vervagen acne-en pigmentvlekken en verdwijnen fijne lijntjes.

SONISCHE TRILLING

Wanneer het wordt gebruikt met oogserum, oogcrème of gezichtsverzorgingsproducten, helpt sonische trillingen om de essentie af te breken in kleine moleculen, waardoor de absorptie ervan wordt bevordert.



GEHEUGENMODUS EN INTELLIGENTE TIJDSCONTROLE


Elke keer dat u het apparaat inschakelt, wordt de laatst gebruikte modus onthouden. Dit bespaart u tijd en maakt het apparaat gemakkelijker in gebruik. Bovendien zorgt de automatische tijdsregeling ervoor dat het apparaat na 5 minuten gebruik automatisch wordt uitgeschakeld. Zo wordt onbedoeld langdurig gebruik, dat schade aan de huid kan veroorzaken, voorkomen.



90° DRAAIBARE KOP

Dankzij de innovatieve 90°-rotatie kan het product zich beter aanpassen aan verschillende zones, zoals de huid rond de ogen en lippen, maar ook aan de huid van het hele gezicht en de hals.

ONDERDELENLIJST



1. Lichtemissiezone
2. Hoofd
3. Intensiteits-/laadindicatielampje
4. Modus-indicatielampje
5. EMS-intensiteitsaanpassingsknop
6. Knop voor het wijzigen van de aan/uit-modus
7. Laadhaven

KNOP/MODUSBESCHRIJVING

Knop voor aanpassing van de EMS-intensiteit

Drie huidverzorgingsstanden, elk met drie intensiteitsniveaus. De intensiteitsinstelling is geschikt voor verschillende huidtypen, afhankelijk van hun tolerantieniveau:

- Het eerste niveau is geschikt voor de gevoelige huid.
- Het tweede niveau is geschikt voor een normale huid.
- Het derde niveau is geschikt voor de meer resistente huid.

De drie intensiteitsindicatoren zijn witte lampjes, die overeenkomen met de drie niveaus.

AAN/UIT-KNOP / MODUSSCHAKELAAR

Houd de aan/uit-knop lang ingedrukt om het apparaat in te schakelen, druk er kort op om het niveau aan te passen en pas de modus aan om verschillende effecten te krijgen:


- **Ontspannende modus:** kalmerende microstroom + blauw licht + trillingen. Bevordert de bloedsomloop en ontspant de gezichtsspieren. Het tweede niveau is geschikt voor een normale huid.

- **Verstevigende modus:** samentrekking microstroom + rood licht + trilling. Werkt effectief op het samentrekken van spieren, met een liftend, verstevigend en zwellingsverminderend effect.
- **Activeringsmodus:** microstroom activering + paars licht + trillingen. Stimuleert de ATP-productie en bevordert de collageenregeneratie.

GEBRUIKSAANWIJZING

Het wordt aanbevolen om het te gebruiken na het reinigen van het gezicht, om te voorkomen dat gezichtsolie de gebruikerservaring beïnvloedt.

1. Let op de draairichting van de pijl op het product. Draai de kop eenvoudig met de klok mee van de "I"-stand naar de "T"-stand, en draai hem vervolgens weer tegen de klok in. Draai de kop niet in de tegenovergestelde richting, omdat dit door externe krachten schade aan de kop kan veroorzaken en de werking ervan kan beïnvloeden.



2. Wanneer u het apparaat in de buurt van uw ogen gebruikt, kan er door de microstroomfunctie lichtflikkering optreden. Dit is een volkomen normaal verschijnsel; u hoeft zich hier geen zorgen over te maken. Voor het beste resultaat brengt u de oogcontour-of gezichts crème gelijkmatig aan. Als je het in de winter gebruikt, kun je het eerst een paar seconden op je handen aanbrengen. Wacht tot het warm is en breng het daarna aan op je gezicht.

Opmerking: Als de batterij leeg is, geeft het apparaat twee pieptonen en wordt het automatisch uitgeschakeld.

3. Bij gebruik op het gezicht kan het doorlopend aanbrengen effectief huidproblemen zoals fijne lijntjes rond de ogen, neuslippenplooien, halslijnen, enz. aanpakken. Tevens kan het de huid verstevigen en gladmaken. Voor verschillende delen van het gezicht kunnen de standen 'I' en 'T' worden aangepast aan de hoeken die bij elk gebied passen. De gebruikswijze wordt in de onderstaande afbeelding weergegeven. Voor een liftend effect wordt het aanbevolen om het van onder naar boven aan te brengen.



BATTERIJ

Batterijinformatie:

- Wanneer de batterij bijna leeg is, knippen de drie witte lampjes snel.
- Tijdens het opladen gaan de drie witte lampjes afwisselend branden.
- Zodra het opladen voltooid is, blijven de drie witte lampjes branden.
- Oplaadtijd: 120 minuten. Duur: 60 minuten.
- Wanneer de batterij leeg is, laad deze dan tijdig op.

LAADMETHODE

Steek het ene uiteinde van de USB-oplaadkabel in de onderste oplaadpoort van het product en sluit het andere uiteinde aan op de oplader of de USB-poort van een computer. U weet dat het product goed wordt opgeladen wanneer de drie witte lampjes afwisselend knippen.

De aanbevolen oplaadtijd mag niet langer zijn dan 4 uur.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

PARAMETER	WAARD
Stroom	1,5 W
Deformatie	3,7 V
Batterij	420 mAh
Frequentie	Modus 1: 10 Hz-modus 2: (5 Hz-20 Hz-5 Hz)/9 s Modus 3: (20 Hz-333 Hz-20 Hz)/6 s
Kabeltype	USB-C
Laadtijd	<120 minuten
Bedrijfstijd	>60 minuten
Automatische uitschakeling	In 5 minuten
Afmetingen	160,5 x 21,8 x 25,7 mm
Gewicht	65 gram
Materialen	Roestvrij staal + aluminiumlegering + PC + ABS



Dit teken geeft aan dat dit product niet samen met ander huishoudelijk afval in de EU mag worden verwijderd. Om mogelijke schade aan het milieu of de gezondheid als gevolg van ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u op de juiste manier recycleren om duurzaam hergebruik van materiële hulpbronnen te bevorderen. Om uw gebruikte apparaat te retourneren, volgt u de bijbehorende retour- en incassoprocedures of neemt u contact op met het etablissement waar het product is gekocht. Ze kunnen dit product ophalen voor veilige milieurecycling.

Dziękujemy za wybranie naszego produktu. Przed użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję, aby zapewnić jego optymalne działanie.

Niniejsza instrukcja zawiera informacje dotyczące bezpieczeństwa, które są niezbędne do prawidłowego użytkowania produktu. Należy ją uważnie przeczytać i zachować, aby uniknąć uszkodzeń i zagrożeń spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem. Produkt jest przeznaczony do użytku osobistego i nie powinien być używany przez wiele osób.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Przed użyciem tego produktu należy zawsze zapoznać się z podstawowymi środkami ostrożności.

- Nie rozbieraj ani nie modyfikuj tego produktu bez zezwolenia.
- Nie należy obracać głowy w kierunku przeciwnym do wskazanego w instrukcji.
- To urządzenie nie jest wodoodporne: nie należy go myć ani zanurzać.
- W przypadku stosowania w pobliżu oczu można odczuć migotanie; jest to normalny efekt bioelektryczny mikroprądu.
- Ponieważ opór elektryczny ciała jest różny u poszczególnych osób, dostosuj intensywność do swojej tolerancji i natychmiast przerwij stosowanie, jeśli poczujesz dyskomfort.
- Po każdym użyciu należy wyczyścić urządzenie suchą ściereczką lub lekko wilgotną chusteczką.
- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek nieprawidłowości (np. brak wibracji), sprawdź poziom naładowania baterii lub sprawdź, czy urządzenie się wyłączyło.
- Jeśli nie używasz urządzenia przez dłuższy czas, przechowuj je w suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego.
- Przechowywać poza zasięgiem dzieci. Produkt nie jest zabawką.
- **OSTRZEŻENIE!** Tego produktu nie powinny używać osoby z elektronicznymi urządzeniami medycznymi, takimi jak rozruszniki serca lub inne implanty; osoby z chorobami serca, nowotworami złośliwymi lub nieregularnym ciśnieniem krwi; osoby z chorobami zakaźnymi lub ostrymi schorzeniami przebiegającymi z gorączką; podczas leczenia stomatologicznego; osoby z osłabioną odpornością lub poddane terapii immunosupresyjnej; osoby z hemofilią, zaburzeniami krzepnięcia, cukrzycą, nerwobólem twarzy lub zmianami wrażliwości i bólu; osoby z zylakami, czerniakiem twarzy, alergią na światło lub nieprawidłową pigmentacją;

osoby z rozszerzeniem naczyń włosowatych spowodowanym długotrwałym stosowaniem hormonów steroidowych lub dysfunkcją wątroby; osoby z alergiami skórnymi, atopowym zapaleniem skóry, chorobami skóry lub bardzo wrażliwą skórą; osoby z historią epilepsji lub dyskomfortem spowodowanym migającym światłem; osoby z następstwami w obrębie głowy lub oczu lub po operacji oka (w takim przypadku należy skonsultować się z lekarzem przed użyciem); kobiety w ciąży lub karmiące piersią; małe dzieci; osoby przyjmujące leki powodujące senność, skrajne zmęczenie lub w złej kondycji fizycznej; Osoby z problemami skórnymi związanymi z pigmentacją, stanami zapalnymi wywołanymi przez włókna chemiczne lub niepożądanymi reakcjami na kosmetyki, a także osoby, które niedawno poddały się peelingom chemicznym lub innym zabiegom kosmetycznym powodującym podrażnienia lub urazy.

- Nie stosować na częściach innych niż przeznaczone do tego celu.
- Pacjenci będący w trakcie leczenia powinni skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem produktu.

CECHY PRODUKTU



MIKROPRĄD EMS

Prąd elektryczny o niskim natężeniu, który stymuluje twarz poprzez wysyłanie delikatnych fal przez skórę do mięśni twarzy. Ujędźnia mięśnie, stymuluje ich witalność, wspomaga produkcję kolagenu i elastyny.



FUNKCJA GRZANIA

Funkcja ta opiera się na inteligentnym systemie kontroli temperatury, który utrzymuje stałą temperaturę 42°C, łagodząc zmęczenie twarzy, poprawiając krążenie krwi i zwiększając wchłanianie kremów i kosmetyków. Dalsze stosowanie może pomóc rozwiązać problemy z twarzą, takie jak cienie, worki i opuchliznę.



PIĘKNO OPTYCZNE

Czerwone światło o długości fali 630 nm jest absorbowane przez skórę właściwą, co przyspiesza regenerację komórek i stymuluje syntezę kolagenu. Dzięki temu zabiegowi uzyskuje się efekt wypełnienia komórek naskórka, ujędrnienia skóry, rozjaśnienia śladów trądziku i przebarwień oraz wyeliminowania drobnych linii.



WIBRACJE DŹWIĘKOWE

W połączeniu z serum pod oczy, kremem pod oczy lub produktami do pielęgnacji twarzy, vibracje dźwiękowe pomagają rozbić esencję na drobne cząsteczki, co wspomaga jej wchłanianie.



TRYB PAMIĘCI I INTELIGENTNA KONTROLA CZASU


Przy każdym włączeniu zapamiętuje ostatnio używany tryb, oszczędzając czas i ułatwiając korzystanie z urządzenia. Dodatkowo funkcja automatycznej kontroli czasu wyłącza urządzenie po 5 minutach użytkowania, zapobiegając w ten sposób przypadkowemu, długotrwałemu stosowaniu, które mogłoby uszkodzić skórę.



GŁOWICA OBROTOWA 90°

Innowacyjny obrót o 90° pozwala produktowi lepiej dopasować się do różnych obszarów, np. okolic oczu i ust, a także do skóry całej twarzy i szyi.

LISTA CZĘŚCI



1. Strefa emisji światła
2. Głowa
3. Kontrolka intensywności/ladowania
4. Kontrolka trybu
5. Przycisk regulacji intensywności EMS
6. Przycisk zasilania/zmiany trybu
7. Port ładunkowy

OPIS PRZYCISKU/TRYBU

PRZYCISK REGULACJI INTENSYWNOŚCI EMS

Trzy tryby pielęgnacji skóry, każdy z trzema poziomami intensywności. Ustawienie intensywności jest odpowiednie dla różnych typów skóry, w zależności od jej poziomu tolerancji:

- Pierwszy poziom przeznaczony jest do skóry wrażliwej.
 - Drugi poziom przeznaczony jest do skóry normalnej.
 - Trzeci poziom przeznaczony jest do skóry bardziej odpornej.
- Trzy wskaźniki intensywności to białe światła odpowiadające trzem poziomom.

PRZYCISK ZASILANIA / PRZEŁĄCZNIK TRYBU

Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aby włączyć urządzenie, naciśnij krótko, aby dostosować poziom i dostosować tryb, aby uzyskać różne efekty:


- **Tryb relaksujący:** Łagodzący mikroprąd + niebieskie światło + vibracje. Poprawia krążenie krwi i rozluźnia mięśnie twarzy. Drugi poziom przeznaczony jest do skóry normalnej.

- **Tryb ujędrniania:** mikroprąd skurczowy + światło czerwone + wibracje. Skutecznie kurczy mięśnie, działając liftingująco, ujędrniająco i redukując obrzęki.
- **Tryb aktywacji:** aktywacja mikroprądem + światło fioletowe + wibracje. Stymuluje produkcję ATP i wspomaga regenerację kolagenu.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Zaleca się stosowanie produktu po oczyszczeniu twarzy, aby zapobiec wpływowi sebum na komfort użytkowania.

1. Należy zwrócić uwagę na kierunek obrotu wskazany strzałką na produkcie. Wystarczy obrócić głowicę zgodnie z ruchem wskazówek zegara z położenia „I” do położenia „T”, a następnie ponownie obrócić ją w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Nie należy obracać głowicy w przeciwnym kierunku, gdyż może to spowodować uszkodzenie głowicy przez siłę zewnętrzną i zakłócić jej działanie.



2. Podczas korzystania z urządzenia w pobliżu oczu może wystąpić migotanie światła spowodowane działaniem mikroprądów. Jest to zjawisko zupełnie normalne i nie należy się nim martwić. Aby uzyskać najlepsze efekty, równomiernie nałóż krem pod oczy lub krem na twarz. Jeśli używasz go zimą, możesz nałożyć go na dłonie na kilka sekund, odczekać, aż się nagrzej, a następnie nałożyć na twarz.

Uwaga: Gdy bateria się wyczerpie, urządzenie wyemituje dwa sygnały dźwiękowe i automatycznie się wyłączy.

3. W przypadku stosowania na twarz, ciągłe stosowanie może skutecznie rozwiązać problemy skórne, takie jak drobne zmarszczki wokół oczu, linie nosowo-wargowe, linie szyi itp., a także ujędrnić i wygładzić skórę. W przypadku różnych obszarów twarzy, kąty „I” i „T” można dostosować do odpowiednich obszarów. Sposób użycia pokazano na poniższym rysunku. Aby uzyskać efekt liftingu, zaleca się nakładanie produktu od dołu do góry.



BATERIA

Informacje o baterii:

- Gdy bateria jest słaba, trzy białe lampki migają szybko.
- Podczas ładowania naprzemiennie zapalają się trzy białe światła.
- Po zakończeniu ładowania trzy białe diody pozostają włączone.
- Czas ładowania: 120 minut. Czas trwania: 60 minut.
- Jeśli akumulator jest rozładowany, należy go naładować.

METODA ŁADOWANIA

Włóż jeden koniec kabla ładującego USB do dolnego portu ładowania produktu, a drugi koniec podłącz do ładowarki lub portu USB komputera. Prawidłowe ładowanie produktu sygnalizowane jest naprzemiennym miganiem trzech białych kontroltek.

Zalecany czas ładowania nie powinien przekraczać 4 godzin.

DANE TECHNICZNE

PARAMETR	WARTOŚĆ
Moc	1,5 W
Napięcie	3,7 V
Bateria	420 mAh
Częstotliwość	Tryb 1: 10 Hz Tryb 2: (5 Hz-20 Hz-5 Hz)/9 s Tryb 3: (20 Hz-333 Hz-20 Hz)/6 sek.
Typ kabla	USB-C
Czas ładowania	<120 minut
Czas działania	>60 minut
Automatyczne wyłączenie	Za 5 minut
Wymiary	160,5 x 21,8 x 25,7 mm
Waga	65 gramów
Przybory	Stal nierdzewna + stop aluminium + PC + ABS



Ten znak wskazuje, że produktu nie należy wyrzucać razem z innymi odpadami komunalnymi w całej UE. Aby uniknąć możliwej szkody dla środowiska lub zdrowia spowodowanej niekontrolowanym usuwaniem odpadów, należy odpowiednio poddać recyklingowi, aby promować zrównoważone ponowne wykorzystanie zasobów materialnych. Aby zwrócić używane urządzenie, postępuj zgodnie z odpowiednimi procedurami zwrotu i odbioru lub skontaktuj się z zakładem, w którym produkt został zakupiony. Mogą odebrać ten produkt w celu bezpiecznego recyklingu w środowisku.

[illegible]

[illegible]

CREATE



RoHS



RACCOLTA CARTA
*Verifica le disposizioni
del tuo Comune.*



/ Made in China