


CREATE



Sonic Pearl

User manual | Manual de instrucciones

[illegible]

[illegible]

INDEX

ENGLISH

Parts list	6
Security information	7
Connection and charging	9
Brushing technique	9
Brushing modes	9
How to switch between brushing modes	10
Cleaning recommendations	11
Head change	11

ESPAÑOL

Listado de partes	12
Instrucciones de seguridad	13
Conexión y carga	15
Técnica de cepillado	15
Modos de cepillado	15
Cómo alternar entre los modos de limpieza	16
Recomendaciones de limpieza	17
Cambio del cabezal	17

PORTUGUÊS

Lista de peças	18
Instruções de segurança	19
Ligação e carga	21
Técnica de escova	21
Modos de escovação	21
Como alternar entre os modos de limpeza	22
Recomendaciones de limpeza	23
Mudança de cabeça	23

FRANÇAIS

Liste des pièces	24
Consignes de sécurité	25
Emplacement de la tête	27
Technique de brossage	27
Modes de brossage	27
Comment basculer entre les modes de nettoyage	28
Recommandations de nettoyage	29
Remplacement de la tête	29

INDEX

ITALIANO

Elenco delle parti	30
Istruzioni di sicurezza	31
Collegamento e carico	33
Tecnica di spazzolatura	33
Modalità di spazzolatura	33
Come alternare tra le modalità di pulizia	34
Raccomandazioni di pulizia	35
Sostituzione della testa	35

DEUTSCH

Teilliste	36
Sicherheitshinweise	37
Anschluss und last	39
Pinselftechnik	39
Pinselftechnik	40
So wechseln sie zwischen den reinigungsmodi	40
Reinigungsempfehlungen	41
Kopfwechsel	41

NEDERLANDS

Onderdelenlijst	42
Veiligheidsinstructies	43
Aansluiting en lading	45
Borsteltechniek	45
Poetsstanden	45
Schakelen tussen reinigingsmodi	46
Reiniging aanbevelingen	47
Hoofd verandering	47

POLSKI


Lista części	48
Instrukcje bezpieczeństwa	49
Połączenie i obciążenie	51
Technika szczotkowania	51
Tryby szczotkowania	51
Jak przełączać się między trybami czyszczenia	52
Zalecenia czyszczące	53
Wymiana głowicy	53

ENGLISH

Thank you for choosing our sonic toothbrush. Before using the appliance, and to ensure the best use, carefully read these instructions. The safety precautions enclosed herein reduce the risk of death, injury and electrical shock when correctly adhered to. Keep the manual in a safe place for future reference, along with the completed warranty card, purchase receipt and package. If applicable, pass these instructions on to the next owner of the appliance.

Always follow basic safety precautions and accident prevention measures when using an electrical appliance. We assume no liability for customer failing to comply with these requirements.

PARTS LIST



- | | |
|----------------------------------|----------------------------|
| 1. Head | 7. Massage mode |
| 2. Mango | 8. Sensitive teeth mode |
| 3. Power button and change modes | 9. Power and battery light |
| 4. Cleaning mode | 10. Charging dock |
| 5. Whitening mode | 11. Power cord |
| 6. Polishing mode | |

SECURITY INFORMATION

When using any electrical appliance, basic safety precautions should always be observed.

- Toothbrushes can be used by children and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- The appliance is only to be used with the power supply unit provided with the appliance.
- The power cord cannot be replaced. If the cord is damaged the appliance should be scrapped.
- Children shall not play with the appliance.
- The power cord cannot be replaced. If the cord is damaged the appliance should be scrapped.
- The appliance is only to be used with the power supply unit provided with the appliance.
- Always unplug this product immediately after using.
- Do not use while bathing. Do not place or store product where it could fall or be pulled onto a tub or sink.
- Do not place in or drop into water or other liquid. Do not reach for a product that has fallen into water, unplug immediately.
- Do not leave the appliance plugged after use. Unplug from outlet when not in use and before servicing.

WARNING: Use the toothbrush only as described in this manual. Use only accessories recommended by the manufacturer.

- Do not use with damaged cord or plug. If Appliance is not working as it should, has been dropped, damaged,

left outdoors or dropped into water, return it to a service center.

- Do not pull or carry by cord, use cord as a handle, close a door on cord, or pull cord around sharp edges or corners.
- Do not run Appliance over cord. Keep cord away from heated surfaces.
- Do not unplug by pulling on cord. To unplug, grasp the plug, not the cord.
- Do not handle plug or Appliance with wet hands.
- Turn off all controls before unplugging.
- Never block the air openings of the product or place it on a soft surface, such as a bed or couch, where the air openings may be blocked. Keep the air openings free of lint, hair and the like.
- Never use while sleeping or drowsy.
- Do not use outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
- Connect this product to a properly grounded outlet only.
- This product has no user serviceable parts.
- Store the charging unit onto a dry and safe place when it is not in use.
- Untwist the power cord before use.
- In case the product fails to function, you should not dismantle, exchange or manipulate any part of it, otherwise there is risk of an electric shock. You should take it to the seller.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer in order to avoid a hazard.
- If the product is dropped, the brush head should be replaced before the next use even if no damage is visible.
- Remove the plug from the power outlet to save energy, or leave it and keep the brush in the charging base, there is no risk of overcharging the battery.

CONNECTION AND CHARGING

- This toothbrush has a waterproof handle. It is electrically safe and designed to be used in the bathroom.
- But it should not be used while underwater.
- A full charge takes at least 24 hours and allows approximately 6 working weeks.
- The constant blue LED light indicates that it is charging. Once fully recharged, the light automatically turns off.

BRUSHING TECHNIQUE

- Brush your teeth one by one guiding the brush head.
- Hold the brush head in each quadrant for 30 seconds before moving to the next quadrant. The toothbrush will pause for one second to warn the user to change zones and then continue to run.
- Brush the gums too. Start with the outer part of the tooth, then the inner part and, finally, the chewing areas.
- Do not scrub or press the brush hard, just let the brush do its job.

Important: After 2 minutes of brushing, the too-



BRUSHING MODES

This toothbrush offers different brushing modes for various oral care needs:

- **Cleaning:** Up to 31,000 movements per minute offers exceptional oral cleaning.
- **Whitening:** Up to 41,000 movements per minute eliminates microscopic plaque and bacteria left by other toothbrushes.
- **Polishing:** Up to 48,000 movements per minute, twice as much plaque is eliminated at a higher speed.
- **Massage:** Up to 31,000 movements per minute, from strongest to weakest and vice versa, the gums are stimulated gently.
- **Sensitive:** With 31,000 smooth movements per minute, it offers a gentle cleaning of the most sensitive areas.

HOW TO SWITCH BETWEEN BRUSHING MODES

- Press the power and mode selection button. Keep the button pressed and the operating sequence will turn on every time you press the button, first the cleaning mode, then the whitening mode, then the polishing mode, the massage mode, the sensitive mode and finally it will turn off.
- The device will turn off when you press any of the modes for more than 5 seconds. The toothbrush turns on with cleaning mode by default the first time you press the button.
- Place a brush head on the handle. You can use any type of toothpaste. To avoid splashing, place the brush head on your teeth before turning it on.
- Place the bristles of the brush on the surface of your teeth with a little angle towards the gums.
- Press the button to turn on the toothbrush.
- After brushing, remove the toothbrush head and wash both the head and the handle with running water and dry them.



CLEANING RECOMMENDATIONS

- After brushing, clean the brush head carefully under running water.
- This product contains a rechargeable battery to protect the environment.

Important: Do not clean the charging base by immersing it in water or under running water. Remove the head from the handle and clean both parts separately under running water. Dry them after connecting the toothbrush to the charging base.

- Before cleaning the charging base, be sure to unplug the adapter. Use only a dry or damp cloth to clean the surface of the charging unit.
- Place the charging base in a dry and safe place.
- Do not plug in the charging base until it is completely dry.

HEAD CHANGE

With use, the head bristles lose their effectiveness as they wear, reducing the cleaning ability of the brush.

It is recommended to change your toothbrush head every three months or when you see the bristles start to wear down.

This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable re-use of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer from where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.




Muchas gracias por elegir nuestro cepillo de dientes sónico. Antes de usar el aparato, lea detenidamente estas instrucciones para su correcta utilización.

Las precauciones de seguridad incluidas reducen el riesgo de sufrir una descarga eléctrica, lesiones e incluso la muerte si se respetan estrictamente. Guarde este manual en un lugar seguro para consultarlo en el futuro, junto con la tarjeta de garantía del producto debidamente cumplimentada, el embalaje original del producto y el justificante de compra.

Si es posible, entregue estas instrucciones al siguiente propietario del electrodoméstico. Respete en todo momento las precauciones de seguridad básicas y las normas de prevención de accidentes cuando utilice un electrodoméstico. Declinamos toda responsabilidad derivada del incumplimiento de estas instrucciones por parte de los clientes.

LISTADO DE PARTES



- | | |
|---|-------------------------------|
| 1. Cabezal | 7. Modo de masaje |
| 2. Mango | 8. Modo dientes sensibles |
| 3. Botón de encendido y cambio de modos | 9. Luz de encendido y batería |
| 4. Modo de limpieza | 10. Base de carga |
| 5. Modo de blanqueamiento | 11. Cable de alimentación |
| 6. Modo de pulido | |

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Antes de usar este electrodoméstico, siempre se deben seguir las siguientes precauciones básicas:

- Los niños y las personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimiento pueden usar cepillos de dientes si se les ha dado supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de manera segura y entienden los riesgos involucrados.
- La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.
- Los niños no deben jugar con el aparato.
- El cable de alimentación no se puede reemplazar. Si el cable está dañado, el aparato debe desecharse.
- El electrodoméstico solo debe usarse con la fuente de alimentación provista.
- Desenchufe siempre este producto inmediatamente después de usarlo.
- No lo use mientras se baña. No coloque ni almacene el producto donde pueda caerse en una bañera o fregadero. No lo coloque ni lo deje caer en agua u otro líquido. No trate de coger un producto eléctrico que haya caído al agua, desenchúfelo de inmediato.
- No deje el aparato enchufado. Desconéctelo de la toma de corriente cuando no esté en uso y antes de repararlo.

ADVERTENCIA: Use el cepillo de dientes solo como se describe en este manual. Use solo los accesorios recomendados por el fabricante.

- No lo use con el cable o enchufe dañado. Si el aparato no funciona como debería, se ha caído, dañado, dejado al aire libre o se ha caído al agua, devuélvalo a un centro de servicio.
- No tire del cable ni transporte el aparato sujetándolo del cable, ni cie-

re una puerta sobre cable, ni tire del cable apoyado sobre bordes o esquinas afiladas.

- No coloque el aparato sobre el cable. Mantenga el cable alejado de superficies calientes.
- No desenchufe el cepillo de dientes tirando del cable. Para desenchufar, tire del enchufe, no del cable.
- No manipule el enchufe o el aparato con las manos mojadas.
- Apáguelo del todo antes de desenchufarlo.
- Nunca lo use con sueño o somnolencia.
- Nunca deje caer ni inserte ningún objeto en ninguna abertura o entrada de aire del aparato.
- No lo use al aire libre ni donde se estén usando productos en aerosol o donde se esté administrando oxígeno.
- Conecte este producto únicamente a una toma de corriente con conexión a tierra.
- Este producto no tiene piezas reparables por el usuario. Guarde la unidad de carga en un lugar seco y seguro cuando no esté en uso.
- Desenrolle el cable de alimentación antes de usar el cepillo de dientes.
- En caso de que el producto no funcione, no debe desmontar, cambiar ni manipular ninguna parte del mismo, de lo contrario existe el riesgo de una descarga eléctrica. Debe llevarlo al vendedor.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado, compre al fabricante para evitar riesgos.
- Si el producto se cae, el cabezal del cepillo debe reemplazarse antes del próximo uso, incluso si no hay daños visibles.
- Desenchufe el cepillo de dientes de la toma de corriente para ahorrar energía, o déjelo y mantenga el cepillo en la base de carga, no hay riesgo de sobrecargar la batería.

CONEXIÓN Y CARGA

- Este cepillo de dientes tiene un mango resistente al agua.
- Es eléctricamente seguro y está diseñado para usarse en el baño. Pero no debe usarse mientras está debajo del agua.
- Una carga completa tarda al menos 24 horas y permite un cepillado de aproximadamente 6 semanas.
- La luz LED azul constante indica que se está cargando. Una vez que se recarga completamente, la luz se apaga automáticamente.

TÉCNICA DE CEPILLADO

- Cepíllese los dientes de uno en uno dirigiendo el cabezal.
- Mantenga el cabezal del cepillo en cada cuadrante durante 30 segundos antes de pasar al siguiente. El cepillo de dientes se detendrá un segundo para advertir al usuario que debe cambiar de zona y luego continuará funcionando.
- Empiece con la parte exterior del diente, después la parte interior y, por último, las zonas de masticado. Cepille las encías también.
- No restriegue ni presione el cepillo con fuerza, simplemente deje que el cepillo haga su trabajo.

Importante: Tras 2 minutos de cepillado, el cepillo de dientes se detiene automáticamente.



MODOS DE CEPILLADO

Este cepillo de dientes ofrece diferentes modos de cepillado para varias necesidades de cuidado bucal:

- **Limpieza:** Hasta 31 000 movimientos por minuto ofrece una limpieza bucal excepcional.
- **Blanqueamiento:** Hasta 41 000 movimientos por minuto, elimina la placa microscópica y las bacterias dejadas por otros cepillos de dientes.
- **Pulido:** Hasta 48 000 movimientos por minuto, se elimina el doble de placa a mayor velocidad.
- **Masaje:** Hasta 31 000 movimientos por minuto, de más fuerte a más débil y viceversa, se estimulan las encías de manera suave.
- **Sensible:** Con 31 000 movimientos suaves por minuto, ofrece una limpieza suave de las zonas más sensibles.

CÓMO ALTERNAR ENTRE LOS MODOS DE LIMPIEZA

- Pulse el botón de encendido y de selección de modo. Mantenga el botón pulsado y se encenderá la secuencia de funcionamiento cada vez que pulse el botón, primero el modo de limpieza, después el de blanqueamiento, luego el de pulido, el modo de masaje, el de cepillado de dientes sensibles y finalmente se apagará.
- El dispositivo se apagará cuando pulse cualquiera de los modos durante más de 5 segundos. El cepillo de dientes se enciende con el modo de limpieza de manera predeterminada la primera vez que pulse el botón.
- Coloque un cabezal del cepillo en el mango. Puede utilizar cualquier tipo de pasta de dientes. Para evitar salpicaduras, coloque el cabezal del cepillo en sus dientes antes de encenderlo.
- Coloque las cerdas del cepillo sobre la superficie de sus dientes con un poco de ángulo hacia las encías.
- Pulse el botón para encender el cepillo de dientes.
- Tras el cepillado, retire el cabezal del cepillo de dientes y lave tanto el cabezal como el mango con agua corriente y séquelos.



RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA

- Tras el cepillado, limpie el cabezal del cepillo cuidadosamente bajo el agua corriente.
- Este producto contiene una batería recargable para proteger el medio ambiente.
- Importante: No limpie la unidad de carga sumergiéndola en agua o bajo el agua corriente.
- Retire el cabezal del mango y limpie ambas partes por separado bajo el agua corriente. Séquelas después antes de conectar el cepillo de dientes a la unidad de carga.
- Antes de limpiar su unidad de carga, asegúrese de desenchufar el adaptador. Utilice solo un paño seco o húmedo para limpiar la superficie de la unidad de carga.
- Coloque la unidad de carga en un lugar seco y seguro.
- No enchufe la unidad de carga hasta que esté completamente seca.

CAMBIO DEL CABEZAL

Con el uso las cerdas del cabezal pierden su eficacia a medida que se desgastan, lo que reduce la capacidad de limpieza del cepillo.

Se recomienda cambiar el cabezal de su cepillo de dientes cada tres meses o cuando vea que las cerdas comienzan a desgastarse.

Este signo indica que este producto no debe desecharse junto con otros residuos domésticos en toda la UE. Para evitar los posibles daños al medio ambiente o a la salud que representa la eliminación incontrolada de desechos, recicle correctamente para promover la reutilización sostenible de recursos materiales. Para devolver su dispositivo usado, siga los procedimientos correspondientes de devolución y recogida o póngase en contacto con el establecimiento donde se adquirió el producto. Ellos pueden recoger este producto para un reciclaje medioambiental seguro.




PORTUGUÊS

Muito obrigado por escolher nossa escova de dentes sônica. Antes de usar o aparelho, leia estas instruções cuidadosamente para o uso correto.

As precauções de segurança incluídas reduzem o risco de choque elétrico, ferimentos e até morte, se estritamente respeitadas. Mantenha este manual em um local seguro para referência futura, juntamente com o cartão de garantia do produto devidamente preenchido, a embalagem original do produto e o comprovante de compra. Se possível, dê estas instruções ao próximo proprietário do aparelho.

Sempre siga as precauções básicas de segurança e os regulamentos de prevenção de acidentes ao usar um aparelho. Recusamos toda a responsabilidade decorrente da violação dessas instruções pelos clientes.

LISTA DE PEÇAS



- | | |
|--|-----------------------------|
| 1. Cabeça | 7. Modo de massagem |
| 2. Manga | 8. Modo de dentes sensíveis |
| 3. Botão de energia e modos de mudança | 9. Energia e luz da bateria |
| 4. Modo de limpeza | 10. Doca de carregamento |
| 5. Modo de clareamento | 11. Cabo de alimentação |
| 6. Modo de polimento | |

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Antes de usar este aparelho, as seguintes precauções básicas devem sempre ser seguidas:

- Crianças e pessoas com habilidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou falta de experiência e conhecimento podem usar escovas de dente se tiverem recebido supervisão ou instruções sobre como usar o dispositivo com segurança e entender os riscos envolvidos.
- A limpeza e a manutenção do usuário não devem ser realizadas por crianças sem supervisão.
- As crianças não devem brincar com o dispositivo.
- O cabo de alimentação não pode ser substituído. Se o cabo estiver danificado, o aparelho deve ser descartado.
- O aparelho deve ser usado apenas com a fonte de alimentação fornecida.
- Sempre desconecte este produto imediatamente após o uso.
- Não use durante o banho. Não coloque ou guarde o produto onde possa cair em uma banheira ou pia. Não o coloque ou deixe cair em água ou outro líquido. Não tente pegar um produto elétrico que tenha caído na água, desconecte-o imediatamente.
- Não deixe o aparelho conectado. Desconecte-o da tomada quando não estiver em uso e antes de repará-lo.

ATENÇÃO: Use a escova de dentes apenas como descrito neste manual. Use apenas acessórios recomendados pelo fabricante.

- Não use com cabo ou plugue danificado. Se o dispositivo não funcionar como deveria, ele foi derrubado, danificado, deixado ao ar livre ou tenha caído na água, devolva-o a um centro de serviço.
- Não puxe o cabo nem transporte o dispositivo segurando o cabo, nem feche a porta do cabo ou puxe o

cabo suportado em arestas ou cantos afiados.

- Não coloque o dispositivo no cabo. Mantenha o cabo longe de superfícies quentes.
- Não desconecte a escova de dentes puxando o fio. Para desconectar, puxe o plugue, não o cabo.
- Não manuseie o plugue ou o aparelho com as mãos molhadas.
- Desligue-o completamente antes de desconectá-lo.
- Nunca o use com sonolência ou sonolência.
- Nunca deixe cair ou insira qualquer objeto em qualquer abertura ou entrada de ar do aparelho.
- Não use ao ar livre ou onde produtos em aerossol estejam sendo usados ou onde oxigênio esteja sendo administrado.
- Conecte este produto apenas a uma tomada aterrada.
- Este produto não possui peças que possam ser reparadas pelo usuário.
- Armazene a unidade de carregamento em um local seco e seguro quando não estiver em uso.
- Desenrole o cabo de alimentação antes de usar a escova de dentes.
- Caso o produto não funcione, não desmonte, altere ou manipule nenhuma parte dele, caso contrário, há risco de choque elétrico. Você deve levá-lo ao vendedor.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deverá ser substituído, compre do fabricante para evitar riscos.
- Se o produto cair, a cabeça da escova deve ser substituída antes do próximo uso, mesmo se não houver danos visíveis.
- Desconecte a escova de dentes da tomada elétrica para economizar energia ou deixe-a e mantenha a escova na base de carregamento, não há risco de sobrecarregar a bateria.

LIGAÇÃO E CARGA

- Esta escova de dentes tem uma alça à prova d'água. É eletricamente seguro e foi projetado para uso no banheiro.
- Mas não deve ser usado enquanto debaixo d'água.
- Uma carga completa leva pelo menos 24 horas e permite uma escovação de aproximadamente 6 semanas. O LED azul constante indica que está carregando.
- Depois de totalmente recarregada, a luz apaga-se automaticamente.

TÉCNICA DE ESCOVA

- Escove os dentes, um de cada vez, direcionando a cabeça da escova.
- Mantenha a cabeça da escova em cada quadrante durante 30 segundos antes de passar para o quadrante seguinte. A escova fará uma pausa de um segundo para alertar o utilizador para mudar de zona e depois continuará a funcionar.
- Escove as gengivas também. Comece com a parte externa do dente, depois a parte interna e, finalmente, as áreas de mastigação.
- Não esfregue ou pressione o pincel com força, apenas deixe o pincel fazer seu trabalho.

Importante: Após 2 minutos de escovação, a escova de dentes para automaticamente.



MODOS DE ESCOVAÇÃO

Esta escova de dentes oferece diferentes modos de escovação para várias necessidades de cuidados bucais:

- **Limpeza:** Até 31.000 movimentos por minuto, oferece uma limpeza oral excepcional.
- **Clareamento:** Até 41.000 movimentos por minuto, elimina placas microscópicas e bactérias restantes para outras escovas de dente.
- **Polido:** Até 48.000 movimentos por minuto, o dobro da chapa é eliminado a uma velocidade maior.
- **Massagem:** Até 31.000 movimentos por minuto, do mais forte ao mais fraco e vice-versa, as gengivas são estimuladas de uma maneira gentil.
- **Sensível:** Com 31.000 movimentos suaves por minuto, oferece uma limpeza suave das áreas mais sensíveis.

COMO ALTERNAR ENTRE OS MODOS DE LIMPEZA

- Pressione o botão de seleção de energia e modo. Mantenha o botão pressionado e a sequência de operação será ativada toda vez que você pressionar o botão, primeiro o modo de limpeza, depois o modo de branqueamento, depois o modo de polimento, o modo de massagem, a escovação de dentes sensíveis e, finalmente, ele será desligado.
 - O dispositivo será desligado quando você pressionar qualquer um dos modos por mais de 5 segundos. A escova de dentes liga-se com o modo de limpeza por padrão na primeira vez que você pressiona o botão.
1. Coloque uma cabeça de escova na alça. Você pode usar qualquer tipo de creme dental. Para evitar respingos, coloque a cabeça da escova nos dentes antes de ligá-la.
 2. Coloque as cerdas da escova na superfície dos dentes com um pequeno ângulo em relação às gengivas.
- Pressione o botão para ligar a escova de dentes.
3. Após a escovação, remova a cabeça da escova de dentes e lave a cabeça e a alça com água corrente e seque-as.



RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA

- Após a escovação, limpe cuidadosamente a cabeça da escova em água corrente.
- Este produto contém uma bateria recarregável para proteger o meio ambiente.
- Importante: Não limpe a unidade de imersão em água ou em água corrente.
- Remova a cabeça da alça e limpe ambas as partes separadamente em água corrente. Seque-os mais tarde antes conecte a escova de dentes à unidade de carregamento.
- Antes de limpar sua unidade de carregamento, desconecte o adaptador. Use apenas um pano seco ou úmido para limpar a superfície da unidade de carregamento.
- Coloque a unidade de carregamento em um local seco e seguro.
- Não conecte a unidade de carregamento até que esteja completamente seca.

MUDANÇA DE CABEÇA

Com o uso, as cerdas da cabeça perdem a eficácia com o desgaste, diminuindo a capacidade de limpeza da escova.

É recomendável trocar a cabeça da escova de dentes a cada três meses ou quando perceber que as cerdas começam a se desgastar.

Este sinal indica que este produto não deve ser eliminado juntamente com outros resíduos domésticos em toda a UE. Para evitar potenciais danos ao meio ambiente ou à saúde causados pelo descarte descontrolado de resíduos, recicle corretamente para promover a reutilização sustentável dos recursos materiais. Para devolver o seu dispositivo usado, siga os procedimentos de devolução e recolha apropriados ou contacte o revendedor onde o produto foi adquirido. Eles podem recolher este produto para reciclagem ambiental segura.




FRANÇAIS

Merci beaucoup d'avoir choisi notre brosse à dents sonique. Avant d'utiliser l'appareil, lisez attentivement ces instructions pour une utilisation correcte.

Les mesures de sécurité incluses réduisent le risque de choc électrique, de blessure et même de mort si elles sont strictement respectées. Conservez ce manuel dans un endroit sûr pour référence future, avec la carte de garantie du produit dûment remplie, l'emballage d'origine du produit et la preuve d'achat.

Si possible, donnez ces instructions au prochain propriétaire de l'appareil. Suivez toujours les consignes de sécurité de base et les réglementations de prévention des accidents lorsque vous utilisez un appareil. Nous déclinons toute responsabilité découlant de la violation de ces instructions par les clients.

LISTE DES PIÈCES



- | | |
|---|---|
| 1. Diriger | 7. Mode massage |
| 2. Manguette | 8. Mode dents sensibles |
| 3. Bouton d'alimentation et modes de changement | 9. Voyant d'alimentation et de batterie |
| 4. Mode de nettoyage | 10. Quai de chargement |
| 5. Mode de blanchiment | 11. Cable d'alimentation |
| 6. Mode de polissage | |

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Avant d'utiliser cet appareil, les précautions de base suivantes doivent toujours être suivies:

- Les enfants et les personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances peuvent utiliser des brosses à dents s'ils ont reçu une supervision ou des instructions sur la façon d'utiliser l'appareil en toute sécurité et de comprendre les risques encourus.
- Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Le cordon d'alimentation ne peut pas être remplacé. Si le câble est endommagé, l'appareil doit être jeté.
- L'appareil ne doit être utilisé qu'avec l'alimentation électrique fournie.
- Débranchez toujours ce produit immédiatement après utilisation.
- Ne pas utiliser pendant le bain. Ne placez pas et ne stockez pas le produit où il pourrait tomber dans une baignoire ou un lavabo. Ne le placez pas et ne le laissez pas tomber dans l'eau ou tout autre liquide. N'essayez pas d'attraper un produit électrique tombé dans l'eau, débranchez-le immédiatement.
- Ne laissez pas l'appareil branché. Débranchez-le de la prise lorsqu'il n'est pas utilisé et avant de le réparer.

AVERTISSEMENT: Utilisez la brosse à dents uniquement comme décrit dans ce manuel. Utilisez uniquement les accessoires recommandés par le fabricant.

- Ne pas utiliser avec un câble ou une prise endommagés. Si l'appareil ne fonctionne pas comme il se doit, il est tombé, endommagé, laissé à l'extérieur ou est tombé dans l'eau, renvoyez-le à un centre de service.

- Ne tirez pas sur le câble et ne transportez pas l'appareil en tenant le câble, ne fermez pas une porte sur le câble ou ne tirez pas le câble pris en charge sur les arêtes vives ou les coins.
- Ne placez pas l'appareil sur le câble. Éloignez le câble des surfaces chaudes.
- Ne débranchez pas la brosse à dents en tirant sur le cordon. Pour débrancher, tirez sur la fiche, pas sur le cordon.
- Ne manipulez pas la fiche ou l'appareil avec les mains mouillées.
- Éteignez-le complètement avant de le débrancher.
- Ne l'utilisez jamais avec somnolence ou somnolence.
- Ne laissez jamais tomber ou n'insérez aucun objet dans une ouverture ou une entrée d'air de l'appareil.
- Ne pas utiliser à l'extérieur ou là où des produits aérosols sont utilisés ou là où de l'oxygène est administré.
- Connectez ce produit uniquement à une prise électrique mise à la terre.
- Ce produit ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur.
- Rangez le chargeur dans un endroit sec et sûr lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Déroulez le cordon d'alimentation avant d'utiliser la brosse à dents.
- Dans le cas où le produit ne fonctionne pas, vous ne devez pas démonter, changer ou manipuler une partie de celui-ci, sinon il y a un risque de choc électrique. Vous devez l'apporter au vendeur.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé, achetez auprès du fabricant pour éviter les risques.
- Si le produit tombe, la tête de brosse doit être remplacée avant la prochaine utilisation, même s'il n'y a aucun dommage visible.
- Débranchez la brosse à dents de la prise de courant pour économiser de l'énergie, ou laissez-la et gardez la brosse dans la base de chargement, il n'y a aucun risque de surcharge de la batterie.

EMPLACEMENT DE LA TÊTE

- Cette brosse à dents a un manche étanche. Il est électriquement sûr et est conçu pour une utilisation dans la salle de bain.
- Mais il ne doit pas être utilisé sous l'eau.
- Une charge complète prend au moins 24 heures et permet un brossage d'environ 6 semaines. La LED bleue fixe indique qu'elle est en cours de charge.
- Une fois complètement rechargée, la lumière s'éteint automatiquement.

TECHNIQUE DE BROSSAGE

- Brossez-vous les dents une à la fois en dirigeant la tête de brosse.
- Maintenez la tête de la brosse dans chaque quadrant pendant 30 secondes avant de passer au quadrant suivant. La brosse marque une pause d'une seconde pour avertir l'utilisateur qu'il doit changer de zone, puis continue à fonctionner.
- Brossez aussi les gencives. Commencez par la partie externe de la dent, puis la partie interne et, enfin, les zones de mastication.
- Ne frottez pas et n'appuyez pas trop fort sur la brosse, laissez simplement la brosse faire son travail.

Important: Après 2 minutes de brossage, la brosse à dents s'arrête automatiquement.



MODES DE BROSSAGE

Cette brosse à dents propose différents modes de brossage pour différents besoins de soins bucco-dentaires:

- **Nettoyage:** Jusqu'à 31 000 mouvements par minute offre un nettoyage buccal exceptionnel.
- **Blanchiment:** Jusqu'à 41 000 mouvements par minute, élimine la plaque microscopique et les bactéries restantes pour les autres brosses à dents.
- **Poli:** Jusqu'à 48 000 mouvements par minute, deux fois plus de plaques sont éliminées à une vitesse plus élevée.
- **Massage:** Jusqu'à 31 000 mouvements par minute, du plus fort au plus faible et vice versa, les gencives sont stimulées d'une manière douce.
- **Sensible:** Avec 31 000 mouvements doux par minute, il offre un nettoyage en douceur des zones les plus sensibles.

COMMENT BASCULER ENTRE LES MODES DE NETTOYAGE

- Appuyez sur le bouton de sélection d'alimentation et de mode. Maintenez le bouton enfoncé et la séquence de fonctionnement s'allumera à chaque pression sur le bouton, d'abord le mode de nettoyage, puis le mode de blanchiment, puis le mode de polissage, le mode de massage, le brossage des dents sensibles et enfin il s'éteindra.
- L'appareil s'éteint lorsque vous appuyez sur l'un des modes pendant plus de 5 secondes. La brosse à dents s'allume avec le mode de nettoyage par défaut la première fois que vous appuyez sur le bouton.
- Placez une tête de brosse sur la poignée. Vous pouvez utiliser tout type de dentifrice. Pour éviter les éclaboussures, placez la tête de brosse sur vos dents avant de l'allumer.
- Placez les poils de la brosse sur la surface de vos dents avec un petit angle vers les gencives.
- Appuyez sur le bouton pour allumer la brosse à dents.
- Après le brossage, retirez la tête de brosse à dents et lavez la tête et le manche à l'eau courante et séchez-les.



RECOMMANDATIONS DE NETTOYAGE

- Après le brossage, nettoyez soigneusement la tête de brosse sous l'eau courante.
- Ce produit contient une batterie rechargeable pour protéger l'environnement.
- Important: Ne nettoyez pas le chargeur en le plongeant dans l'eau ou sous l'eau courante.
- Retirez la tête de la poignée et nettoyez les deux parties séparément sous l'eau courante. Séchez-les plus tard avant de connecter la brosse à dents à l'unité de charge.
- Avant de nettoyer votre unité de charge, assurez-vous de débrancher l'adaptateur. Utilisez uniquement un chiffon sec ou humide pour nettoyer la surface de l'unité de charge.
- Placez l'unité de charge dans un endroit sec et sûr.
- Ne branchez pas l'unité de charge tant qu'elle n'est pas complètement sèche.

REEMPLACEMENT DE LA TÊTE

Com o uso, as cerdas da cabeça perdem a eficácia com o desgaste, diminuindo a capacidade de limpeza da escova.

É recomendável trocar a cabeça da escova de dentes a cada três meses ou quando perceber que as cerdas começam a se desgastar.

Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être jeté avec d'autres déchets ménagers dans toute l'UE. Afin d'éviter que l'élimination incontrôlée des résidus ne porte atteinte à l'environnement ou à la santé, il convient de recycler correctement ces déchets, dans le but de promouvoir une réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil après utilisation, veuillez suivre les processus de retour et de reprise correspondant, ou contactez le magasin où le produit a été acheté. Ils peuvent reprendre cet article pour un recyclage écologique.




Grazie mille per aver scelto il nostro spazzolino sonico. Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente queste istruzioni per un uso corretto.

Le precauzioni di sicurezza incluse riducono il rischio di scosse elettriche, lesioni e persino morte se rigorosamente rispettate. Conservare questo manuale in un luogo sicuro per riferimenti futuri, insieme alla scheda di garanzia del prodotto debitamente compilata, alla confezione del prodotto originale e alla prova di acquisto.

Se possibile, dare queste istruzioni al prossimo proprietario dell'apparecchio. Seguire sempre le precauzioni di sicurezza di base e le norme antinfortunistiche quando si utilizza un apparecchio. Decliniamo ogni responsabilità derivante dalla violazione di queste istruzioni da parte dei clienti.

ELENCO DELLE PARTI



- | | |
|--|--|
| 1. Testa | 7. Modalità massaggio |
| 2. Mango | 8. Modalità denti sensibili |
| 3. Pulsante di accensione e modalità di modifica | 9. Alimentazione e luce della batteria |
| 4. Modalità di pulizia | 10. Stazione di ricarica |
| 5. Modalità sbiancante | 11. Cavo di alimentazione |
| 6. Modalità di lucidatura | |

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Prima di utilizzare questo apparecchio, seguire sempre le seguenti precauzioni di base:

- Bambini e persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o mancanza di esperienza e conoscenza possono usare gli spazzolini da denti se hanno ricevuto supervisione o istruzioni su come usare il dispositivo in sicurezza e comprendere i rischi.
- La pulizia e la manutenzione dell'utente non devono essere eseguite da bambini senza supervisione.
- I bambini non devono giocare con il dispositivo.
- Il cavo di alimentazione non può essere sostituito. Se il cavo è danneggiato, l'apparecchio deve essere eliminato.
- L'apparecchio deve essere utilizzato esclusivamente con l'alimentatore fornito.
- Scollegare sempre questo prodotto immediatamente dopo l'uso.
- Non usare durante il bagno. Non posizionare o conservare il prodotto in luoghi in cui potrebbe cadere in una vasca da bagno o in un lavandino. Non posizionarlo o lasciarlo cadere in acqua o altro liquido. Non tentare di raccogliere un prodotto elettrico caduto nell'acqua, scollegarlo immediatamente.
- Non lasciare l'apparecchio collegato. Scollegalo dalla presa quando non è in uso e prima di ripararlo.

ATTENZIONE: Utilizzare lo spazzolino solo come descritto in questo manuale. Utilizzare solo gli accessori consigliati dal produttore.

- Non utilizzare con cavo o spina danneggiati. Se il dispositivo non funziona come dovrebbe, è stato lasciato cadere, danneggiato, lasciato all'aperto o è caduto in acqua, restituirlo a un centro di assistenza.

- Non tirare il cavo o trasportare il dispositivo afferrandolo, né chiudere una porta sul cavo o tirare il cavo supportato su spigoli vivi o angoli.
- Non posizionare il dispositivo sul cavo. Tenere il cavo lontano da superfici calde.
- Non scollegare lo spazzolino tirando il cavo. Per staccare la spina, tirare la spina, non il cavo.
- Non maneggiare la spina o l'apparecchio con le mani bagnate.
- Spegnilo completamente prima di scollegarlo.
- Non usarlo mai con sonnolenza o sonnolenza.
- Non far cadere o inserire oggetti in alcuna apertura o presa d'aria dell'apparecchio.
- Non utilizzare all'aperto o in luoghi in cui vengono utilizzati prodotti aerosol o in cui viene somministrato ossigeno.
- Collegare questo prodotto solo a una presa elettrica dotata di messa a terra.
- Questo prodotto non ha parti riparabili dall'utente.
- Conservare l'unità di ricarica in un luogo asciutto e sicuro quando non in uso.
- Svolgi il cavo di alimentazione prima di utilizzare lo spazzolino.
- Nel caso in cui il prodotto non funzioni, non è necessario smontare, cambiare o manipolare alcuna parte di esso, altrimenti esiste il rischio di scosse elettriche. Devi portarlo al venditore.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito, acquistarlo dal produttore per evitare rischi.
- Se il prodotto cade, la testina deve essere sostituita prima dell'uso successivo, anche se non ci sono danni visibili.
- Scollega lo spazzolino dalla presa di corrente per risparmiare energia o lascialo e tieni lo spazzolino nella base di ricarica, non c'è rischio di sovraccaricare la batteria.

COLLEGAMENTO E CARICO

- Questo spazzolino ha una maniglia impermeabile.
- È elettricamente sicuro ed è progettato per l'uso in bagno.
- Ma non dovrebbe essere usato sott'acqua.
- Una ricarica completa richiede almeno 24 ore e consente una spazzolatura di circa 6 settimane.
- Il LED blu costante indica che si sta caricando. Una volta ricaricata completamente, la luce si spegne automaticamente.

TECNICA DI SPAZZOLATURA

- Lavarsi i denti uno alla volta dirigendo la testina.
- Tenere la testina in ogni quadrante per 30 secondi prima di passare al quadrante successivo. La spazzola si ferma per un secondo per avvisare l'utente di cambiare zona e poi continua a funzionare.
- Spazzola anche le gengive. Inizia con la parte esterna del dente, quindi la parte interna e, infine, le aree di masticazione.
- Non strofinare o premere con forza il pennello, lascia che il pennello faccia il suo lavoro.

Importante: Dopo 2 minuti di spazzolatura, lo spazzolino si ferma automaticamente.



MODALITÀ DI SPAZZOLATURA

Questo spazzolino offre diverse modalità di spazzolatura per varie esigenze di igiene orale:

- **Pulizia:** Un massimo di 31.000 movimenti al minuto offre un'eccezionale pulizia orale.
- **Candeggio:** Un massimo di 41.000 movimenti al minuto, elimina la placca microscopica e i batteri rimasti per altri spazzolini da denti.
- **Lucidato:** Un massimo di 48.000 movimenti al minuto, viene eliminata la doppia piastra a una velocità maggiore.
- **Massaggio:** Un massimo di 31.000 movimenti al minuto, dal più forte al più debole e viceversa, le gengive vengono stimulate in modo gentile.
- **Sensitivo:** Con 31.000 movimenti fluidi al minuto, offre una pulizia delicata delle aree più sensibili.

COME ALTERNARE TRA LE MODALITÀ DI PULIZIA

- Premere il pulsante di accensione e selezione modalità. Tenere premuto il pulsante e la sequenza operativa si accenderà ogni volta che si preme il pulsante, prima la modalità di pulizia, quindi la modalità di sbiancamento, quindi la modalità di lucidatura, la modalità di massaggio, la spazzolatura dei denti sensibili e infine si spegnerà.
- Il dispositivo si spegne quando si preme una delle modalità per più di 5 secondi. Lo spazzolino si accende con la modalità di pulizia per impostazione predefinita la prima volta che si preme il pulsante.
- Posizionare una testina sul manico. Puoi usare qualsiasi tipo di dentifricio. Per evitare schizzi, posiziona la testina sui denti prima di accenderla.
- Posiziona le setole del pennello sulla superficie dei denti con un piccolo angolo verso le gengive.
- Premi il pulsante per accendere lo spazzolino.
- Dopo la spazzolatura, rimuovere la testina dello spazzolino da denti e lavare sia la testa che la maniglia con acqua corrente e asciugarle.



RACCOMANDAZIONI DI PULIZIA

- Dopo la spazzolatura, pulire accuratamente la testina sotto l'acqua corrente.
- Questo prodotto contiene una batteria ricaricabile per proteggere l'ambiente.
- Importante: Non pulire l'unità di ricarica immergendola in acqua o sotto acqua corrente.
- Rimuovere la testa dall'impugnatura e pulire entrambe le parti separatamente sotto l'acqua corrente. Asciugali più tardi prima collegare lo spazzolino all'unità di ricarica.
- Prima di pulire l'unità di ricarica, assicurarsi di scollegare l'adattatore. Utilizzare solo un panno asciutto o umido per pulire la superficie dell'unità di ricarica.
- L'unità di ricarica in un luogo asciutto e sicuro.
- Non collegare l'unità di ricarica fino a quando non è completamente asciutta.

SOSTITUZIONE DELLA TESTA

Con l'uso, le setole della testina perdono la loro efficacia man mano che si consumano, riducendo la capacità pulente della spazzola.

Si consiglia di cambiare la testina dello spazzolino ogni tre mesi o quando le setole iniziano a consumarsi.

Questo simbolo indica che questo prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici in tutta l'UE. Per evitare possibili danni all'ambiente o alla salute umana derivanti dallo smaltimento incontrollato dei rifiuti, questi rifiuti dovrebbero essere riciclati correttamente per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per restituire il dispositivo dopo l'uso, seguire le procedure di restituzione e restituzione corrispondenti o contattare il negozio in cui è stato acquistato il prodotto. Possono riprendere questo articolo per il riciclaggio rispettoso dell'ambiente.




DEUTSCH

Vielen Dank, dass Sie sich für unsere Schallzahnbürste entschieden haben. Lesen Sie diese Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät benutzen.

Die enthaltenen Sicherheitsvorkehrungen verringern das Risiko eines Stromschlags, von Verletzungen und sogar von Todesfällen, wenn sie genau befolgt werden. Bewahren Sie dieses Handbuch zusammen mit der ordnungsgemäß ausgefüllten Produktgarantiekarte, der Originalverpackung und dem Kaufnachweis zum späteren Nachschlagen an einem sicheren Ort auf.

Geben Sie diese Anweisungen nach Möglichkeit an den nächsten Besitzer des Geräts weiter. Befolgen Sie immer die grundlegenden Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften, wenn Sie ein Gerät verwenden. Wir lehnen jede Haftung ab, die sich aus der Verletzung dieser Anweisungen durch den Kunden ergibt.

TEILLISTE



- | | |
|--------------------------------|----------------------------------|
| 1. Kopf | 7. Massagemodus |
| 2. Mango | 8. Modus für empfindliche Zähne |
| 3. Power-Taste und Modi ändern | 9. Betriebs- und Batterieanzeige |
| 4. Reinigungsmodus | 10. Ladestation |
| 5. Bleaching-Modus | 11. Netzkabel |
| 6. Poliermodus | |

Bevor Sie dieses Gerät benutzen, sollten Sie immer die folgenden grundlegenden Vorsichtsmaßnahmen beachten:

- Kinder und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnden Erfahrungen und Kenntnissen können Zahnbürsten verwenden, wenn ihnen Aufsicht oder Anweisungen zum sicheren Umgang mit dem Gerät und zum Verständnis der damit verbundenen Risiken erteilt wurden.
- Reinigung und Benutzerwartung sollten nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
- Kinder sollten nicht mit dem Gerät spielen.
- Das Netzkabel kann nicht ersetzt werden. Wenn das Kabel beschädigt ist, muss das Gerät entsorgt werden.
- Das Gerät darf nur mit dem mitgelieferten Netzteil betrieben werden.
- Trennen Sie dieses Produkt immer sofort nach Gebrauch vom Stromnetz.
- Nicht beim Baden verwenden. Stellen Sie das Produkt nicht so auf, dass es in eine Badewanne oder ein Waschbecken fallen kann. Nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten legen oder fallen lassen. Versuchen Sie nicht, ein in das Wasser gefallenes elektrisches Produkt aufzufangen, sondern ziehen Sie sofort den Netzstecker.
- Lassen Sie das Gerät nicht angeschlossen. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, wenn Sie das Gerät nicht benutzen und bevor Sie es reparieren.

Warnung: Verwenden Sie die Zahnbürste nur wie in dieser Anleitung beschrieben. Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlenes Zubehör.

- Nicht mit beschädigtem Kabel oder

Stecker verwenden. Wenn das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert, wurde es fallen gelassen, beschädigt oder zurückgelassen im Freien oder ins Wasser gefallen, bringen Sie es zu einem Service-Center.

- Ziehen Sie nicht am Kabel, transportieren Sie das Gerät nicht am Kabel, schließen Sie keine Tür am Kabel und ziehen Sie nicht am Kabel unterstützt an scharfen Kanten oder Ecken.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf das Kabel. Halten Sie das Kabel von heißen Oberflächen fern.
- Ziehen Sie die Zahnbürste nicht am Kabel heraus. Ziehen Sie zum Herausziehen des Netzsteckers am Stecker und nicht am Kabel.
- Fassen Sie den Stecker oder das Gerät nicht mit nassen Händen an.
- Schalten Sie es vollständig aus, bevor Sie den Netzstecker ziehen.
- Verwenden Sie es niemals bei Schläfrigkeit oder Benommenheit.
- Lassen Sie niemals Gegenstände in eine Öffnung oder einen Lufteinlass des Geräts fallen oder stecken.
- Nicht im Freien verwenden oder wo Aerosolprodukte verwendet werden oder wo Sauerstoff verabreicht wird.
- Schließen Sie dieses Produkt nur an eine geerdete Steckdose an.
- Dieses Produkt enthält keine vom Benutzer zu wartenden Teile.
- Lagern Sie das Ladegerät an einem trockenen und sicheren Ort, wenn Sie es nicht benutzen.
- Wickeln Sie das Netzkabel ab, bevor Sie die Zahnbürste verwenden.
- Falls das Produkt nicht funktioniert, dürfen Sie Teile davon nicht zerlegen, verändern oder manipulieren, da sonst die Gefahr eines Stromschlags besteht. Sie müssen es zum Verkäufer bringen.

- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es ersetzt werden. Kaufen Sie es beim Hersteller, um Risiken zu vermeiden.
- Wenn das Produkt herunterfällt, muss der Bürstenkopf vor dem nächsten Gebrauch ausgetauscht werden, auch wenn keine sichtbaren Schäden vorliegen.
- Ziehen Sie die Zahnbürste aus der Steckdose, um Energie zu sparen, oder lassen Sie die Zahnbürste in der Ladestation. Es besteht keine Gefahr, dass der Akku überladen wird.

ANSCHLUSS UND LAST

- Diese Zahnbürste hat einen wasserdichten Griff. Es ist elektrisch sicher und für den Einsatz im Bad konzipiert.
- Es sollte jedoch nicht unter Wasser verwendet werden.
- Eine vollständige Aufladung dauert mindestens 24 Stunden und ermöglicht ein Bürsten von ca. 6 Wochen.
- Die konstant blaue LED zeigt an, dass der Ladevorgang läuft. Sobald es vollständig aufgeladen ist, schaltet sich das Licht automatisch aus.

PINSELTECHNIK

- Putzen Sie Ihre Zähne nacheinander, indem Sie den Bürstenkopf bewegen.
- Halten Sie den Bürstenkopf in jedem Quadranten 30 Sekunden lang, bevor Sie zum nächsten Quadranten wechseln. Die Bürste hält eine Sekunde lang an, um den Benutzer darauf hinzuweisen, dass er die Zone wechseln soll, und läuft dann weiter.
- Putzen Sie auch das Zahnfleisch. Beginnen Sie mit dem äußeren Teil des Zahns, dann mit dem inneren Teil und schließlich mit den Kaubereichen.
- Scheuern oder drücken Sie die Bürste nicht fest, sondern lassen Sie die Bürste nur arbeiten.

WICHTIG: Nach 2 Minuten Putzen stoppt die Zahnbürste automatisch.



PINSELTECHNIK

Diese Zahnbürste bietet verschiedene Putzmodi für verschiedene Bedürfnisse der Mundpflege:

- **Reinigung:** Bis zu 31.000 Bewegungen pro Minute bietet außergewöhnliche Mundreinigung.
- **Bleaching:** Entfernt mit bis zu 41.000 Bewegungen pro Minute mikroskopisch kleine Plaques und Bakterien für andere zahnbürsten.
- **Poliert:** Bis zu 48.000 Bewegungen pro Minute wird doppelt so viel Platte bei einer höheren Geschwindigkeit entfernt.
- **Massage:** Mit bis zu 31.000 Bewegungen pro Minute, von den stärksten zu den schwächsten und umgekehrt, wird das Zahnfleisch stimuliert auf sanfte Weise.
- **Empfindlich:** Mit 31.000 sanften Bewegungen pro Minute bietet es eine schonende Reinigung der empfindlichsten Bereiche.

SO WECHSELN SIE ZWISCHEN DEN REINIGUNGSMODI

- Drücken Sie die Betriebs- und Moduswahltaste. Halten Sie die Taste gedrückt und die Bediensequenz wird bei jedem Drücken der Taste aktiviert. Zuerst der Reinigungsmodus, dann der Bleichmodus, dann der Poliermodus, der Massagemodus, das Zähneputzen und schließlich das Ausschalten.
- Das Gerät schaltet sich aus, wenn Sie einen der Modi länger als 5 Sekunden gedrückt halten. Die Zahnbürste schaltet sich standardmäßig mit dem Reinigungsmodus ein, wenn Sie zum ersten Mal die Taste drücken.



1. Setzen Sie einen Bürstenkopf auf den Griff. Sie können jede Art von Zahnpasta verwenden. Platzieren Sie den Bürstenkopf vor dem Einschalten auf Ihren Zähnen, um Spritzwasser zu vermeiden.
2. Legen Sie die Borsten des Pinsels mit einem kleinen Winkel zum Zahnfleisch auf die Oberfläche Ihrer Zähne.
3. Drücken Sie die Taste, um die Zahnbürste einzuschalten.
4. Entfernen Sie nach dem Putzen den Zahnbürstenkopf, waschen Sie den Kopf und den Griff mit fließendem Wasser und trocknen Sie sie ab.

REINIGUNGSEMPFEHLUNGEN

- Reinigen Sie den Bürstenkopf nach dem Bürsten vorsichtig unter fließendem Wasser.
- Dieses Produkt enthält einen Akku zum Schutz der Umwelt.
- Wichtig: Reinigen Sie das Ladegerät nicht, indem Sie es in Wasser oder unter fließendes Wasser tauchen.
- Nehmen Sie den Kopf vom Griff und reinigen Sie beide Teile getrennt unter fließendem Wasser. Trockne sie später vorher Schließen Sie die Zahnbürste an das Ladegerät an.
- Ziehen Sie vor dem Reinigen des Ladegeräts unbedingt den Netzstecker aus der Steckdose. Verwenden Sie nur ein trockenes oder feuchtes Tuch um die Oberfläche des Ladegeräts zu reinigen.
- Stellen Sie das Ladegerät an einem trockenen und sicheren Ort auf.
- Schließen Sie das Ladegerät erst an, wenn es vollständig trocken ist.

KOPFWECHSEL

Bei Gebrauch verlieren die Kopfborsten durch Abnutzung ihre Wirksamkeit, wodurch die Reinigungsfähigkeit der Bürste abnimmt.

Es wird empfohlen, den Kopf Ihrer Zahnbürste alle drei Monate oder wenn Sie feststellen, dass die Borsten abgenutzt sind, zu wechseln.

Dieses Zeichen weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht zusammen mit anderen Haushaltsabfällen in der gesamten EU entsorgt werden darf. Um mögliche Umwelt- oder Gesundheitsschäden durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden, ist eine ordnungsgemäße Wiederverwertung erforderlich, um die nachhaltige Wiederverwendung von Materialressourcen zu fördern. Um Ihr gebrauchtes Gerät zurückzugeben, verwenden Sie Rückgabe- und Sammelsysteme oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde. Diese können dieses Produkt für ein umweltgerechtes Recycling sammeln.




NEDERLANDS

Hartelijk dank voor het kiezen van onze sonische tandenborstel. Lees deze instructies aandachtig door voordat u het apparaat in gebruik neemt.

De meegeleverde veiligheidsmaatregelen verminderen het risico op elektrische schokken, letsel en zelfs de dood indien strikt gerespecteerd. Bewaar deze handleiding op een veilige plaats voor toekomstig gebruik, samen met de naar behoren ingevulde productgarantiekaart, de originele productverpakking en het aankoopbewijs. Geef deze instructies indien mogelijk aan de volgende eigenaar van het apparaat.

Volg altijd de fundamentele veiligheidsmaatregelen en ongevallenpreventievoorschriften bij het gebruik van een apparaat. We wijzen alle aansprakelijkheid af die voortvloeit uit de schending van deze instructies door klanten.

ONDERDELENLIJST



- | | |
|----------------------------------|-----------------------------|
| 1. Hoofd | 7. Massage-modus |
| 2. Mango | 8. Gevoelige tanden modus |
| 3. Aan/uit-knop en modi wijzigen | 9. Stroom-en batter jlampje |
| 4. Reinigingsmodus | 10. Laadstation |
| 5. Blekende modus | 11. Stroomdraad |
| 6. Polijsten modus | |

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Voordat u dit apparaat gebruikt, moeten altijd de volgende basisvoorzorgsmaatregelen worden gevolgd:

- Kinderen en mensen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of gebrek aan ervaring en kennis mogen tandenborstels gebruiken als ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de risico's begrijpen.
- Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet zonder toezicht door kinderen worden uitgevoerd.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- Het netsnoer kan niet worden vervangen. Als het snoer beschadigd is, moet het apparaat worden weggegooid.
- Het apparaat mag alleen worden gebruikt met de meegeleverde voeding. Koppel dit product altijd direct na gebruik los.
- Niet gebruiken tijdens het baden. Plaats of bewaar het product niet op een plek waar het in een badkuip of gootsteen kan vallen. Niet in water of andere vloeistof plaatsen of laten vallen. Probeer een elektrisch product dat in het water is gevallen niet op te pakken, maar trek onmiddellijk de stekker uit het stopcontact.
- Laat het apparaat niet aangesloten. Haal de stekker uit het stopcontact wanneer het niet in gebruik is en voor onderhoud.
- **WAARSCHUWING:** Gebruik de tandenborstel alleen zoals beschreven in deze handleiding. Gebruik alleen accessoires die door de fabrikant worden aanbevolen.
- Niet gebruiken met beschadigd snoer of stekker. Als het apparaat niet naar behoren werkt, is gevallen, beschadigd, buiten heeft gestaan of in het water is gevallen, breng het dan terug naar een servicecentrum.

- Trek niet aan het snoer en draag het apparaat niet aan het snoer, sluit geen deur aan een snoer en trek niet aan het snoer terwijl het op scherpe randen of hoeken rust.
- Plaats het apparaat niet op het snoer. Houd het snoer uit de buurt van hete oppervlakken.
- Haal de stekker van de tandenborstel niet uit het stopcontact door aan het snoer te trekken. Om de stekker uit het stopcontact te halen, pakt u de stekker vast, niet het snoer.
- Raak de stekker of het apparaat niet met natte handen aan.
- Schakel het volledig uit voordat u het loskoppelt.
- Nooit gebruiken bij slaperigheid of sufheid.
- Laat nooit enig voorwerp in een opening of luchtinlaat van het apparaat vallen of steek er nooit iets in.
- Niet buitenshuis gebruiken of waar spuitbussen worden gebruikt of waar zuurstof wordt toegediend.
- Sluit dit product alleen aan op een geaard stopcontact.
- Dit product heeft geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden onderhouden. Bewaar de oplader op een droge, veilige plaats wanneer deze niet in gebruik is.
- Wikkel het netsnoer af voordat u de tandenborstel gebruikt. Als het product niet werkt, mag u geen enkel onderdeel ervan demonteren, wijzigen of manipuleren, anders bestaat er een risico op een elektrische schok. Je moet ermee naar de verkoper.
- Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen. Koop het bij de fabrikant om risico's te voorkomen.
- Als het product valt, moet de opzetborstel voor het volgende gebruik worden vervangen, ook als er geen zichtbare schade is.

- Haal de stekker van de tandenborstel uit het stopcontact om energie te besparen, of laat hem staan en laat de borstel op het oplaadstation staan, er is geen risico op overladen van de batterij.

AANSLUITING EN LADING

- Deze tandenborstel heeft een waterdicht handvat. Het is elektrisch veilig en is ontworpen voor gebruik in de badkamer.
- Maar het mag niet onder water worden gebruikt.
- Een volledige lading duurt minimaal 24 uur en laat een poetsbeurt van ongeveer 6 weken toe.
- De constante blauwe LED geeft aan dat deze wordt opgeladen. Zodra het volledig is opgeladen, gaat het licht automatisch uit.

BORSTELTECHNIEK

- Poets je tanden een voor een door de borstelkop te richten.
- Houd de borstelkop 30 seconden in elk kwadrant voordat je naar het volgende kwadrant gaat. De borstel zal één seconde pauzeren om de gebruiker te waarschuwen dat hij van zone moet veranderen en zal daarna verder gaan.
- Poets ook het tandvlees. Begin met het buitenste deel van de tand, dan het binnenste deel en ten slotte de kauwgebieden.
- Schrob of duw de borstel niet hard, maar laat de borstel zijn werk doen.

BELANGRIJK: Na 2 minuten poetsen stopt de tandenborstel automatisch.



POETSSTANDEN

Deze tandenborstel biedt verschillende poetsstanden voor verschillende behoeften aan mondverzorging:

- **Schoonmaak:** Tot 31.000 bewegingen per minuut biedt een uitzonderlijke orale reiniging.
- **Bleken:** Tot 41.000 bewegingen per minuut, elimineert microscopische plaque en bacteriën achter voor andere tandenborstels.
- **Gepolijst:** Met maximaal 48.000 bewegingen per minuut wordt dubbel zoveel plaat geëlimineerd bij een hogere snelheid.
- **Massage:** Met maximaal 31.000 bewegingen per minuut, van sterkste tot zwakste en vice versa, wordt het tandvlees gestimuleerd op een zachte manier.
- **Gevoelig:** Met 31.000 soepele bewegingen per minuut, biedt het een zachte reiniging van de meest gevoelige gebieden.

SCHAKELN TUSSEN REINIGINGSMODI

- Druk op de aan / uit-knop en de modusselektieknoop. Houd de knop ingedrukt en de bedieningsvolgorde wordt ingeschakeld telkens wanneer u op de knop drukt, eerst de reinigingsmodus, dan de bleekmodus, vervolgens de polijstmodus, de massagemodus, het poetsen van gevoelige tanden en uiteindelijk wordt deze uitgeschakeld.
 - Het apparaat wordt uitgeschakeld wanneer u langer dan 5 seconden op een van de modi drukt. De tandenborstel wordt standaard ingeschakeld met de reinigingsmodus wanneer u voor het eerst op de knop drukt.
1. Plaats een opzetborstel op het handvat. Je kunt elk type tandpasta gebruiken. Plaats de opzetborstel op uw tanden voordat u deze inschakelt om spatten te voorkomen.
 2. Plaats de borstelharen op het oppervlak van uw tanden met een kleine hoek naar het tandvlees.
 3. Druk op de knop om de tandenborstel in te schakelen.
 4. Verwijder na het poetsen de opzetborstel en was zowel de kop als het handvat met stromend water en droog ze af.



REINIGING AANBEVELINGEN

- Reinig de borstelkop na het poetsen voorzichtig onder stromend water.
- Dit product bevat een oplaadbare batterij om het milieu te beschermen.
- Belangrijk: Reinig de oplader niet door hem onder te dompelen in water of onder stromend water.
- Verwijder de kop van het handvat en reinig beide delen afzonderlijk onder stromend water. Droog ze later eendersluit de tandenborstel aan op de oplader.
- Koppel de adapter los voordat u uw oplader schoonmaakt. Gebruik alleen een droge of vochtige doek om het oppervlak van de oplader te reinigen.
- Plaats de oplader op een droge en veilige plaats.
- Sluit de oplader niet aan voordat deze volledig droog is.

HOOFD VERANDERING

Bij gebruik verliezen de borstelharen hun effectiviteit naarmate ze slijten, waardoor het reinigingsvermogen van de borstel afneemt.

Het wordt aanbevolen om uw opzetborstel elke drie maanden te vervangen of wanneer u ziet dat de borstelharen beginnen te slijten.

Dit teken geeft aan dat dit product niet samen met ander huishoudelijk afval in de EU mag worden verwijderd. Om mogelijke schade aan het milieu of de gezondheid als gevolg van ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u op de juiste manier recyclen om duurzaam hergebruik van materiële hulpbronnen te bevorderen. Om uw gebruikte apparaat te retourneren, volgt u de bijbehorende retour- en incassoprocedures of neemt u contact op met het etablissement waar het product is gekocht. Ze kunnen dit product ophalen voor veilige milieurecycling.




Dziękujemy bardzo za wybranie naszej szczoteczki sonicznej. Przed użyciem urządzenia przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję, aby prawidłowo korzystać z urządzenia.

Zawarte środki ostrożności zmniejszają ryzyko porażenia prądem, obrażeń, a nawet śmierci, jeśli są ściśle przestrzegane. Przechowuj tę instrukcję w bezpiecznym miejscu do wykorzystania w przyszłości, wraz z należycie wypełnioną kartą gwarancyjną produktu, oryginalnym opakowaniem produktu i dowodem zakupu. Jeśli to możliwe, przekaż te instrukcje następnemu właścicielowi urządzenia.

Podczas korzystania z urządzenia należy zawsze przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa i przepisów dotyczących zapobiegania wypadkom. Odrzucamy wszelką odpowiedzialność wynikającą z naruszenia niniejszych instrukcji przez klientów.

LISTA CZĘŚCI



- | | |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| 1. Głowa | 7. Tryb masażu |
| 2. Mango | 8. Tryb wrażliwych zębów |
| 3. Przycisk zasilania i zmiana trybów | 9. Kontrolka zasilania i baterii |
| 4. Tryb czyszczenia | 10. Stacja ładująca |
| 5. Tryb wybielania | 11. Kabel zasilający |
| 6. Tryb polerowania | |

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Przed użyciem tego urządzenia należy zawsze przestrzegać następujących podstawowych środków ostrożności:

- Dzieci i osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub bez doświadczenia i wiedzy mogą korzystać ze szczoteczek do zębów, jeśli otrzymały nadzór lub instrukcje bezpiecznego korzystania z urządzenia i zrozumienia związanego z tym ryzyka.
- Dzieci nie powinny wykonywać czyszczenia ani konserwacji użytkownika bez nadzoru. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem.
- Przewód zasilający nie może być wymieniony. Jeśli kabel jest uszkodzony, urządzenie należy wyrzucić.
- Urządzenia należy używać wyłącznie z dostarczonym zasilaczem. Zawsze odłączaj ten produkt natychmiast po użyciu.
- Nie używać podczas kąpieli. Nie umieszczaj ani nie przechowuj produktu w miejscu, w którym mógłby spaść do wanny lub umywalki. Nie umieszczaj ani nie upuszczaj go w wodzie lub innym płynie. Nie próbuj podnosić produktu elektrycznego, który wpadł do wody, natychmiast wyjmij wtyczkę z gniazdka.
- Nie pozostawiaj włączonego urządzenia. Wyjmij wtyczkę z gniazdka, gdy nie jest używana i przed naprawą.

OSTRZEŻENIE: Używaj szczoteczki do zębów tylko zgodnie z opisem w tej instrukcji. Używaj tylko akcesoriów zalecanych przez producenta.

- Nie używać z uszkodzonym kablem lub wtyczką. Jeśli urządzenie nie działa tak, jak powinno, zostało upuszczone, uszkodzone lub pozostawione na zewnątrz lub wpadł do wody, oddaj go do centrum serwisowego.
- Nie ciągnij za kabel ani nie transportuj urządzenia trzymając za kabel, nie

zamykaj drzwi na kablu ani nie ciągnij za kabel obsługiwany na ostrych krawędziach lub rogach.

- Nie stawiaj urządzenia na kablu. Trzymaj kabel z dala od gorących powierzchni.
- Nie odłączaj szczoteczki od gniazdka, ciągnąc za przewód. Aby odłączyć, wyciągnij wtyczkę, a nie przewód.
- Nie dotykaj wtyczki ani urządzenia mokrymi rękami.
- Wyłącz go całkowicie przed odłączeniem.
- Nigdy nie używaj go z sennością lub sennością.
- Nigdy nie upuszczaj ani nie wkładaj żadnych przedmiotów w żadne otwory ani wloty powietrza urządzenia.
- Nie stosować na zewnątrz lub w miejscach, w których stosowane są produkty w aerozolu lub w których podaje się tlen.
- Podłącz ten produkt tylko do uziemionego gniazdka elektrycznego.
- Ten produkt nie zawiera części, które mogą być naprawiane przez użytkownika.
- Przechowuj ładowarkę w suchym i bezpiecznym miejscu, gdy nie jest używana.
- Przed użyciem szczoteczki do zębów rozwiń przewód zasilający.
- W przypadku, gdy produkt nie działa, nie wolno demontować, zmieniać ani manipulować żadną jego częścią, w przeciwnym razie istnieje ryzyko porażenia prądem. Musisz zanieść to sprzedawcy.
- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, należy go wymienić, kup od producenta, aby uniknąć ryzyka.
- Jeśli produkt spadnie, główkę szczoteczki należy wymienić przed kolejnym użyciem, nawet jeśli nie ma widocznych uszkodzeń.
- Odłącz szczoteczkę od gniazdka elektrycznego, aby zaoszczędzić energię, lub pozostaw ją i trzymaj szczoteczkę w podstawie ładującej, nie ma ryzyka przeładowania akumulatora.

POŁĄCZENIE I OBCIĄŻENIE

- Ta szczoteczka ma wodoodporny uchwyt. Jest elektrycznie bezpieczny i przeznaczony do użytku w łazience.
- Ale nie należy go używać pod wodą.
- Pełne naładowanie zajmuje co najmniej 24 godziny i pozwala na szczotkowanie około 6 tygodni.
- Niebieska dioda LED stale wskazuje, że ładuje się. Po pełnym naładowaniu światło automatycznie się wyłącza.

TECHNIKA SZCZOTKOWANIA

- Myj zęby pojedynczo, kierując główkę szczoteczki.
- Przytrzymaj głowicę szczoteczki w każdym kwadrancie przez 30 sekund przed przejściem do następnego kwadrantu. Szczotka zatrzyma się na jedną sekundę, aby powiadomić użytkownika o zmianie strefy, a następnie będzie kontynuować pracę.
- Myj też dziąsła. Zaczynij od zewnętrznej części zęba, następnie od wewnętrznej części, a na końcu do żucia.
- Nie szoruj ani nie naciskaj mocno szczotki, po prostu pozwól mu wykonać swoją pracę.

WAŻNE: Po 2 minutach szczotkowania szczoteczka zatrzymuje się automatycznie.



TRYBY SZCZOTKOWANIA

Ta szczoteczka oferuje różne tryby szczotkowania dla różnych potrzeb w zakresie pielęgnacji jamy ustnej:

- **Czyszczenie:** Do 31 000 ruchów na minutę zapewnia wyjątkowe czyszczenie jamy ustnej.
- **Wybielanie:** Z prędkością do 41 000 ruchów na minutę, eliminuje mikroskopijną płytkę nazębną i bakterie dla innych szczoteczek do zębów.
- **Polerowane:** Przy prędkości do 48 000 ruchów na minutę dwukrotnie większa płyta jest eliminowana przy wyższej prędkości.
- **Masaż:** Zo 31 000 ruchów na minutę, od najsilniejszych do najslabszych i odwrotnie, dziąsła są stymulowane w delikatny sposób.
- **Wrażliwy:** 31 000 płynnych ruchów na minutę zapewnia delikatne czyszczenie najbardziej wrażliwych obszarów.

JAK PRZEŁĄCZAĆ SIĘ MIĘDZY TRYBAMI CZYSZCZENIA

- Naciśnij przycisk wyboru mocy i trybu. Trzymaj przycisk wciśnięty, a sekwencja operacji będzie się włączać za każdym razem, gdy naciśniesz przycisk, najpierw tryb czyszczenia, następnie tryb wybielania, następnie tryb polerowania, tryb masażu, mycie wrażliwych zębów, a na koniec wyłączy się.
 - Urządzenie wyłączy się po naciśnięciu dowolnego z trybów przez ponad 5 sekund. Szczoteczka włącza się domyślnie w trybie czyszczenia po pierwszym naciśnięciu przycisku.
1. Umieść główkę szczoteczki na uchwycie. Możesz użyć dowolnego rodzaju pasty do zębów. Aby uniknąć rozpryskiwania, umieść główkę szczoteczki na zębach przed jej włączeniem.
 2. Umieść włosie szczotki na powierzchni zębów pod niewielkim kątem w kierunku dziąseł.
 3. Naciśnij przycisk, aby włączyć szczoteczkę do zębów.
 4. Po wyszczotkowaniu zdejmij główkę szczoteczki do zębów, umyj główkę i uchwyt bieżącą wodą i wysusz.



ZALECENIA CZYSZCZĄCE

- Po umyciu wyczyść ostrożnie główkę szczoteczki pod bieżącą wodą.
- Ten produkt zawiera akumulator do ochrony środowiska.
- Ważne: Nie czyść ładowarki, zanurzając ją w wodzie lub pod bieżącą wodą.
- Zdejmij głowicę z uchwytu i wyczyść obie części osobno pod bieżącą wodą. Wy-susz je później podłączyć szczoteczkę do zębów do ładowarki.
- Przed czyszczeniem ładowarki należy odłączyć adapter. Używaj tylko suchej lub wilgotnej szmatki do czyszczenia powierzchni jednostki ładującej.
- Umieść ładowarkę w suchym i bezpiecznym miejscu.
- Nie podłączaj ładowarki, dopóki nie będzie całkowicie sucha.

WYMIANA GŁOWICY

Podczas użytkowania włosie główki traci swoją skuteczność w miarę zużycia, zmniejszając zdolność czyszczenia szczoteczki.

Zaleca się wymianę końcówki szczoteczki do zębów co trzy miesiące lub gdy zauważysz, że włosie zaczyna się zużywać.

Ten znak wskazuje, że produktu nie należy wyrzucać razem z innymi odpadami komunalnymi w całej UE. Aby uniknąć możliwej szkody dla środowiska lub zdrowia spowodowanej niekontrolowanym usuwaniem odpadów, należy odpowiednio poddać recyklingowi, aby promować zrównoważone ponowne wykorzystanie zasobów materialnych. Aby zwrócić używane urządzenie, postępuj zgodnie z odpowiednimi procedurami zwrotu i odbioru lub skontaktuj się z zakładem, w którym produkt został zakupiony. Mogą odebrać ten produkt w celu bezpiecznego recyklingu w środowisku.



[illegible]

[illegible]

CREATE



FR

Cet appareil
se recycle

À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE

ou



RoHS

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

/ Made in P.R.C.

