


CREATE

SONIC BEAUTY
3 IN 1



TOOTHBRUSH | ANTI-WRINKLE MASSAGER
| FACIAL CLEANER

CEPILLO DE DIENTES | MASAJEADOR
ANTIARRUGAS | LIMPIADOR FACIAL

USER MANUAL

[illegible]

[illegible]

CREATE

SONIC BEAUTY
3 IN 1

INDEX

ENGLISH

Security information	6
Features	6
List of parts	7
Brushing routine	7
Facial cleaning routine	8
Anti-aging mode for eyes	9
Charging	9
Maintenance and safety	9
Troubleshooting	10

ESPAÑOL

Instrucciones de seguridad	11
Características	11
Listado de partes	12
Rutina de cepillado	12
Rutina de limpieza facial	13
Modo antiedad para los ojos	14
Carga	14
Mantenimiento y seguridad	15
Resolución de problemas	15

PORTUGUÊS

Informação de segurança	16
Características	16
Lista de peças	17
Rotina de escova	17
Rotina de limpeza facial	18
Carga	19
Modo anti-envelhecimento para os olhos	19
Manutenção e segurança	20
Resolução de problemas	20

FRANÇAIS

Information sur la sécurité	21
Caractéristiques	21
Liste des pièces	22
Routine de brossage	22
Routine de nettoyage du visage	23
Mode anti-âge pour les yeux	24
Charge	24
Entretien et sécurité	24
Résolution des problèmes	25

CREATE

SONIC BEAUTY
3 IN 1

INDEX

ITALIANO

Informazioni sulla sicurezza	26
Caratteristiche	26
Elenco delle parti	27
Routine di spazzolatura	27
Routine di pulizia del viso	28
Caricare	29
Modalità anti-invecchiamento per occhi	29
Manutenzione e sicurezza	30
Risoluzione del problema	30

DEUTSCH

Sicherheitsinformation	31
Eigenschaften	31
Liste der einzelteile	32
Bürstenroutine	32
Gesichtsreinigungsroutine	33
Anti-aging-modus für die augen	34
Belastung	34
Wartung und sicherheit	35
Problemlösung	35

NEDERLANDS

Veiligheidsinformatie	36
Kenmerken	36
Onderdelen lijst	37
Borstelroutine	37
Gezichtsreinigende routine	38
Anti-aging-modus voor de ogen	39
Laden	39
Onderhoud en veiligheid	40
Probleem oplossing	40

POLSKI

Informacje dotyczące bezpieczeństwa	41
Charakterystyka	41
Lista części	42
Szczotka rutynowa	42
Rutyna do czyszczenia twarzy	43
Tryb przeciw starzeniu oczu	44
Załaduj	44
Konserwacja i bezpieczeństwo	45
Rozwiązanie problemu	45

ENGLISH

Thank you for choosing our sonic toothbrush. Before using the appliance, and to ensure the best use, carefully read these instructions.

The safety precautions enclosed herein reduce the risk of death, injury and electrical shock when correctly adhered to. Keep the manual in a safe place for future reference, along with the completed warranty card, purchase receipt and package. If applicable, pass these instructions on to the next owner of the appliance.

Always follow basic safety precautions and accident prevention measures when using an electrical appliance. We assume no liability for customer failing to comply with these requirements.

SECURITY INFORMATION


Before using this product, always follow these basic precautions:

- Close supervision is recommended when this device is used by, on, or near small children.
- Discontinue use if this product appears damaged in any way (brush head, handle, charger).
- Never use cleaning products containing alcohol, petrol or acetone.
- To avoid the risk of electric shock, this equipment must only be connected to a supply mains with protective earth.
- This device is not intended for children under the age of 13, as well as those with reduced physical and mental abilities.

FEATURES

- This toothbrush set includes a whole set of sonic cleansing brush products (electrical toothbrush, facial cleansing brush and anti-wrinkle massage pen), which utilize innovative sonic pulse technology with 12000 high-intensity pulsations per minute, effectively meet the different oral-care, skin-care and eye-care needs.
- 8 modes to cater to oral-care, skin-care and eye-care needs.
- Silicone material ultra-hygienic: nonporous and quick-drying to prevent bacteria buildup. Up to 10,000 less bacteria. Silicone material is long-lasting and resilient.
- Utmost safety: free of BPA and phthalates. 100% waterproof, safe to use in a bath.
- Waterproof grade: IPX7

LIST OF PARTS



- | | |
|------------------------------|-----------------------------|
| 1. Massage head | 6. Switch button |
| 2. Silicone/nylon toothbrush | 7. Pulsation adjustment (-) |
| 3. Cleansing brush head | 8. LED light |
| 4. Silicon body | 9. Base |
| 5. Pulsation adjustment (+) | 10. Charging port |

BRUSHING ROUTINE

- We recommend using the toothbrush for 2 minutes for the most effective results.
- Use your regular toothpaste and press the switch button to turn on the device.
- While pressing the switch button, LED light will flash. Press “+” or “-” to adjust
- the device to your preferred intensity (the intensity can be increased or decreased with the “+” or “-” button).
- Every 30 seconds pulsations will pause, indicating it's time to move to the next quadrant of the mouth.
- Make wide, circular movements over the outer and inner surfaces of the teeth and gums. On biting and chewing surfaces, brush backwards and forwards horizontally.
- After 2 minutes, the pulsations will pause 3 times and the LED light will light up, signaling the end of the recommended brushing routine (you may continue brushing your teeth longer if you wish).
- Press the switch button one more time to turn off the device. If you forget to turn off the device, the device will switch itself off after 3 minutes to prevent overuse.
- Rinse with warm water and leave to dry on its base.

ACCESSORIES

Dual brush head

- Material: Silicone + Dupont Ny
- For the people who have more plaque buildup on teeth and seek stronger cleaning yet still require gentle brushing of gums.
- Inner Dupont Nylon bristles deliver stronger brushing of teeth while outer silicone bristles cover the gums to gently clean and massage them.
- Silicone and Dupont Nylon are naturally durable materials.

Tongue cleaner (back side of dual brush head)


- Created to complete an entire oral-care routine, tongue cleaner comfortably and effectively removes food residue and bacteria buildup on the tongue for fresher breath while supporting the overall hygiene of the mouth.
- Nonabrasive and flexible to prevent damage to the tongue.

FACIAL CLEANSING ROUTINE

1. Use the cleansing brush head.
2. Press switch button to turn on the device. While pressing the switch button LED light will flash. Press “+” or “-” to adjust the device to your preferred intensity (the intensity can be increased or decreased with the “+” or “-” button).
3. Every 30 seconds pulsations will pause to indicate when to cleanse a new zone. After 2 minutes, the pulsations will pause 3 times and the LED light will light up, signaling the end of the recommended cleansing routine.
4. Press the switch button one more time to turn off the device. If you forget to turn off the device, the device will switch itself off after 3 minutes to prevent overuse.

RECOMMENDED CLEANSING WAYS

1. Remove all makeup, dampen your face and apply your regular cleansing product.
2. Cleanse your chin and cheek using circular movements and repeat on the other side.
3. Starting from the center, cleanse your forehead with gentle outward circular strokes.
4. Cleanse the nose by gliding up and down one side, then the other side.
5. Delicately cleanse the under-eye region using outward strokes. Recommended to use the weak pulsation mode to cleanse the under-eye region.
6. Finally, rinse and dry your face. Then, apply your favourite skincare products.



ANTI-AGING MODE FOR EYES

1. Use the massage head.
2. Press Switch button to turn on the device. While pressing the switch button, LED light will flash. Press “+” or “-” to adjust the device to your preferred intensity (the intensity can be increased or decreased with the “+” or “-” button).
3. It is recommended to use the weakest pulsation mode to massage the under-eye region.

RECOMMENDED MESSAGE WAYS

Apply the eye cream or essence from inner corner of the eye to temple.

1. Circular movement care: gently use the massage head to make circular movements from the inner corner of the eye to the temple. Repeat for about 5 times on each side.
2. Point Pressing care: gently use the massage head to make point pressing from the inner corner of the eye to the eye end. Each point pressing time is about 2 seconds.
3. Repeat for 5 times on each side.
4. Movement Care: gently use the massage head to make movement care from the center of down eyelid to inner corner of the eye and to the eye end. Repeat for 5 times on each side.



CHARGING

- This Device is using Lithium battery with 3.7V 420MAH, and its cycle life is 5 years.
- Before charging, make sure the charging port and charger are free from water.
- Plug the charger into USB charging port (DC 5V). About one hour of charging delivers a full charge which lasts for 120 min. of use.
- When the battery is low, the LED light will start to flash repeatedly.
- When the battery is fully charged, the LED light will emit a steady light.
- When the rechargeable battery is empty, the motor will stop.
- **Caution:** DO NOT charge for more than 24 hours. DO NOT use this device when charging.

MAINTENANCE AND SAFETY

- Clean the cleansing brush after each use by washing the brush with warm water.
- Allow the device to air-dry.
- **NOTE:** Never use cleaning products containing alcohol, petrol or acetone.

REPLACE INTERCHANGEABLE HEADS

- Pull the head upward and insert the replacement until gap is not visible between the head and handle.

Note: Never twist the head when pulling or inserting.

TROUBLESHOOTING

- **Is the device not activated when pressing the switch button?**
 - Battery is empty. Recharge your device
 - The device is locked. Please continuously press “+” and “-” to unlock it.
- **Does the device’s LED light not blink when charger is connected?**
 - Battery is fully charged, ready for cleaning routines.
 - Charging cable is not properly connected. Check electrical outlet/USB socket and charging port.
- **Has the device fallen into water and the charging port is wet?**
 - Dry off and continue use. This device is completely waterproof (IPX7) and the charging port is fully sealed.

This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable re-use of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer from where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.



Muchas gracias por elegir nuestro cepillo de dientes sónico. Antes de usar el aparato, lea detenidamente estas instrucciones para su correcta utilización.

Las precauciones de seguridad incluidas reducen el riesgo de sufrir una descarga eléctrica, lesiones e incluso la muerte si se respetan estrictamente. Guarde este manual en un lugar seguro para consultarlo en el futuro, junto con la tarjeta de garantía del producto debidamente cumplimentada, el embalaje original del producto y el justificante de compra. Si es posible, entregue estas instrucciones al siguiente propietario del electrodoméstico.

Respete en todo momento las precauciones de seguridad básicas y las normas de prevención de accidentes cuando utilice un electrodoméstico. Declinamos toda responsabilidad derivada del incumplimiento de estas instrucciones por parte de los clientes.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD


Antes de usar este producto, siga siempre las siguientes precauciones básicas:

- Se recomienda una estrecha supervisión cuando este dispositivo sea utilizado por niños pequeños o cerca de ellos.
- Suspenda su uso si este producto parece dañado de alguna manera (cabezal del cepillo, mango, cargador).
- No use productos de limpieza con alcohol, gasolina o acetona.
- Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, este equipo solo debe conectarse a una red de suministro con protección de toma tierra.
- Este dispositivo no está destinado a niños menores de 13 años, así como a aquellos con capacidades físicas y mentales reducidas.

CARACTERÍSTICAS

- Este set de cepillos incluye una selección completa de productos de limpieza sónica (cepillo de dientes eléctrico, cepillo de limpieza facial y lápiz de masaje anti-arrugas), que utilizan la innovadora tecnología de pulso sónico con 12 000 pulsaciones de alta intensidad por minuto, satisfacen efectivamente los diferentes cuidados bucales, cuidado de la piel y cuidado de los ojos.
- 8 modos para atender el cuidado bucal, las necesidades de cuidado de la piel y de los ojos.
- Material de silicona ultra higiénico: no poroso y de secado rápido para evitar la acumulación de bacterias. Hasta 10 000 bacterias menos. El material de silicona es duradero y resistente.
- Máxima seguridad: libre de BPA y ftalatos. 100 % resistente al agua, seguro de usar en un baño.
- Grado impermeable: IPX7

LISTADO DE PARTES



- | | |
|---|----------------------------|
| 1. Cabecial de masaje | 6. Botón interruptor |
| 2. Cepillo de dientes de silicona / nylon | 7. Ajuste de pulsación (-) |
| 3. Cepillo limpiador | 8. Luz LED |
| 4. Cuerpo de silicona | 9. Base |
| 5. Ajuste de pulsación (+) | 10. Puerto de carga |

RUTINA DE CEPILLADO

- Recomendamos usar el cepillo de dientes durante 2 minutos para obtener los resultados más efectivos.
- Use su pasta de dientes normal y presione el botón del interruptor para encender el dispositivo.
- Mientras presiona el botón del interruptor, la luz LED parpadeará. Presione “+” o “-” para ajustar el dispositivo a su intensidad preferida (la intensidad se puede aumentar o disminuir con el botón “+” o “-”).
- Cada 30 segundos, las pulsaciones se detendrán, indicando que es hora de pasar al siguiente cuadrante de la boca.
- Haga movimientos amplios y circulares sobre las superficies externas e internas de los dientes y las encías. En superficies para morder y masticar, cepille horizontalmente hacia atrás y hacia adelante.
- Después de 2 minutos, las pulsaciones se detendrán 3 veces y la luz LED se encenderá, señalando el final de la rutina de cepillado recomendada (puede continuar cepillándose los dientes por más tiempo si lo desea).
- Presione el botón del interruptor una vez más para apagar el dispositivo. Si olvida apagar el dispositivo, el dispositivo se apagará solo después de 3 minutos para evitar el uso excesivo.
- Enjuague con agua tibia y deje secar sobre su base.

ACCESORIOS

Cabezal de cepillo doble

- **Material:** Silicona + Dupont Nylon
- Para las personas que tienen más acumulación de placa en los dientes y buscan una limpieza más fuerte, aún requieren un cepillado suave de las encías.
- Las cerdas internas de nylon de Dupont brindan un cepillado más fuerte de los dientes, mientras que las cerdas externas de silicona cubren las encías para limpiarlas y masajearlas suavemente.
- La silicona y el nylon Dupont son materiales naturalmente duraderos.

Limpiador de lengua (parte posterior del cabezal del cepillo doble)


- Creado para completar una rutina completa de cuidado bucal, el limpiador de lengua elimina de manera cómoda y efectiva los residuos de alimentos y la acumulación de bacterias en la lengua para un aliento más fresco al tiempo que apoya la higiene general de la boca.
- No abrasivo y flexible para evitar daños en la lengua.

RUTINA DE LIMPIEZA FACIAL

1. Use el cabezal del cepillo de limpieza.
2. Presione el botón del interruptor para encender el dispositivo. Mientras presiona el botón del interruptor, la luz LED parpadeará. Presione “+” o “-” para ajustar el dispositivo a su intensidad preferida (la intensidad se puede aumentar o disminuir con el botón “+” o “-”).
3. Cada 30 segundos, las pulsaciones se detendrán para indicar cuándo limpiar una nueva zona. Después de 2 minutos, las pulsaciones se pausarán 3 veces y la luz LED se encenderá, señalando el final de la rutina de limpieza recomendada.
4. Presione el botón del interruptor una vez más para apagar el dispositivo. Si olvida apagar el dispositivo, el dispositivo se apagará solo después de 3 minutos para evitar el uso excesivo.

PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA RECOMENDADO

1. Elimine todo el maquillaje, humedezca su cara y aplique su producto de limpieza preferido.
2. Limpie la barbilla y la mejilla con movimientos circulares y repita en el otro lado.
3. Comenzando desde el centro, limpie su frente con suaves movimientos circulares hacia afuera.
4. Limpie la nariz deslizándose hacia arriba y hacia abajo por un lado, luego por el otro lado.
5. Limpie delicadamente la región debajo de los ojos con trazos externos. Se recomienda usar el modo de pulsación débil para limpiar la región debajo de los ojos.
6. Finalmente, enjuague y seque su cara. Luego, aplique sus productos favoritos para el cuidado de la piel.



MODO ANTIEDAD PARA LOS OJOS

1. Use el cabezal de masaje.
2. Presione el botón para encender el dispositivo. Mientras presiona el botón del interruptor, la luz LED parpadeará. Presione “+” o “-” para ajustar el dispositivo a su intensidad preferida (la intensidad se puede aumentar o disminuir con el botón “+” o “-”).
3. Se recomienda utilizar el modo de pulsación más débil para masajear la región debajo de los ojos.

PROCEDIMIENTO DE MASAJE RECOMENDADO

Aplique la crema o esencia para ojos desde la esquina interna del ojo hasta la sien.

1. Cuidado del movimiento circular: use suavemente el cabezal de masaje para hacer movimientos circulares desde la esquina interna del ojo hasta la sien. Repita aproximadamente 5 veces en cada lado.
2. Cuidado de presión de puntos: utilice suavemente el cabezal de masaje para presionar los puntos desde la esquina interna del ojo hasta el extremo del ojo. El tiempo de prensado es de aproximadamente 2 segundos.
3. Repita 5 veces en cada lado.
4. Cuidado del movimiento: use suavemente el cabezal de masaje para realizar el cuidado del movimiento desde el centro del párpado hacia abajo hasta la esquina interna del ojo y hasta el final del ojo. Repita 5 veces en cada lado.



CARGA

- Este dispositivo utiliza una batería de litio con 3.7V 420MAH, y su ciclo de vida es de 5 años.
- Antes de cargar, asegúrese de que el puerto de carga y el cargador estén libres de agua.
- Conecte el cargador al puerto de carga USB (DC 5V). Aproximadamente una hora de carga ofrece una carga completa que dura 120 minutos de uso.
- Cuando la batería está baja, la luz LED comenzará a parpadear.
- Cuando la batería está completamente cargada, la luz LED emitirá una luz constante.
- Cuando la batería recargable está vacía, el motor se detendrá.
- **Precaución:** NO cargue durante más de 24 horas. NO use este dispositivo al cargarlo.

MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD

- Limpie el cepillo limpiador después de cada uso lavándolo con agua tibia.
- Deje que el dispositivo se seque al aire.
- **NOTA:** Nunca use productos de limpieza que contengan alcohol, gasolina o acetona.

REEMPLAZAR CABEZALES INTERCAMBIABLES

- Tire del cabezal hacia arriba e inserte el reemplazo hasta que no se vea un espacio entre el cabezal y el mango.

Nota: Nunca tuerza el cabezal al tirar o insertar.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

- **¿El dispositivo no se activa al presionar el botón de encendido?**
 - No queda batería. Recargue su dispositivo.
 - El dispositivo está bloqueado. Presione continuamente “+” y “-” para desbloquearlo.
- **¿La luz LED del dispositivo no parpadea cuando el cargador está conectado?**
 - La batería está completamente cargada, lista para las rutinas de limpieza.
 - El cable de carga no está conectado correctamente. Verifique la toma de corriente / toma USB y el puerto de carga.
- **¿Se ha caído el dispositivo al agua y el puerto de carga está mojado?**
 - Secar y continuar con el uso. Este dispositivo es completamente resistente al agua (IPX7) y el puerto de carga está completamente sellado.

Este signo indica que este producto no debe desecharse junto con otros residuos domésticos en toda la UE. Para evitar los posibles daños al medio ambiente o a la salud que representa la eliminación incontrolada de desechos, recicle correctamente para promover la reutilización sostenible de recursos materiales. Para devolver su dispositivo usado, siga los procedimientos correspondientes de devolución y recogida o póngase en contacto con el establecimiento donde se adquirió el producto. Ellos pueden recoger este producto para un reciclaje medioambiental seguro.



PORTUGUÊS

Muito obrigado por escolher nossa escova de dentes Sonic. Antes de usar o aparelho, leia estas instruções cuidadosamente para o uso correto.

As precauções de segurança incluídas reduzem o risco de choque elétrico, ferimentos e até morte se forem seguidas rigorosamente. Mantenha este manual em um local seguro para referência futura, juntamente com o cartão de garantia do produto devidamente preenchido, a embalagem original do produto e o comprovante de compra.

Se possível, dê estas instruções ao próximo proprietário do aparelho. Observe sempre as precauções básicas de segurança e os regulamentos de prevenção de acidentes ao usar um aparelho. Recusamos qualquer responsabilidade derivada da violação dessas instruções pelos clientes.

INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA


Antes de usar este produto, sempre siga estas precauções básicas:

- Recomenda-se uma supervisão cuidadosa quando este dispositivo é usado por crianças ou próximo a elas.
- Interrompa o uso se este produto parecer danificado (cabeça da escova, alça, carregador).
- Não use produtos de limpeza com álcool, gasolina ou acetona.
- Para evitar o risco de choque elétrico, este equipamento deve ser conectado apenas a uma rede de suprimento com proteção de aterramento.
- Este dispositivo não se destina a crianças com menos de 13 anos, bem como àquelas com habilidades físicas e mentais reduzidas.

CARACTERÍSTICAS

- Este conjunto de pincéis inclui uma seleção completa de produtos de limpeza sônicos (escova de dentes elétrica, escova de limpeza facial e caneta de massagem anti-rugas), que usam a inovadora tecnologia de pulso sônico com 12.000 pulsações de alta intensidade por minuto, satisfazem efetivamente os diferentes cuidados bucais, cuidados com a pele e cuidados com os olhos.
- 8 maneiras de atender às necessidades de cuidados bucais, pele e olhos.
- Material de silicone ultra higiênico: não poroso e de secagem rápida para evitar o acúmulo de bactérias. Até 10.000 menos bactérias. O material de silicone é durável e forte.
- Segurança máxima: livre de BPA e ftalatos. 100% impermeável, seguro para usar em um banheiro.
- Classe impermeável: IPX7

LISTA DE PEÇAS



- | | |
|---|---------------------------|
| 1. Cabeça de massagem | 6. Botão interruptor |
| 2. Escova de dentes de silicone / nylon | 7. Ajuste de pulsação (-) |
| 3. Escova de limpeza | 8. Luz LED |
| 4. Corpo de silicone | 9. Base |
| 5. Ajuste de pulsação (+) | 10. Porto de carga |

ROTINA DE ESCOVA

- Recomendamos o uso da escova de dentes por 2 minutos para obter resultados mais eficazes.
- Use sua pasta de dentes normal e pressione o botão interruptor para ligar o dispositivo.
- Enquanto pressiona o botão do interruptor, a luz do LED pisca. Pressione “+” ou “-” para ajustar o dispositivo à sua intensidade preferida (a intensidade pode ser aumentada ou diminuída com o botão “+” ou “-”).
- A cada 30 segundos, as pulsações param, indicando que é hora de passar para o próximo quadrante da boca.
- Faça movimentos amplos e circulares nas superfícies externa e interna dos dentes e gengivas. Nas superfícies que roem e mastigam, escove horizontalmente para frente e para trás.
- Após 2 minutos, as pulsações param 3 vezes e a luz do LED acende, sinalizando o fim da rotina de escovação recomendada (você pode continuar escovando os dentes por mais tempo, se desejar).
- Pressione o botão interruptor mais uma vez para desligar o dispositivo. Se você esquecer de desligar o dispositivo, ele será desligado somente após 3 minutos para evitar o uso excessivo.
- Enxágüe com água morna e deixe secar na base.

ACESSÓRIOS

Cabeça de escova dupla

- MATERIAL: Silicone + Dupont Nylon
- Para pessoas que têm mais placa bacteriana nos dentes e procuram uma limpeza mais forte, elas ainda precisam de uma escovado gengivas macias.
- As cerdas internas de nylon da Dupont fornecem uma escovação mais forte, enquanto as cerdas externas de silicone cobrem as gengivas para uma limpeza e massagem suaves.
- Silicone e nylon Dupont são materiais naturalmente duráveis.

Limpador de língua (parte traseira da cabeça da escova dupla)

- Criado para completar uma rotina completa de higiene bucal, o limpador de língua remove de maneira confortável e eficaz os resíduos alimentares e o acúmulo de bactérias na língua para proporcionar um hálito mais fresco, além de apoiar a higiene bucal geral.
- Não abrasivo e flexível para evitar danos à língua.

ROTINA DE LIMPEZA FACIAL

1. Use a cabeça da escova de limpeza.
2. Pressione o botão do interruptor para ligar o dispositivo. Enquanto pressiona o botão do interruptor, a luz do LED pisca. Pressione “+” ou “-” para ajustar o dispositivo à sua intensidade preferida (a intensidade pode ser aumentada ou diminuída com o botão “+” ou “-”).
3. A cada 30 segundos, as teclas param para indicar quando limpar uma nova zona. Após 2 minutos, as teclas são pausadas 3 vezes e a luz do LED acende, sinalizando o fim da rotina de limpeza recomendada.
4. Pressione o botão interruptor mais uma vez para desligar o dispositivo. Se você esquecer de desligar o dispositivo, ele será desligado somente após 3 minutos para evitar o uso excessivo.

PROCEDIMENTO DE LIMPEZA RECOMENDADO

1. Remova toda a maquiagem, umedeça o rosto e aplique o limpador preferido.
2. Limpe o queixo e a bochecha em movimentos circulares e repita do outro lado.
3. Começando do centro, limpe a testa em movimentos circulares suaves para fora.
4. Limpe o nariz deslizando para cima e para baixo de um lado e depois do outro lado.
5. Limpe cuidadosamente a área sob os olhos com movimentos externos. É recomendável usar o modo de pulsação fraca para limpar a região sob os olhos.
6. Finalmente, enxágue e seque o rosto. Em seguida, aplique seus produtos de cuidados com a pele favoritos.



1



2



3



4



5

MODO ANTI-ENVELHECIMENTO PARA OS OLHOS

1. Use a cabeça de massagem.
2. Pressione o botão para ligar o dispositivo. Enquanto pressiona o botão do interruptor, a luz do LED pisca. Pressione “+” ou “-” para ajustar o dispositivo à sua intensidade preferida (a intensidade pode ser aumentada ou diminuída com o botão “+” ou “-”).
3. É recomendável usar o modo de pulsação mais fraco para massagear a região sob os olhos.

PROCEDIMENTO DE MASSAGEM RECOMENDADO

Aplique o creme para os olhos ou a essência do canto interno do olho na têmpora.

1. Cuidados com o movimento circular: use suavemente a cabeça de massagem para fazer movimentos circulares do canto interno do olho até a têmpora. Repita aproximadamente 5 vezes de cada lado.
2. Cuidados de pressão pontual: Use suavemente a cabeça de massagem para pressionar os pontos do canto interno do olho até o final do olho. O tempo de compressão é de aproximadamente 2 segundos.
3. Repita 5 vezes de cada lado.
4. Cuidados com o movimento- Use delicadamente a cabeça de massagem para cuidar do movimento do centro da pálpebra para baixo até o canto interno do olho e até o final do olho. Repita 5 vezes de cada lado.



CARGA

- Este dispositivo usa uma bateria de lítio 3.7V 420MAH e seu ciclo de vida é de 5 anos.
- Antes de carregar, verifique se a porta de carregamento e o carregador estão livres de água.
- Conecte o carregador à porta de carregamento USB (DC 5V). Aproximadamente uma hora de carregamento oferece uma carga completa que dura 120 minutos de uso.
- Quando a bateria estiver fraca, a luz do LED começará a piscar.
- Quando a bateria estiver totalmente carregada, a luz do LED emitirá uma luz constante.
- Quando a bateria recarregável estiver vazia, o motor irá parar.

Cuidado: NÃO carregue por mais de 24 horas. NÃO use este dispositivo ao carregar.

MANUTENÇÃO E SEGURANÇA

- Limpe a escova de limpeza após cada uso lavando-a com água morna.
- Deixe o dispositivo secar ao ar.

NOTA: Nunca use produtos de limpeza que contenham álcool, gasolina ou acetona.

SUBSTITUA AS CABEÇAS INTERCAMBIÁVEIS

- Puxe a cabeça para cima e insira a substituição até não haver espaço entre a cabeça e a alça.

Nota: Nunca torça a cabeça ao puxar ou inserir.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

- **O dispositivo não acorda quando pressiono o botão liga / desliga?**
 - Não resta bateria. Recarregue seu dispositivo.
 - O dispositivo está bloqueado. Pressione continuamente “+” e “-” para desbloqueá-lo.
- **A luz do LED do dispositivo não pisca quando o carregador está conectado?**
 - A bateria está totalmente carregada, pronta para as rotinas de limpeza.
 - O cabo de carregamento não está conectado corretamente. Verifique a tomada USB / tomada e a porta de carregamento.
- **O dispositivo caiu na água e a porta de carregamento está molhada?**
 - Seque e continue usando. Este dispositivo é completamente à prova d’água (IPX7) e a porta de carregamento está completamente selada.

Este sinal indica que este produto não deve ser eliminado juntamente com outros resíduos domésticos em toda a UE. Para evitar potenciais danos ao meio ambiente ou à saúde causados pelo descarte descontrolado de resíduos, recicle corretamente para promover a reutilização sustentável dos recursos materiais. Para devolver o seu dispositivo usado, siga os procedimentos de devolução e recolha apropriados ou contacte o revendedor onde o produto foi adquirido. Eles podem recolher este produto para reciclagem ambiental segura.



Merci beaucoup d'avoir choisi notre brosse à dents sonique. Avant d'utiliser l'appareil, lisez attentivement ces instructions pour une utilisation correcte.

Les précautions de sécurité incluses réduisent le risque de choc électrique, de blessure et même de mort si elles sont strictement suivies. Veuillez conserver ce manuel en lieu sûr pour référence future, ainsi que la carte de garantie du produit dûment remplie, l'emballage d'origine du produit et la preuve d'achat.

Si possible, donnez ces instructions au prochain propriétaire de l'appareil. Respectez les consignes de sécurité de base et les réglementations de prévention des accidents à tout moment lorsque vous utilisez un appareil. Nous déclinons toute responsabilité découlant de la violation de ces instructions par les clients.

INFORMATION SUR LA SÉCURITÉ


Avant d'utiliser ce produit, suivez toujours ces précautions de base :

- Une surveillance étroite est recommandée lorsque cet appareil est utilisé par ou à proximité de jeunes enfants.
- Arrêtez l'utilisation si ce produit semble endommagé de quelque façon que ce soit (tête de brosse, poignée, chargeur).
- N'utilisez pas de produits de nettoyage avec de l'alcool, de l'essence ou de l'acétone.
- Pour éviter tout risque de choc électrique, cet équipement ne doit être connecté qu'à un réseau d'alimentation avec protection de mise à la terre.
- Cet appareil n'est pas destiné aux enfants de moins de 13 ans, ainsi qu'à ceux dont les capacités physiques et mentales sont réduites.

CARACTÉRISTIQUES

- Cet ensemble de brosses comprend une sélection complète de produits de nettoyage soniques (brosse à dents électrique, brosse nettoyante pour le visage et stylo de massage anti-rides), qui utilisent la technologie innovante de pulsation sonique avec 12000 pulsations de haute intensité par minute, satisfont efficacement les différents soins bucco-dentaires, soins de la peau et soins des yeux.
- 8 façons de répondre aux besoins de soins bucco-dentaires, de la peau et des yeux.
- Matériau en silicone ultra hygiénique: non poreux et à séchage rapide pour empêcher l'accumulation de bactéries. Jusqu'à 10 000 bactéries de moins. Le matériau en silicone est durable et solide.
- Sécurité maximale: sans BPA et sans phtalate. 100% étanche, sûr à utiliser dans une salle de bain.
- Grade étanche: IPX7

LISTE DES PIÈCES



- | | |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| 1. Tête de massage | 6. Le bouton de l'interrupteur |
| 2. Brosse à dents en silicone / nylon | 7. Réglage des pulsations (-) |
| 3. Brosse de nettoyage | 8. Lumière LED |
| 4. Corps en silicone | 9. Base |
| 5. Réglage des pulsations (+) | 10. port de chargement |

ROUTINE DE BROSSAGE

- Nous recommandons d'utiliser la brosse à dents pendant 2 minutes pour des résultats plus efficaces.
- Portez votre dentifrice ordinaire et appuyez sur le bouton de l'interrupteur pour allumer l'appareil.
- Tout en appuyant sur le bouton de l'interrupteur, la lumière LED clignote. Appuyez sur "+" ou "-" pour ajuster l'appareil à votre intensité préférée (l'intensité peut être augmentée ou diminuée avec le bouton "+" ou "-").
- Toutes les 30 secondes, les pulsations s'arrêtent, indiquant qu'il est temps de passer au quadrant suivant de la bouche.
- Faites de larges mouvements circulaires sur les surfaces externes et internes des dents et des gencives. Sur les surfaces à mordre et à mâcher, brosser horizontalement d'avant en arrière.
- Après 2 minutes, les pulsations s'arrêteront 3 fois et la lumière LED s'allumera, signalant la fin de la routine de brossage recommandée (vous pouvez continuer à vous brosser les dents plus longtemps si vous le souhaitez).
- Appuyez à nouveau sur le bouton de l'interrupteur pour éteindre l'appareil. Si vous oubliez d'éteindre l'appareil, l'appareil ne s'éteindra qu'après 3 minutes pour éviter une utilisation excessive.
- Rincer à l'eau tiède et laisser sécher sur sa base.

ACCESSOIRES

Tête de brosse double

- **MATÉRIEL:** Silicone + nylon Dupont
- Pour les personnes qui ont plus d'accumulation de plaque sur leurs dents et qui recherchent un nettoyage plus puissant, elles brossent gencives molles.
- Les poils intérieurs en nylon de Dupont assurent un brossage des dents plus puissant, tandis que les poils extérieurs en silicone recouvrent les gencives pour un nettoyage et un massage en douceur.
- Le silicone et le nylon Dupont sont des matériaux naturellement durables.

Nettoyeur de langue (arrière de la tête de brosse double)


- Créé pour compléter une routine de soins bucco-dentaires complète, le nettoyeur pour langue élimine confortablement et efficacement les résidus alimentaires et l'accumulation de bactéries sur la langue pour une haleine plus fraîche tout en favorisant l'hygiène buccale globale.
- Non abrasif et flexible pour éviter d'endommager la langue.

ROUTINE DE NETTOYAGE DU VISAGE

1. Utilisez la tête de brosse de nettoyage.
2. Appuyez sur le bouton de l'interrupteur pour allumer l'appareil. Tout en appuyant sur le bouton de l'interrupteur, la lumière LED clignote. Appuyez sur "+" ou "-" pour ajuster l'appareil à votre intensité préférée (l'intensité peut être augmentée ou diminuée avec le bouton "+" ou "-").
3. Toutes les 30 secondes, les frappes s'arrêtent pour indiquer quand nettoyer une nouvelle zone. Après 2 minutes, les frappes se mettent en pause 3 fois et le voyant LED s'allumera, signalant la fin de la routine de nettoyage recommandée.
4. Appuyez à nouveau sur le bouton de l'interrupteur pour éteindre l'appareil. Si vous oubliez d'éteindre l'appareil, l'appareil ne s'éteindra qu'après 3 minutes pour éviter une utilisation excessive.

PROCÉDURE DE NETTOYAGE RECOMMANDÉE

1. Enlevez tout le maquillage, humidifiez votre visage et appliquez votre nettoyant préféré.
2. Essuyez votre menton et votre joue dans un mouvement circulaire et répétez de l'autre côté.
3. En partant du centre, essuyez votre front par de légers mouvements circulaires vers l'extérieur.
4. Essuyez votre nez en glissant de haut en bas d'un côté, puis de l'autre côté.
5. Nettoyez délicatement la zone sous les yeux avec des coups externes. Il est recommandé d'utiliser le mode de pulsation faible pour nettoyer la région sous les yeux.
6. Enfin, rincez et séchez votre visage. Ensuite, appliquez vos produits de soins de la peau préférés.



MODE ANTI-ÂGE POUR LES YEUX

1. Utilisez la tête de massage.
2. Appuyez sur le bouton pour allumer l'appareil. Tout en appuyant sur le bouton de l'interrupteur, la lumière LED clignote. Appuyez sur "+" ou "-" pour ajuster l'appareil à votre intensité préférée (l'intensité peut être augmentée ou diminuée avec le bouton "+" ou "-").
3. Il est recommandé d'utiliser le mode de pulsation le plus faible pour masser la région sous les yeux.

PROCÉDURE DE MASSAGE RECOMMANDÉE

Appliquez la crème pour les yeux ou l'essence du coin interne de l'œil sur la tempe.

1. Entretien du mouvement circulaire: utilisez doucement la tête de massage pour effectuer des mouvements circulaires du coin interne de l'œil vers la tempe. Répétez environ 5 fois de chaque côté.
2. Soins sous pression ponctuelle: Utilisez doucement la tête de massage pour appuyer sur les points du coin intérieur de l'œil jusqu'à la fin de l'œil. Le temps de pressage est d'environ 2 secondes.
3. Répétez 5 fois de chaque côté.
4. Soins du mouvement- Utilisez doucement la tête de massage pour prendre soin du mouvement du centre de la paupière vers le coin intérieur de l'œil et jusqu'à la fin de l'œil. Répétez 5 fois de chaque côté.



CHARGE

- Cet appareil utilise une batterie au lithium 3.7V 420MAH et son cycle de vie est de 5 ans.
- Avant de charger, assurez-vous que le port de charge et le chargeur sont exempts d'eau.
- Connectez le chargeur au port de charge USB (DC 5V). Environ une heure de charge offre une charge complète qui dure 120 minutes d'utilisation.
- Lorsque la batterie est faible, le voyant LED commence à clignoter.
- Lorsque la batterie est complètement chargée, la lumière LED émet une lumière constante.
- Lorsque la batterie rechargeable est vide, le moteur s'arrête.

Mise en garde: NE chargez PAS plus de 24 heures. N'utilisez PAS cet appareil lors de la charge.

ENTRETIEN ET SÉCURITÉ

- Nettoyez la brosse de nettoyage après chaque utilisation en la lavant à l'eau tiède.
- Laissez l'appareil sécher à l'air.

REMARQUE: N'utilisez jamais de produits de nettoyage contenant de l'alcool, de l'essence ou de l'acétone.

REEMPLACER LES TÊTES INTERCHANGEABLES

- Tirez la tête vers le haut et insérez le remplacement jusqu'à ce qu'il n'y ait pas d'espace entre la tête et la poignée.
- **Remarque:** Ne tournez jamais la tête lorsque vous tirez ou insérez.

RÉSOLUTION DES PROBLÈMES

- **L'appareil ne se réveille-t-il pas lorsque j'appuie sur le bouton d'alimentation?**
 - Il ne reste plus de batterie. Rechargez votre appareil.
 - L'appareil est verrouillé. Appuyez en continu sur "+" et "-" pour le déverrouiller.
- **Le voyant LED de l'appareil ne clignote-t-il pas lorsque le chargeur est connecté?**
 - La batterie est complètement chargée, prête pour les routines de nettoyage.
 - Le câble de charge n'est pas correctement connecté. Vérifiez la prise USB / la prise de courant et le port de charge.
- **L'appareil est-il tombé dans l'eau et le port de charge est-il mouillé?**
 - Sécher et continuer à utiliser. Cet appareil est complètement étanche (IPX7) et le port de charge est complètement étanche.

Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être jeté avec d'autres déchets ménagers dans toute l'UE. Afin d'éviter que l'élimination incontrôlée des résidus ne porte atteinte à l'environnement ou à la santé, il convient de recycler correctement ces déchets, dans le but de promouvoir une réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil après utilisation, veuillez suivre les processus de retour et de reprise correspondant, ou contactez le magasin où le produit a été acheté. Ils peuvent reprendre cet article pour un recyclage écologique.



Grazie mille per aver scelto il nostro spazzolino Sonic. Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente queste istruzioni per il suo corretto utilizzo.

Le precauzioni di sicurezza incluse riducono il rischio di scosse elettriche, lesioni e persino morte se seguite scrupolosamente. Conservare questo manuale in un luogo sicuro per riferimenti futuri, insieme alla scheda di garanzia del prodotto debitamente compilata, alla confezione del prodotto originale e alla prova di acquisto.

Se possibile, dare queste istruzioni al prossimo proprietario dell'apparecchio. Rispettare sempre le precauzioni di sicurezza di base e le norme antinfortunistiche quando si utilizza un apparecchio. Decliniamo ogni responsabilità derivata dalla violazione di queste istruzioni da parte dei clienti.

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA


Prima di utilizzare questo prodotto, seguire sempre queste precauzioni di base:

- Si consiglia una stretta supervisione quando questo dispositivo viene utilizzato da o vicino a bambini piccoli.
- Interrompere l'uso se questo prodotto appare danneggiato in qualsiasi modo (testina, impugnatura, caricatore).
- Non utilizzare prodotti per la pulizia con alcool, benzina o acetone.
- Per evitare il rischio di scosse elettriche, questa apparecchiatura deve essere collegata solo a una rete di alimentazione con protezione di terra.
- Questo dispositivo non è destinato a bambini di età inferiore ai 13 anni, nonché a quelli con ridotte capacità fisiche e mentali.

CARATTERISTICHE

- Questo set di spazzole include una selezione completa di detergenti sonici (spazzolino elettrico, spazzola per la pulizia del viso e penna per massaggio antirughe), che utilizzano l'innovativa tecnologia a impulsi sonici con 12000 pulsazioni ad alta intensità al minuto, soddisfano efficacemente la diversa cura orale, cura della pelle e cura degli occhi.
- 8 modi per rispondere alle esigenze di igiene orale, pelle e occhi.
- Materiale in silicone ultra igienico: non poroso e ad asciugatura rapida per prevenire l'accumulo di batteri. Fino a 10.000 batteri in meno. Il materiale in silicone è resistente e resistente.
- Massima sicurezza: senza BPA e ftalati. Impermeabile al 100%, sicuro da usare in bagno.
- Grado impermeabile: IPX7

ELENCO DELLE PARTI



- | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Testa di massaggio | 6. Interruttore |
| 2. Spazzolino in silicone / nylon | 7. Regolazione delle pulsazioni (-) |
| 3. Spazzola per la pulizia | 8. Luce a led |
| 4. Corpo in silicone | 9. Base |
| 5. Regolazione delle pulsazioni (+) | 10. porto di carico |

ROUTINE DI SPAZZOLATURA

- Si consiglia di utilizzare lo spazzolino per 2 minuti per i risultati più efficaci.
- Indossa il tuo normale dentifricio e premi il pulsante di accensione per accendere il dispositivo.
- Mentre si preme il pulsante di commutazione, la luce LED lampeggerà. Premere “+” o “-” per regolare il dispositivo sull'intensità preferita (l'intensità può essere aumentata o diminuita con il pulsante “+” o “-”).
- Ogni 30 secondi, le pulsazioni si fermeranno, indicando che è tempo di passare al quadrante successivo della bocca.
- Fai movimenti ampi e circolari sulla superficie esterna e interna dei denti e delle gengive. Su superfici mordaci e masticabili, spazzola orizzontalmente avanti e indietro.
- Dopo 2 minuti, le pulsazioni si fermeranno 3 volte e la luce LED si accenderà, segnalando la fine della routine di spazzolatura consigliata (se lo si desidera è possibile continuare a lavarsi i denti più a lungo).
- Premere nuovamente il pulsante di commutazione per spegnere il dispositivo. Se si dimentica di spegnere il dispositivo, il dispositivo si spegnerà solo dopo 3 minuti per evitare un uso eccessivo.
- Risciacquare con acqua tiepida e lasciare asciugare sulla base.

ACCESSORI

Doppia testina

- **MATERIALE:** Silicone + Dupont Nylon
- Per le persone che hanno più accumulo di placca sui denti e sono alla ricerca di una pulizia più forte, hanno ancora bisogno di un spazzolato gengive morbide.
- Le setole interne in nylon di Dupont forniscono una spazzolatura dei denti più forte, mentre le setole esterne in silicone coprono le gengive per una pulizia e un massaggio delicati.
- Il silicone e il nylon Dupont sono materiali naturalmente resistenti.

Pulisci lingua (parte posteriore della doppia testina)

- Creato per completare una routine completa di igiene orale, il detergente per la lingua rimuove comodamente ed efficacemente i residui di cibo e l'accumulo di batteri sulla lingua per un respiro più fresco, supportando al contempo l'igiene generale della bocca.
- Non abrasivo e flessibile per evitare danni alla lingua.

ROUTINE DI PULIZIA DEL VISO

1. Utilizzare la testina di pulizia.
2. Premere il pulsante di commutazione per accendere il dispositivo. Mentre si preme il pulsante di commutazione, la luce LED lampeggerà. Premere “+” o “-” per regolare il dispositivo sull'intensità preferita (l'intensità può essere aumentata o diminuita con il pulsante “+” o “-”).
3. Ogni 30 secondi i tasti si fermeranno per indicare quando pulire una nuova zona. Dopo 2 minuti, i tasti si fermeranno 3 volte e la luce LED si accenderà, segnalando la fine della routine di pulizia consigliata.
4. Premere nuovamente il pulsante di commutazione per spegnere il dispositivo. Se si dimentica di spegnere il dispositivo, il dispositivo si spegnerà solo dopo 3 minuti per evitare un uso eccessivo.

PROCEDURA DI PULIZIA CONSIGLIATA

1. Rimuovi tutto il trucco, inumidisci il viso e applica il detergente preferito.
2. Pulisci il mento e la guancia con un movimento circolare e ripeti dall'altra parte.
3. Partendo dal centro, asciugare la fronte con delicati movimenti circolari verso l'esterno.
4. Pulisci il naso facendo scorrere su e giù su un lato, quindi sull'altro lato.
5. Pulisci delicatamente l'area sotto gli occhi con colpi esterni. Si consiglia di utilizzare la modalità di pulsazione debole per pulire la regione sotto gli occhi.
6. Infine, risciacqua e asciuga il viso. Quindi applica i tuoi prodotti preferiti per la cura della pelle.



1



2



3



4



5

MODALITÀ ANTI-INVECCHIAMENTO PER OCCHI

1. Usa la testina per massaggio.
2. Premere il pulsante per accendere il dispositivo. Mentre si preme il pulsante di commutazione, la luce LED lampeggerà. Premere “+” o “-” per regolare il dispositivo sull'intensità preferita (l'intensità può essere aumentata o diminuita con il pulsante “+” o “-”).
3. Si consiglia di utilizzare la modalità di pulsazione più debole per massaggiare la regione sotto gli occhi.

PROCEDURA DI MASSAGGIO CONSIGLIATA

Applicare la crema per gli occhi o l'essenza dall'angolo interno dell'occhio alla tempia.

1. Cura del movimento circolare: usa delicatamente la testa del massaggio per fare movimenti circolari dall'angolo interno dell'occhio alla tempia. Ripeti circa 5 volte su ciascun lato.
2. Cura della pressione dei punti: Utilizzare delicatamente la testina di massaggio per premere i punti dall'angolo interno dell'occhio fino alla fine dell'occhio. Il tempo di pressatura è di circa 2 secondi.
3. Ripeti 5 volte su ciascun lato.
4. Cura del movimento- Usa delicatamente la testina di massaggio per curare i movimenti dal centro della palpebra fino all'angolo interno dell'occhio e fino alla fine dell'occhio. Ripeti 5 volte su ciascun lato.



CARICARE

- Questo dispositivo utilizza una batteria al litio da 3,7 V 420 mAH e il suo ciclo di vita è di 5 anni.
- Prima di caricare, assicurarsi che la porta di ricarica e il caricabatterie siano privi di acqua.
- Collegare il caricabatterie alla porta di ricarica USB (DC 5V). Circa un'ora di ricarica offre una ricarica completa che dura 120 minuti di utilizzo.
- Quando la batteria è scarica, la luce LED inizierà a lampeggiare.
- Quando la batteria è completamente carica, la luce a LED emette una luce costante.
- Quando la batteria ricaricabile è scarica, il motore si arresterà.

Attenzione: NON caricare per più di 24 ore. NON utilizzare questo dispositivo durante la ricarica.

MANUTENZIONE E SICUREZZA

- Pulire la spazzola di pulizia dopo ogni utilizzo lavandola con acqua calda.
- Lascia asciugare il dispositivo all'aria.

NOTA: Non utilizzare mai prodotti per la pulizia che contengono alcol, benzina o acetone.

SOSTITUIRE LE TESTE INTERCAMBIABILI

- Sollevare la testa e inserire la sostituzione fino a quando non c'è spazio tra la testa e la maniglia.

Nota: Non torcere mai la testa quando si tira o si inserisce.

RISOLUZIONE DEL PROBLEMA

- **Il dispositivo non si sveglia quando si preme il pulsante di accensione?**
 - Nessuna batteria rimasta. Ricarica il tuo dispositivo.
 - Il dispositivo è bloccato. Premi continuamente “+” e “-” per sbloccarlo.
- **Il LED del dispositivo non lampeggia quando il caricabatterie è collegato?**
 - La batteria è completamente carica, pronta per la pulizia delle routine.
 - Il cavo di ricarica non è collegato correttamente. Controllare la presa USB / presa di corrente e la porta di ricarica.
- **Il dispositivo è caduto in acqua e la porta di ricarica è bagnata?**
 - Asciugare e continuare a utilizzare. Questo dispositivo è completamente impermeabile (IPX7) e la porta di ricarica è completamente sigillata.

Questo simbolo indica che il prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici in tutta l'UE. Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute umana causati dallo smaltimento dei rifiuti, si prega di riciclare il prodotto in maniera responsabile per favorire il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per restituire il dispositivo usato, utilizzare i sistemi di raccolta o contattare il rivenditore presso il quale il prodotto è stato acquistato. Essi possono ritirare questo prodotto per il riciclaggio ambientale sicuro.



Vielen Dank, dass Sie sich für unsere Sonic Zahnbürste entschieden haben. Lesen Sie diese Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät verwenden.

Die enthaltenen Sicherheitsvorkehrungen verringern das Risiko von Stromschlägen, Verletzungen und sogar zum Tod, wenn sie genau befolgt werden. Bitte bewahren Sie dieses Handbuch zusammen mit der ordnungsgemäß ausgefüllten Produktgarantiekarte, der Originalverpackung und dem Kaufnachweis an einem sicheren Ort auf. Wenn möglich, geben Sie diese Anweisungen an den nächsten Besitzer des Geräts weiter.

Beachten Sie bei der Verwendung eines Geräts stets die grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen und Unfallverhütungsvorschriften. Wir lehnen jede Verantwortung ab, die sich aus der Verletzung dieser Anweisungen durch die Kunden ergibt.

SICHERHEITSINFORMATION


Befolgen Sie vor der Verwendung dieses Produkts stets die folgenden grundlegenden Vorsichtsmaßnahmen:

- Eine enge Überwachung wird empfohlen, wenn dieses Gerät von oder in der Nähe von kleinen Kindern verwendet wird.
- Stellen Sie die Verwendung ein, wenn dieses Produkt in irgendeiner Weise beschädigt erscheint (Bürstenkopf, Griff, Ladegerät).
- Verwenden Sie keine Reinigungsmittel mit Alkohol, Benzin oder Aceton.
- Um die Gefahr eines Stromschlags zu vermeiden, sollte dieses Gerät nur an ein Versorgungsnetz mit Erdungsschutz angeschlossen werden.
- Dieses Gerät ist nicht für Kinder unter 13 Jahren sowie für Kinder mit eingeschränkten körperlichen und geistigen Fähigkeiten gedacht.

EIGENSCHAFTEN

- Dieses Bürstenset enthält eine vollständige Auswahl an Schallreinigern (elektrische Zahnbürste, Gesichtsreinigungsbürste und Anti-Falten-Massagestift), die mithilfe der innovativen Schallpulstechnologie mit 12000 hochintensiven Pulsationen pro Minute effektiv befriedigen die verschiedenen Mund-, Haut- und Augenpflege.
- 8 Möglichkeiten, um auf die Bedürfnisse der Mundpflege, Haut- und Augenpflege einzugehen.
- Ultrahygienisches Silikonmaterial: porenfrei und schnell trocknend, um die Ansammlung von Bakterien zu verhindern. Bis zu 10.000 weniger Bakterien. Das Silikonmaterial ist langlebig und stark.
- Maximale Sicherheit: BPA- und phthalatfrei. 100% wasserdicht, sicher in einem Badezimmer zu verwenden.
- Wasserdichte Qualität: IPX7

LISTE DER EINZELTEILE



- | | |
|-----------------------------------|----------------------------|
| 1. Kopf massieren | 6. Schaltertaste |
| 2. Zahnbürste aus Silikon / Nylon | 7. Pulsationsanpassung (-) |
| 3. Reinigungsbürste | 8. LED-Licht |
| 4. Silikonkörper | 9. Base |
| 5. Pulsationsanpassung (+) | 10. Ladehafen |

BÜRSTENROUTINE

- Wir empfehlen, die Zahnbürste 2 Minuten lang zu verwenden, um die effektivsten Ergebnisse zu erzielen.
- Tragen Sie Ihre normale Zahnpasta und drücken Sie den Schalter, um das Gerät einzuschalten.
- Während Sie den Schalter drücken, blinkt die LED. Drücken Sie “+” oder “-”, um das Gerät auf Ihre bevorzugte Intensität einzustellen (die Intensität kann mit der Taste “+” oder “-” erhöht oder verringert werden).
- Alle 30 Sekunden hören die Pulsationen auf, was darauf hinweist, dass es Zeit ist, zum nächsten Quadranten des Mundes zu gelangen.
- Machen Sie breite, kreisförmige Bewegungen an der Außen- und Innenfläche der Zähne und des Zahnfleisches. Bürsten Sie beim Beißen und Kauen von Oberflächen horizontal hin und her.
- Nach 2 Minuten hören die Pulsationen dreimal auf und die LED leuchtet auf, um das Ende der empfohlenen Putzroutine anzuzeigen (Sie können Ihre Zähne bei Bedarf länger putzen).
- Drücken Sie die Schaltertaste erneut, um das Gerät auszuschalten. Wenn Sie vergessen, das Gerät auszuschalten, wird das Gerät erst nach 3 Minuten ausgeschaltet, um eine Überbeanspruchung zu vermeiden.
- Mit lauwarmem Wasser abspülen und auf der Basis trocknen lassen.

ZUBEHÖR

Doppelbürstenkopf

- MATERIAL: Silikon + Dupont Nylon
- Für Menschen, die mehr Plaque auf ihren Zähnen haben und nach einer stärkeren Reinigung suchen, benötigen sie immer noch eine gebürstete weiches Zahnfleisch.
- Die Nylon-Innenborsten von Dupont sorgen für ein stärkeres Zähneputzen, während die Silikon-Außenborsten das Zahnfleisch für eine sanfte Reinigung und Massage bedecken.
- Silikon und Dupont-Nylon sind natürlich haltbare Materialien.

Zungenreiniger (Rückseite des Doppelbürstenkopfes)


- Der Zungenreiniger wurde entwickelt, um eine vollständige Mundpflege zu vervollständigen. Er entfernt bequem und effektiv Speisereste und Bakterienansammlungen auf der Zunge für einen frischeren Atem und unterstützt gleichzeitig die allgemeine Mundhygiene.
- Nicht abrasiv und flexibel, um Zungenschäden zu vermeiden.

GESICHTSREINIGUNGSROUTINE

1. Verwenden Sie den Reinigungsbürstenkopf.
2. Drücken Sie die Schaltertaste, um das Gerät einzuschalten. Während Sie den Schalter drücken, blinkt die LED. Drücken Sie “+” oder “-”, um das Gerät auf Ihre bevorzugte Intensität einzustellen (die Intensität kann mit der Taste “+” oder “-” erhöht oder verringert werden).
3. Alle 30 Sekunden werden die Tastenanschläge angehalten, um anzuzeigen, wann eine neue Zone gereinigt werden muss. Nach 2 Minuten werden die Tastenanschläge dreimal angehalten und die LED leuchtet auf, um das Ende der empfohlenen Reinigungsroutine anzuzeigen.
4. Drücken Sie die Schaltertaste erneut, um das Gerät auszuschalten. Wenn Sie vergessen, das Gerät auszuschalten, wird das Gerät erst nach 3 Minuten ausgeschaltet, um eine Überbeanspruchung zu vermeiden.

EMPFOHLENES REINIGUNGSVERFAHREN

1. Entfernen Sie jegliches Make-up, befeuchten Sie Ihr Gesicht und tragen Sie Ihr bevorzugtes Reinigungsmittel auf.
 2. Wischen Sie sich in kreisenden Bewegungen über Kinn und Wange und wiederholen Sie dies auf der anderen Seite.
 3. Wischen Sie Ihre Stirn von der Mitte aus mit sanften kreisenden Bewegungen nach außen ab.
 4. Wischen Sie sich die Nase ab, indem Sie auf der einen Seite und dann auf der anderen Seite auf und ab gleiten.
 5. Reinigen Sie den Bereich unter den Augen vorsichtig mit äußeren Strichen. Es wird empfohlen, den schwachen Pulsationsmodus zu verwenden, um den Bereich unter den Augen zu reinigen.
- Zum Schluss spülen und trocknen Sie Ihr Gesicht. Dann tragen Sie Ihre bevorzugten Hautpflegeprodukte auf.



ANTI-AGING-MODUS FÜR DIE AUGEN

1. Verwenden Sie den Massagekopf.
2. Drücken Sie die Taste, um das Gerät einzuschalten. Während Sie den Schalter drücken, blinkt die LED. Drücken Sie “+” oder “-”, um das Gerät auf Ihre bevorzugte Intensität einzustellen (die Intensität kann mit der Taste “+” oder “-” erhöht oder verringert werden).
3. Es wird empfohlen, den schwächsten Pulsationsmodus zu verwenden, um die Region unter den Augen zu massieren.

EMPFOHLENES MASSAGEVERFAHREN

Tragen Sie die Augencreme oder Essenz vom inneren Augenwinkel auf die Schläfe auf.

1. Pflege der Kreisbewegung: Verwenden Sie den Massagekopf vorsichtig, um Kreisbewegungen vom inneren Augenwinkel zur Schläfe auszuführen. Wiederholen Sie ungefähr 5 Mal auf jeder Seite.
2. Punktdruckpflege: Drücken Sie mit dem Massagekopf vorsichtig auf die Punkte vom inneren Augenwinkel bis zum Ende des Auges. Die Presszeit beträgt ca. 2 Sekunden.
3. Wiederholen Sie 5 Mal auf jeder Seite.
4. Bewegungspflege- Verwenden Sie den Massagekopf vorsichtig, um die Bewegung von der Mitte des Augenlids bis zum inneren Augenwinkel und bis zum Ende des Auges zu gewährleisten. Wiederholen Sie 5 Mal auf jeder Seite.



BELASTUNG

- Dieses Gerät verwendet eine 3,7 V 420 MAH Lithium-batterie und hat eine Lebensdauer von 5 Jahren.
- Stellen Sie vor dem Aufladen sicher, dass der Ladeanschluss und das Ladegerät frei von Wasser sind.
- Schließen Sie das Ladegerät an den USB-Ladeanschluss (DC 5V) an. Etwa eine Stunde Ladezeit bietet eine volle Ladung, die 120 Minuten dauert.
- Wenn die Batterie schwach ist, beginnt die LED zu blinken.
- Wenn der Akku vollständig aufgeladen ist, leuchtet das LED-Licht konstant.
- Wenn der Akku leer ist, stoppt der Motor.

Vorsicht: Laden Sie NICHT länger als 24 Stunden auf. Verwenden Sie dieses Gerät NICHT beim Laden.

WARTUNG UND SICHERHEIT

- Reinigen Sie die Reinigungsbürste nach jedem Gebrauch, indem Sie sie mit warmem Wasser waschen.
- Lassen Sie das Gerät an der Luft trocknen.

Hinweis: Verwenden Sie niemals Reinigungsmittel, die Alkohol, Benzin oder Aceton enthalten.

TAUSCHEN SIE DIE AUSTAUSCHBAREN KÖPFE AUS

- Ziehen Sie den Kopf nach oben und setzen Sie den Ersatz ein, bis zwischen Kopf und Griff kein Spalt mehr vorhanden ist.

Hinweis: Verdrehen Sie niemals den Kopf beim Ziehen oder Einsetzen.

PROBLEMLÖSUNG

- **Wacht das Gerät nicht auf, wenn ich den Netzschalter drücke?**
 - Keine Batterie mehr. Laden Sie Ihr Gerät auf.
 - Das Gerät ist gesperrt. Drücken Sie kontinuierlich “+” und “-”, um es zu entsperren.
- **Blinkt die LED des Geräts nicht, wenn das Ladegerät angeschlossen ist?**
 - Der Akku ist voll aufgeladen und kann gereinigt werden.
 - Das Ladekabel ist nicht richtig angeschlossen. Überprüfen Sie die USB-Buchse / Steckdose und den Ladeanschluss.
- **Wurde das Gerät ins Wasser fallen gelassen und ist der Ladeanschluss nass?**
 - Trocknen und weiter verwenden. Dieses Gerät ist vollständig wasserdicht (IPX7) und der Ladeanschluss ist vollständig versiegelt.

Dieses Zeichen weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht zusammen mit anderen Haushaltsabfällen in der gesamten EU entsorgt werden darf. Um mögliche Umwelt- oder Gesundheitsschäden durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden, ist eine ordnungsgemäße Wiederverwertung erforderlich, um die nachhaltige Wiederverwendung von Materialressourcen zu fördern. Um Ihr gebrauchtes Gerät zurückzugeben, verwenden Sie Rückgabe- und Sammelsysteme oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde. Diese können dieses Produkt für ein umweltgerechtes Recycling sammeln.



NEDERLANDS

Heel erg bedankt voor het kiezen van onze Sonische tandenborstel. Lees voor het gebruik van het apparaat deze instructies zorgvuldig door voor het juiste gebruik.

De meegeleverde veiligheidsmaatregelen verminderen het risico op elektrische schokken, letsel en zelfs de dood als ze strikt worden opgevolgd. Bewaar deze handleiding op een veilige plaats voor toekomstige referentie, samen met de naar behoren ingevulde productgarantiekaart, originele productverpakking en aankoopbewijs.

Geef deze instructies indien mogelijk aan de volgende eigenaar van het apparaat. Houd u bij het gebruik van een apparaat altijd aan de fundamentele veiligheidsmaatregelen en voorschriften ter voorkoming van ongevallen. We wijzen elke verantwoordelijkheid af die voortvloeit uit het overtreden van deze instructies door de klanten.

VEILIGHEIDSGINFORMATIE


Volg altijd deze basisvoorzorgsmaatregelen voordat u dit product gebruikt:

- Nauwgezet toezicht wordt aanbevolen wanneer dit apparaat wordt gebruikt door of in de buurt van jonge kinderen.
- Stop het gebruik als dit product op enigerlei wijze beschadigd lijkt (opzetborstel, handvat, oplader).
- Gebruik geen schoonmaakmiddelen met alcohol, benzine of aceton.
- Om het risico op elektrische schokken te vermijden, mag deze apparatuur alleen worden aangesloten op een voedingsnetwerk met aardingsbeveiliging.
- Dit apparaat is niet bedoeld voor kinderen onder de 13 jaar, en ook voor kinderen met verminderde fysieke en mentale vermogens.

KENMERKEN

- Deze borstelset bevat een complete selectie van sonische reinigingsproducten (elektrische tandenborstel, gezichtsreinigingsborstel en anti-rimpel massagepen), die gebruik maken van de innovatieve sonische pulstechnologie met 12.000 pulsaties met hoge intensiteit per minuut, om effectief te voldoen de verschillende mondverzorging, huidverzorging en oogzorg.
- 8 manieren om te voorzien in mondverzorging, huid- en oogzorgbehoeften.
- Ultrahygiënisch siliconenmateriaal: niet-poreus en sneldrogend om ophoping van bacteriën te voorkomen. Tot 10.000 bacteriën minder. Het siliconenmateriaal is duurzaam en sterk.
- Maximale beveiliging: BPA- en ftalaatvrij. 100% waterdicht, veilig te gebruiken in een badkamer.
- Waterdicht cijfer: IPX7

ONDERDELEN LIJST



- | | |
|------------------------------------|----------------------------|
| 1. Massagekop | 6. Schakelknop |
| 2. Siliconen / nylon tandenborstel | 7. Pulsatie-aanpassing (-) |
| 3. Borstel | 8. LED verlichting |
| 4. Siliconen body | 9. Baseren |
| 5. Pulsatie-aanpassing (+) | 10. Laadhaven |

BORSTELROUTINE

- We raden aan om de tandenborstel 2 minuten te gebruiken voor het meest effectieve resultaat.
- Draag je normale tandpasta en druk op de schakelknop om het apparaat in te schakelen.
- Terwijl u op de schakelknop drukt, knippert het LED-lampje. Druk op “+” of “-” om het apparaat aan te passen aan de intensiteit van uw voorkeur (intensiteit kan worden verhoogd of verlaagd met de knop “+” of “-”).
- Elke 30 seconden stoppen de pulsaties, wat aangeeft dat het tijd is om naar het volgende kwadrant van de mond te gaan.
- Maak brede, cirkelvormige bewegingen op de buiten- en binnenoppervlakken van tanden en tandvlees. Op bijtende en kauwende oppervlakken, horizontaal heen en weer borstelen.
- Na 2 minuten stoppen de pulsaties 3 keer en gaat het LED-lampje branden, wat het einde aangeeft van de aanbevolen poetsroutine (u kunt desgewenst langer uw tanden blijven poetsen).
- Druk nogmaals op de schakelknop om het apparaat uit te schakelen. Als u vergeet het apparaat uit te schakelen, wordt het apparaat pas na 3 minuten uitgeschakeld om overmatig gebruik te voorkomen.
- Spoel af met lauw water en laat drogen op de basis.

ACCESSOIRES

Dubbele opzetborstel

- MATERIAAL: Siliconen + Dupont Nylon
- Voor mensen die meer tandplak op hun tanden hebben en op zoek zijn naar een sterkere reiniging, hebben ze toch een geborsteld zacht tandvlees.
- De nylon binnenborstels van Dupont zorgen voor sterker tandenpoetsen, terwijl de siliconen buitenborstels het tandvlees bedekken om ze voorzichtig schoon te maken en te masseren.
- Siliconen en Dupont-nylon zijn van nature duurzame materialen.

Tongreiniger (achterkant dubbele borstelkop)

- Gemaakt om een complete mondverzorgingsroutine te voltooien, verwijdert de tongreiniger comfortabel en effectief voedselresten en bacteriënophoping op de tong voor een frissere adem terwijl het de mondhygiëne ondersteunt.
- Niet-schurend en flexibel om schade aan de tong te voorkomen.

GEZICHTSREINIGENDE ROUTINE

1. Gebruik de schoonmaakborstelkop.
2. Druk op de schakelknop om het apparaat in te schakelen. Terwijl u op de schakelknop drukt, knippert het LED-lampje. Druk op “+” of “-” om het apparaat aan te passen aan de intensiteit van uw voorkeur (intensiteit kan worden verhoogd of verlaagd met de knop “+” of “-”).
3. Elke 30 seconden stoppen de toetsaanslagen om aan te geven wanneer een nieuwe zone moet worden schoongemaakt. Na 2 minuten pauzeren de toetsaanslagen 3 keer en gaat het LED-lampje branden, wat het einde aangeeft van de aanbevolen reinigingsroutine.
4. Druk nogmaals op de schakelknop om het apparaat uit te schakelen. Als u vergeet het apparaat uit te schakelen, wordt het apparaat pas na 3 minuten uitgeschakeld om overmatig gebruik te voorkomen.

AANBEVOLEN REINIGINGSPROCEDURE

1. Verwijder alle make-up, bevochtig je gezicht en breng je favoriete reinigingsmiddel aan.
2. Veeg je kin en wang in een cirkelvormige beweging af en herhaal aan de andere kant.
3. Begin vanuit het midden en veeg je voorhoofd in zachte cirkelvormige bewegingen naar buiten.
4. Veeg je neus af door aan de ene kant op en neer te schuiven en vervolgens aan de andere kant.
5. Reinig het gebied onder de ogen voorzichtig met externe bewegingen. Het wordt aanbevolen om de zwakke pulsatiemodus te gebruiken om het gebied onder de ogen te reinigen.
6. Spoel en droog tenslotte je gezicht. Breng vervolgens je favoriete huidverzorgingsproducten aan.



1



2



3



4



5

ANTI-AGING-MODUS VOOR DE OGEN

1. Gebruik de massagekop.
2. Druk op de knop om het apparaat in te schakelen. Terwijl u op de schakelknop drukt, knippert het LED-lampje. Druk op “+” of “-” om het apparaat aan te passen aan de intensiteit van uw voorkeur (intensiteit kan worden verhoogd of verlaagd met de knop “+” of “-”).
3. Het wordt aanbevolen om de zwakste pulsatiemodus te gebruiken om de regio onder de ogen te masseren.

AANBEVOLEN MASSAGEPROCEDURE

Breng de oogcrème of essence aan vanuit de binnenste ooghoek naar de slaap.

1. Verzorging van de cirkelvormige beweging: gebruik de massagekop voorzichtig om cirkelvormige bewegingen te maken van de binnenhoek van het oog naar de slaap. Herhaal ongeveer 5 keer aan elke kant.
2. Puntdruk zorg: Gebruik de massagekop voorzichtig om de punten van de binnenhoek van het oog tot het einde van het oog in te drukken. De perstijd is ongeveer 2 seconden.
3. Herhaal 5 keer aan elke kant.
4. Beweging zorg-Gebruik de massagekop voorzichtig om te zorgen voor beweging van het midden van het ooglid naar de binnenste ooghoek en naar het einde van het oog. Herhaal 5 keer aan elke kant.



LADEN

- Dit apparaat maakt gebruik van een 3.7V 420MAH lithiumbatterij en heeft een levensduur van 5 jaar.
- Controleer voor het opladen of de oplaadpoort en oplader watervrij zijn.
- Sluit de oplader aan op de USB-oplaadpoort (DC 5V). Ongeveer een uur opladen biedt een volledige lading die 120 minuten duurt.
- Wanneer de batterij bijna leeg is, begint het LED-lampje te knipperen.
- Wanneer de batterij volledig is opgeladen, zal het LED-licht een constant licht uitstralen.
- Als de accu leeg is, stopt de motor.

Voorzichtigheid: Laad NIET langer dan 24 uur op. Gebruik dit apparaat NIET tijdens het opladen.

ONDERHOUD EN VEILIGHEID

- Reinig de schoonmaakborstel na elk gebruik door deze met warm water te wassen.
- Laat het apparaat aan de lucht drogen.

NOTITIE: Gebruik nooit schoonmaakmiddelen die alcohol, benzine of aceton bevatten.

VERVANG VERWISSELBARE KOPPEN

- Trek de kop omhoog en plaats de vervanging totdat er geen opening meer is tussen de kop en de handgreep.

Notitie: Draai de kop nooit tijdens het trekken of inbrengen.

PROBLEEM OPLOSSING

- **Wordt het apparaat niet wakker als ik op de aan / uitknop druk?**
 - Geen batterij over. Laad uw apparaat op.
 - Het apparaat is vergrendeld. Druk continu op “+” en “-” om het te ontgrendelen.
- **Knippt het apparaat-LED-lampje niet wanneer de oplader is aangesloten?**
 - De batterij is volledig opgeladen, klaar voor reinigingsroutines.
 - De oplaadkabel is niet goed aangesloten. Controleer de USB-aansluiting / het stopcontact en de oplaadpoort.
- **Is het apparaat in het water gevallen en is de oplaadpoort nat?**
 - Droog en blijf gebruiken. Dit apparaat is volledig waterdicht (IPX7) en de oplaadpoort is volledig afgesloten.

Dit teken geeft aan dat dit product niet samen met ander huishoudelijk afval in de EU mag worden verwijderd. Om mogelijke schade aan het milieu of de gezondheid als gevolg van ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u op de juiste manier recyclen om duurzaam hergebruik van materiële hulpbronnen te bevorderen. Om uw gebruikte apparaat te retourneren, volgt u de bijbehorende retour- en incassoprocedures of neemt u contact op met het etablissement waar het product is gekocht. Ze kunnen dit product ophalen voor veilige milieurecycling.



Dziękujemy bardzo za wybranie naszej szczoteczki Sonic Toothbrush. Przed użyciem urządzenia przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję, aby prawidłowo korzystać z urządzenia.

Dołączone środki ostrożności zmniejszają ryzyko porażenia prądem, obrażeń, a nawet śmierci, jeśli są ściśle przestrzegane. Zachowaj tę instrukcję w bezpiecznym miejscu do wykorzystania w przyszłości, wraz z należycie wypełnioną kartą gwarancyjną produktu, oryginalnym opakowaniem produktu i dowodem zakupu. Jeśli to możliwe, przekaz te instrukcje następnemu właścicielowi urządzenia.

Podczas korzystania z urządzenia należy zawsze przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa i przepisów dotyczących zapobiegania wypadkom. Odrzucamy wszelką odpowiedzialność wynikającą z naruszenia niniejszych instrukcji przez klientów.

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA


Przed użyciem tego produktu należy zawsze przestrzegać następujących podstawowych środków ostrożności:

- Zaleca się ścisły nadzór, gdy urządzenie to jest używane przez małe dzieci lub w ich pobliżu.
- Przestań używać, jeśli produkt wydaje się w jakikolwiek sposób uszkodzony (główka szczoteczki, uchwyt, ładowarka).
- Nie używaj środków czyszczących z alkoholem, benzyną lub acetonem.
- Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem, sprzęt ten powinien być podłączony wyłącznie do sieci zasilającej z ochroną uziemienia.
- To urządzenie nie jest przeznaczone dla dzieci w wieku poniżej 13 lat, a także dla dzieci o ograniczonych zdolnościach fizycznych i umysłowych.

CHARAKTERYSTYKA

- Ten zestaw szczotek zawiera pełen wybór produktów do czyszczenia sonicznego (szczoteczka elektryczna, szczoteczka do czyszczenia twarzy i przeciwzmarszczkowy długopis do masażu), które wykorzystują innowacyjną technologię impulsów dźwiękowych z częstotliwością 12000 pulsacji na minutę, skutecznie zaspokajając różne rodzaje pielęgnacji jamy ustnej, skóry i oczu.
- 8 sposobów zaspokojenia potrzeb w zakresie pielęgnacji jamy ustnej, skóry i oczu.
- Ultra higieniczny materiał silikonowy: nieporowaty i szybko schnący, aby zapobiec gromadzeniu się bakterii. Do 10 000 mniej bakterii. Materiał silikonowy jest trwały i wytrzymały.
- Maksymalne bezpieczeństwo: bez BPA i ftalanów. 100% wodoodporny, bezpieczny w użyciu w łazience.
- Klasa wodoodporności: IPX7

LISTA CZĘŚCI



- | | |
|--------------------------------------|---------------------------|
| 1. Masuj głowę | 6. Przycisk przełącznika |
| 2. Szczoteczka silikonowa / nylonowa | 7. Regulacja pulsacji (-) |
| 3. Szczotka do czyszczenia | 8. Dioda LED |
| 4. Korpus silikonowy | 9. Baza |
| 5. Regulacja pulsacji (+) | 10. Port ładowania |

SZCZOTKA RUTYNOWA

- Aby uzyskać najskuteczniejsze rezultaty, zalecamy używanie szczoteczki do zębów przez 2 minuty.
- Noś zwykłą pastę do zębów i naciśnij przycisk przełącznika, aby włączyć urządzenie.
- Podczas naciskania przycisku przełącznika dioda LED będzie migać. Naciśnij „+” lub „-”, aby dostosować urządzenie do preferowanej intensywności (intensywność można zwiększyć lub zmniejszyć za pomocą przycisku „+” lub „-”).
- Co 30 sekund pulsacje będą się zatrzymywać, wskazując, że nadszedł czas, aby przejść do następnej ćwiartki jamy ustnej.
- Wykonuj szerokie, okrągłe ruchy na zewnętrznej i wewnętrznej powierzchni zębów i dziąseł. Na powierzchniach gryzących i żujących należy szczotkować poziomo tam i z powrotem.
- Po 2 minutach pulsacje zatrzymają się 3 razy, a dioda LED zaświeci się, sygnalizując koniec zalecanej procedury czyszczenia (w razie potrzeby możesz kontynuować szczotkowanie zębów dłużej).
- Naciśnij przycisk przełącznika jeszcze raz, aby wyłączyć urządzenie. Jeśli zapomnisz wyłączyć urządzenie, urządzenie wyłączy się dopiero po 3 minutach, aby uniknąć nadużycia.
- Spłucz letnią wodą i pozostaw do wyschnięcia na podstawie.

AKCESORIA

Podwójna główka szczoteczki

- **MATERIAŁ:** Silikon + Dupont Nylon
- Dla osób, które mają więcej płytki nazębnej na zębach i szukają silniejszego czyszczenia, nadal wymagają szczotkowane miękkie dziąsła.
- Nylonowe włosie wewnętrzne Dupont zapewnia silniejsze szczotkowanie zębów, podczas gdy silikonowe włosie zewnętrzne pokrywa dziąsła, aby delikatnie je oczyścić i masować.
- Silikon i nylon Dupont są naturalnie trwałymi materiałami.

Środek do czyszczenia języka (tył podwójnej główki szczoteczki)


- Stworzony z myślą o kompletnej rutynowej pielęgnacji jamy ustnej, środek do czyszczenia języka wygodnie i skutecznie usuwa resztki jedzenia i bakterie z języka, zapewniając odświeżenie oddechu, jednocześnie zapewniając ogólną higienę jamy ustnej.
- Nie ściernie i elastyczne, aby uniknąć uszkodzenia języka.

ROUTYNA DO CZYSZCZENIA TWARZY

1. Użyj główki szczoteczki do czyszczenia.
2. Naciśnij przycisk przełącznika, aby włączyć urządzenie. Podczas naciskania przycisku przełącznika dioda LED będzie migać. Naciśnij „+” lub „-”, aby dostosować urządzenie do preferowanej intensywności (intensywność można zwiększyć lub zmniejszyć za pomocą przycisku „+” lub „-”).
3. Co 30 sekund naciśnięcia klawiszy będą zatrzymywane, aby wskazać, kiedy należy wyczyścić nową strefę. Po 2 minutach naciśnięcia klawiszy zatrzymają się 3 razy, a dioda LED zaświeci się, sygnalizując koniec zalecanej procedury czyszczenia.
4. Naciśnij przycisk przełącznika jeszcze raz, aby wyłączyć urządzenie. Jeśli zapomnisz wyłączyć urządzenie, urządzenie wyłączy się dopiero po 3 minutach, aby uniknąć nadużycia.

ZALECANA PROCEDURA CZYSZCZENIA

1. Usuń makijaż, nawilż twarz i nałóż preferowany środek czyszczący.
2. Wytrzyj brodę i policzek ruchem okrężnym i powtórz po drugiej stronie.
3. Zaczynając od środka, wytrzyj czoło delikatnymi ruchami okrężnymi na zewnątrz.
4. Wytrzyj nos, przesuwając w górę i w dół z jednej strony, a następnie z drugiej strony.
5. Delikatnie oczyść obszar pod oczami pociągnięciami zewnętrznymi. Zalecamy stosowanie trybu słabej pulsacji do czyszczenia okolic oczu.
6. Na koniec opłucz i osusz twarz. Następnie zastosuj swoje ulubione produkty do pielęgnacji skóry.



TRYB PRZECIW STARZENIU OCZU

1. Użyj głowicy masującej.
2. Naciśnij przycisk, aby włączyć urządzenie. Podczas naciśnięcia przycisku przełącznika dioda LED będzie migać. Naciśnij „+” lub „-”, aby dostosować urządzenie do preferowanej intensywności (intensywność można zwiększyć lub zmniejszyć za pomocą przycisku „+” lub „-”).
3. Zaleca się stosowanie trybu najłagodszego pulsowania do masowania okolicy pod oczami.

ZAŁECANA PROCEDURA MASAŻU

Nałóż krem pod oczy lub esencję z wewnętrznego kącika oka do skroni.

1. Dbanie o ruch okrężny: delikatnie używaj głowicy masującej, aby wykonywać ruchy okrężne od wewnętrznego kącika oka do skroni. Powtórz około 5 razy z każdej strony.
2. Opieka nad ciśnieniem punktowym: Delikatnie użyj głowicy masującej, aby wcisnąć punkty od wewnętrznego kącika oka do końca oka. Czas prasowania wynosi około 2 sekund.
3. Powtórz 5 razy z każdej strony.
4. Opieka ruchowa- Delikatnie użyj głowicy masującej, aby zachować ostrożność podczas ruchu od środka powieki do wewnętrznego kącika oka i do końca oka. Powtórz 5 razy z każdej strony.



ZAŁADUJ

- To urządzenie wykorzystuje baterię litową 3,7 V 420MAH, a jego cykl życia wynosi 5 lat.
- Przed ładowaniem upewnij się, że port ładowania i ładowarka są wolne od wody.
- Podłącz ładowarkę do portu ładowania USB (DC 5 V). Około jednej godziny ładowania zapewnia pełne ładowanie, które trwa 120 minut użytkowania.
- Gdy poziom naładowania baterii jest niski, dioda LED zacznie migać.
- Po całkowitym naładowaniu akumulatora dioda LED będzie świecić światłem ciągłym.
- Gdy akumulator będzie rozładowany, silnik zatrzyma się.

Uwaga: NIE NALEŻY ładować dłużej niż 24 godziny. NIE używaj tego urządzenia podczas ładowania.

KONSERWACJA I BEZPIECZEŃSTWO

- Szczotkę czyszczącą należy czyścić po każdym użyciu, myjąc ją ciepłą wodą.
- Pozostaw urządzenie do wyschnięcia na powietrzu.

UWAGA: Nigdy nie używaj środków czyszczących zawierających alkohol, benzynę lub aceton.

WYMIEN WYMIENNE GŁOWICE

- Ziehen Sie den Kopf nach oben und setzen Sie den Ersatz ein, bis zwischen Kopf und Griff kein Spalt mehr vorhanden ist.

Hinweis: Verdrehen Sie niemals den Kopf beim Ziehen oder Einsetzen.

ROZWIĄZANIE PROBLEMU

- **Czy urządzenie nie budzi się po naciśnięciu przycisku zasilania?**
 - Brak baterii. Naładuj urządzenie.
 - Urządzenie jest zablokowane. Naciskaj ciągle „+” i „-”, aby je odblokować.
- **Czy dioda LED urządzenia nie miga, gdy ładowarka jest podłączona?**
 - Akumulator jest w pełni naładowany, gotowy do rutynowych czynności czyszczenia.
 - Kabel ładujący nie jest prawidłowo podłączony. Sprawdź gniazdo USB / gniazdo zasilania i port ładowania.
- **Czy urządzenie zostało upuszczone do wody i czy port ładowania jest mokry?**
 - Osusz i kontynuuj używanie. To urządzenie jest całkowicie wodoodporne (IPX7), a port ładowania jest całkowicie szczelny.

Ten znak wskazuje, że produktu nie należy wyrzucać razem z innymi odpadami komunalnymi w całej UE. Aby uniknąć możliwej szkody dla środowiska lub zdrowia spowodowanej niekontrolowanym usuwaniem odpadów, należy odpowiednio poddać recyklingowi, aby promować zrównoważone ponowne wykorzystanie zasobów materialnych. Aby zwrócić używane urządzenie, postępuj zgodnie z odpowiednimi procedurami zwrotu i odbioru lub skontaktuj się z zakładem, w którym produkt został zakupiony. Mogą odebrać ten produkt w celu bezpiecznego recyklingu w środowisku.



[illegible]

[illegible]

CREATE



RoHS



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

/ Made in P.R.C.