


CREATE



Skin Care Led Mask

User manual | Manual de instrucciones

[illegible]

[illegible]

INDEX

ENGLISH

Safety warnings	6
Parts list	7
Command	7
Product introduction	8
Colors of light	8
How to use	9
Charging method	10
Cleaning and maintenance	10
Technical specifications	11

PORTUGUÊS

Avisos de segurança	18
Lista de peças	19
Comando	19
Introdução do produto	20
Cores da luz	20
Como usar	21
Método de carregamento	22
Limpeza e manutenção	22
Especificações técnicas	23

ESPAÑOL

Advertencias de seguridad	12
Listado de partes	13
Mando	13
Introducción al producto	14
Colores de luz	14
Modo de uso	15
Método de carga	16
Limpieza y mantenimiento	16
Especificaciones técnicas	17

FRANÇAIS

Avvertissements de sécurité	24
Liste des pièces	25
Commande	25
Présentation du produit	26
Couleurs de la lumière	26
Comment utiliser	27
Méthode de charge	28
Nettoyage et entretien	28
Spécifications techniques	29

INDEX

ITALIANO

Avvertenze di sicurezza	30
Elenco dei pezzi	31
Comando	31
Introduzione del prodotto	32
Colori della luce	32
Come usare	33
Metodo di ricarica	34
Pulizia e manutenzione	34
Specifiche tecniche	35

NEDERLANDS

Veiligheidswaarschuwingen	42
Onderdelenlijst	43
Commando	43
Productintroductie	44
Kleuren van licht	44
Hoe te gebruiken	45
Oplaadmethode	46
Reinigen en onderhoud	46
Technische specificaties	47

DEUTSCH

Sicherheitshinweise	36
Ersatzteilliste	37
Befehl	37
Produkteinführung	38
Farben des Lichts	38
Anwendung	39
Lademethode	40
Reinigung und Wartung	40
Technische Daten	41

POLSKI

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa	48
Lista części	49
Rozkaz	49
Wprowadzenie produktu	50
Kolory światła	50
Jak używać	51
Metoda ładowania	52
Czyszczenie i konserwacja	52
Dane techniczne	53

ENGLISH

Thank you for choosing our product. Before using this device and to ensure its best use, please read the instructions carefully.


This manual contains safety information for the correct use of the product: read it carefully and retain it to avoid damage and hazards caused by improper use. The product is for personal use and should not be used by multiple people.

SAFETY WARNINGS

Before using any electrical appliance, carefully read the basic safety instructions.


- Do not use the device if you are particularly sensitive to light, unless a sensitivity test has been performed.
- Do not use the device if you are pregnant, as the risks are unknown and have not been established.
- Do not use the device if you suffer from epilepsy, as some lights or frequencies may trigger a seizure.
- The device is not waterproof, do not allow the entry of water or other liquids as this may impair its operation.
- Do not use the device if you are taking medication that may cause skin sensitivity to light.
- Do not use the device while sleeping, walking, or driving.
- Use the device according to the correct instructions and avoid excessive use.
- Discontinue use if discomfort occurs or if skin redness or discoloration lasts more than 24 hours. Consult your dermatologist.
- Do not touch the LED bulbs while the device is turned on.
- Do not use the device if it is visibly damaged.
- Do not subject the device to impacts or shocks to avoid deformation or damage.

PARTS LIST



- | | |
|---------------------------|------------------|
| 1. USB cable | 4. Eye masks |
| 2. Command | 5. Elastic bands |
| 3. Phototherapy face mask | |

COMMAND



- | |
|--------------------------|
| 1. USB-C port |
| 2. Mode indicators |
| 3. Power/light button |
| 4. Time selection button |

PRODUCT INTRODUCTION

This device uses the principle of phototherapy to activate skin cells and improve their condition by releasing specially processed light at specific wavelengths. This is a non-invasive, chemical-free, painless, and safe skin care method.

The light, once absorbed by the skin, is transformed into intracellular energy, triggering a photochemical and enzymatic reaction. During this process, a large amount of glycogen and proteins are produced, which promote cellular metabolism and collagen regeneration, thus achieving whitening, rejuvenation, acne treatment, spot removal, skin firming, and wrinkle reduction effects.


COLORS OF LIGHT

The device uses lights in 8 different wavelengths, with the following main functions:


1. **Red light (630 nm $\pm$ 10 nm; indicator light in red color):** Called bioactive light, it is characterized by its high purity, intensity and uniform density. It is effective in skin care and health, as it increases cellular vitality, accelerates blood circulation, boosts metabolism, and promotes the regeneration of collagen and fibrous tissue. Thanks to this, it also improves the elasticity and dullness of the skin, being indicated for anti-aging, antioxidant, and repair effects.
2. **Infrared light (850 nm $\pm$ 10 nm, invisible; indicator light in dark red):** It promotes collagen production, accelerates skin metabolism, brightens skin tone, reduces pores, and provides a more youthful appearance.
3. **Blue light (450 nm $\pm$ 10 nm; indicator light in blue color):** It coincides with the absorption peak of porphyrin, a metabolite of *Propionibacterium acnes*. During the de-excitation process following stimulation, active oxygen is generated, creating a highly oxidative environment capable of eliminating bacteria, improving and treating acne.
4. **Green light (520 nm $\pm$ 10 nm; indicator light in green):** It helps soothe the skin, relax the nerves, restore balance to sensitive skin, stabilize and relax the nervous system, and promote the elimination of toxins.
5. **Yellow light (580 nm $\pm$ 10 nm; combination of red and green indicator lights):** It improves oxygenation of skin cells, promotes microcirculation, breaks down and attenuates pigmentation, stimulates cell growth, softens the skin, brightens its tone, repairs the dermis, and reduces wrinkles.

6. **Purple light ($420\text{ nm} \pm 10\text{ nm}$; combination of red and blue indicator lights):** It has excellent healing effects in treating and removing acne marks.
7. **Cyan light ($490\text{ nm} \pm 10\text{ nm}$; combination of blue and green indicator lights):** Increases cellular energy and promotes metabolism.
8. **White light ($400\text{--}700\text{ nm} \pm 10\text{ nm}$; combination of red, blue, and green indicator lights):** It penetrates the deep layers of the skin, accelerates metabolism, breaks down pigmentation, and improves lines and sagging skin.



HOW TO USE



1. Wash your face and let it air dry naturally or pat it dry gently with a soft towel.
2. Take off the mask. Insert the elastic bands into the corresponding slots and connect the cable to the controller.



3. Place the mask over your face. Hold both sides of the elastic bands and adjust the Velcro at the back of your head. Adjust the straps to ensure a secure fit and prevent light leakage through the silicone eye protector.
4. Press and hold the power button for 3 seconds to turn on the mask. The default mode is red light mode.



5. Press the power button to select the mode and the time selection button to choose the duration. There are 8 modes: red, infrared, blue, green, yellow, purple, cyan and white light. During use, you can switch modes and select a 10, 20, or 30-minute timer.
6. The device will automatically turn off when the time is up. You can also press and hold the power button for 3 seconds to manually turn it off. Note: It is recommended to use the device 3 to 5 times a week.

NOTE: Since infrared light is a type of invisible light, if you select this mode you will not see an obvious bright light, just a slight reddish tint to the LEDs when viewed closely. This is a normal phenomenon.

CHARGING METHOD

1. Connect the controller with an approved adapter (not included) using the Type C charging cable.
2. Plug it into the power outlet. The indicators will light up and the battery symbol will scroll during charging.
3. When the battery symbol remains solid, it means the charge is complete. Then disconnect the adapter.

CLEANING AND MAINTENANCE

- Clean the device with a dry cloth after each use. Do not rinse under water.
- Store in a cool, shaded place, avoiding direct sunlight or high temperatures.
- Keep the device out of reach of children to avoid risks.
- Do not attempt to open or repair the device yourself. If any failure occurs or the product stops working, please contact customer service.
- Store the device in the storage bag after use.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

PARAMETER	WORTH
Power	4.2 W
Strain	5 V
Intensity	1 A
Battery	2600 mAh
Cable type	USB-C
Loading time	3/4 h
Operating time	120 minutes approx (maximum power), 240 minutes approx (minimum power)
Dimensions	Mask: 284x217x20 mm Control: 37x27x129 mm
Weight	Mask: 193 g Control: 89 g
Materials	Silicone



In compliance with Directives: 2012/19/EU and 2015/863/EU on the restriction of the use of dangerous substances in electric and electronic equipment as well as their waste disposal. The symbol with the crossed dustbin shown on the package indicates that the product at the end of its service life shall be collected as separate waste. Therefore, any products that have reached the end of their useful life must be given to waste disposal centres specialising in separate collection of waste electrical and electronic equipment, or given back to the retailer at the time of purchasing new similar equipment, on a one for one basis. The adequate separate collection for the subsequent start-up of the equipment sent to be recycled, treated and disposed of in an environmentally compatible way contributes to preventing possible negative effects on the environment and health and optimises the recycling and reuse of components making up the apparatus. Abusive disposal of the product by the user involves application of the administrative sanctions according to the laws.

Gracias por elegir nuestro producto. Antes de utilizar este dispositivo y para asegurar su mejor uso, por favor, lea detenidamente las instrucciones.


Este manual contiene información de seguridad para el uso correcto del producto: léalo detenidamente y guárdelo para evitar daños y peligros causados por un uso inadecuado. El producto es de uso personal y no debe utilizarse por varias personas.

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

Antes de usar cualquier aparato eléctrico, lea detenidamente las instrucciones básicas de seguridad.


- No use el dispositivo si es especialmente sensible a la luz, a menos que se haya realizado una prueba de sensibilidad.
- No use el dispositivo si está embarazada, ya que los riesgos son desconocidos y no han sido establecidos.
- No use el dispositivo si padece epilepsia, ya que algunas luces o frecuencias pueden provocar un ataque.
- El dispositivo no es resistente al agua, no permita la entrada de agua u otros líquidos ya que podría impedir su funcionamiento.
- No use el dispositivo si está tomando medicamentos que puedan causar sensibilidad de la piel a la luz.
- No use el dispositivo mientras duerme, camina o conduce.
- Utilice el dispositivo de acuerdo con las instrucciones correctas y evite el uso excesivo.
- Suspenda el uso si experimenta molestias o si el enrojecimiento o la decoloración de la piel duran más de 24 horas. Consulte a su dermatólogo.
- No toque las bombillas LED mientras el dispositivo esté encendido.
- No use el dispositivo si está visiblemente dañado.
- No someta el dispositivo a impactos o golpes para evitar deformaciones o daños.

LISTADO DE PARTES



- | | |
|----------------------------------|----------------------|
| 1. Cable USB | 4. Máscaras oculares |
| 2. Mando | 5. Bandas elásticas |
| 3. Máscara facial de fototerapia | |

MANDO



- | |
|---------------------------------|
| 1. Puerto USB-C |
| 2. Indicadores de modo |
| 3. Botón de encendido/luz |
| 4. Botón de selección de tiempo |

INTRODUCCIÓN AL PRODUCTO

Este dispositivo utiliza el principio de la fototerapia para activar las células de la piel y mejorar su estado, esto lo consigue a través de la liberación de luces especialmente procesadas en longitudes de onda específicas. Este es un método de cuidado de la piel no invasivo, sin químicos, indoloro y seguro.

Las luces, una vez absorbidas por la piel, se transforman en energía intracelular, provocando una reacción fotoquímica y enzimática. Durante este proceso, se produce una gran cantidad de glucógeno y proteínas que promueven el metabolismo celular y la regeneración del colágeno, logrando así efectos de blanqueamiento, rejuvenecimiento, tratamiento del acné, eliminación de manchas, firmeza de la piel y reducción de arrugas.


COLORES DE LUZ

El dispositivo utiliza luces en 8 longitudes de onda diferentes, con las siguientes funciones principales:


1. **Luz roja (630 nm $\pm$ 10 nm; luz indicadora en color rojo):** Llamada luz bioactiva, se caracteriza por su alta pureza, intensidad y densidad uniforme. Es eficaz en el cuidado y la salud de la piel, puesto que aumenta la vitalidad celular, acelera la circulación sanguínea, impulsa el metabolismo, promueve la regeneración de colágeno y tejido fibroso. Gracias a esto mejora también la elasticidad y el tono apagado de la piel, estando indicada para efectos de antienvjecimiento, antioxidantes y reparación.
2. **Luz infrarroja (850 nm $\pm$ 10 nm, invisible; luz indicadora en color rojo oscuro):** Favorece la producción de colágeno, acelera el metabolismo de la piel, ilumina el tono, reduce los poros y aporta un aspecto más joven.
3. **Luz azul (450 nm $\pm$ 10 nm; luz indicadora en color azul):** Coincide con el pico de absorción de la porfirina, un metabolito de la *Propionibacterium acnes*. Durante el proceso de desexcitación tras su estimulación, se genera oxígeno activo que crea un entorno altamente oxidativo capaz de eliminar la bacteria, mejorando y tratando el acné.
4. **Luz verde (520 nm $\pm$ 10 nm; luz indicadora en color verde):** Ayuda a calmar la piel, relajar los nervios, restaurar el equilibrio de la piel sensible, estabilizar y relajar el sistema nervioso, además de favorecer la eliminación de toxinas.

5. **Luz amarilla (580 nm $\pm$ 10 nm; combinación de luces indicadoras roja y verde):** Mejora la oxigenación de las células cutáneas, favorece la microcirculación, descompone y atenúa la pigmentación, estimula el crecimiento celular, suaviza la piel, ilumina el tono, repara la dermis y reduce arrugas.
6. **Luz púrpura (420 nm $\pm$ 10 nm; combinación de luces indicadoras roja y azul):** Tiene excelentes efectos curativos en el tratamiento y eliminación de marcas de acné.
7. **Luz cian (490 nm $\pm$ 10 nm; combinación de luces indicadoras azul y verde):** Aumenta la energía celular y promueve el metabolismo.
8. **Luz blanca (400–700 nm $\pm$ 10 nm; combinación de luces indicadoras roja, azul y verde):** Penetra en las capas profundas de la piel, acelera el metabolismo, descompone la pigmentación y mejora las líneas y la flacidez cutánea.



MODO DE USO



1. Lave su rostro y deje que se seque al aire de manera natural o séquelo suavemente con una toalla blanda.
2. Saque la máscara. Inserte las bandas elásticas en las ranuras correspondientes y conecte el cable al mando.



3. Coloque la máscara sobre el rostro. Sujete ambos lados de las bandas elásticas y ajuste el velcro en la parte posterior de la cabeza. Ajustar las bandas para que quede bien fijada y evitar fugas de luz a través del protector ocular de silicona.
4. Mantenga presionado el botón de encendido durante 3 segundos para encender la máscara. El modo predeterminado es el modo de luz roja.



5. Pulse el botón de encendido para seleccionar el modo y el botón de selección de tiempo para elegir la duración. Hay 8 modos: luz roja, infrarroja, azul, verde, amarilla, púrpura, cian y blanca. Durante el uso, puede cambiar de modo y seleccionar un temporizador de 10, 20 o 30 minutos.
6. El dispositivo se apagará automáticamente cuando el tiempo finalice. También puede mantener presionado el botón de encendido durante 3 segundos para apagarlo manualmente. Nota: Se recomienda utilizar el dispositivo de 3 a 5 veces por semana.

NOTA: Como la luz infrarroja es un tipo de luz invisible, si selecciona este modo no verá una luz brillante evidente, solo un leve color rojizo en los LED al observarlos de cerca. Esto es un fenómeno normal.

MÉTODO DE CARGA

1. Conecte el controlador con un adaptador homologado (no incluido) mediante el cable de carga Tipo C.
2. Conéctelo a la corriente. Los indicadores se iluminarán y el símbolo de la batería se desplazará durante la carga.
3. Cuando el símbolo de la batería quede fijo, significa que la carga está completa. Desconecte entonces el adaptador.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Limpie el dispositivo con un paño seco después de cada uso. No lo enjuague bajo el agua.
- Guárdelo en un lugar fresco y sombreado, evitando la luz solar directa o altas temperaturas.
- Mantenga el dispositivo fuera del alcance de los niños para evitar riesgos.
- No intente abrir ni reparar el dispositivo por su cuenta. Si ocurre algún fallo o deja de funcionar, contacte con el servicio de atención al cliente.
- Guarde el dispositivo en la bolsa de almacenamiento tras su uso.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PARÁMETRO	VALOR
Potencia	4,2 W
Tensión	5 V
Intensidad	1 A
Batería	2600 mAh
Tipo de cable	USB-C
Tiempo de carga	3/4 h
Tiempo de funcionamiento	120 minutos aprox (máxima potencia), 240 minutos aprox (mínima potencia)
Dimensiones	Máscara: 284x217x20 mm Mando: 37x27x129 mm
Peso	Máscara: 193 g Mando: 89 g
Materiales	Silicona



En cumplimiento de las directivas: 2012/19 / UE y 2015/863 / UE sobre la restricción del uso de sustancias peligrosas en equipos eléctricos y electrónicos, así como su eliminación de residuos. El símbolo con el cubo de basura cruzado que se muestra en el paquete indica que el producto al final de su vida útil se recogerá como residuo separado. Por lo tanto, cualquier producto que haya llegado al final de su vida útil debe entregarse a centros de eliminación de residuos especializados en la recogida selectiva de equipos eléctricos y electrónicos de desecho, o devolverse al minorista al momento de comprar equipos nuevos similares, en uno para Una base. La recolección separada adecuada para la posterior puesta en marcha de los equipos enviados para ser reciclados, tratados y eliminados de una manera compatible con el medio ambiente contribuye a prevenir posibles efectos negativos sobre el medio ambiente y la salud y optimiza el reciclaje y la reutilización de los componentes que componen el aparato. . La eliminación abusiva del producto por parte del usuario implica la aplicación de las sanciones administrativas de acuerdo con las leyes.

PORTUGUÊS

Obrigado por escolher nosso produto. Antes de utilizar este dispositivo e para garantir seu melhor uso, leia atentamente as instruções.


Este manual contém informações de segurança para o uso correto do produto: leia-o atentamente e guarde-o para evitar danos e perigos causados pelo uso indevido. O produto é para uso pessoal e não deve ser usado por várias pessoas.

AVISOS DE SEGURANÇA

Antes de usar qualquer aparelho elétrico, leia atentamente as instruções básicas de segurança.


- Não utilize o dispositivo se você for particularmente sensível à luz, a menos que um teste de sensibilidade tenha sido realizado.
- Não use o dispositivo se estiver grávida, pois os riscos são desconhecidos e não foram estabelecidos.
- Não use o dispositivo se você sofre de epilepsia, pois algumas luzes ou frequências podem desencadear uma convulsão.
- O aparelho não é à prova d'água, não permita a entrada de água ou outros líquidos, pois isso pode prejudicar seu funcionamento.
- Não use o dispositivo se estiver tomando medicamentos que possam causar sensibilidade da pele à luz.
- Não use o dispositivo enquanto dorme, caminha ou dirige.
- Utilize o dispositivo de acordo com as instruções corretas e evite o uso excessivo.
- Interrompa o uso se ocorrer desconforto ou se a vermelhidão ou descoloração da pele durar mais de 24 horas. Consulte seu dermatologista.
- Não toque nas lâmpadas de LED enquanto o dispositivo estiver ligado.
- Não utilize o dispositivo se estiver visivelmente danificado.
- Não submeta o aparelho a impactos ou choques para evitar deformações ou danos.

LISTA DE PEÇAS



- | | |
|----------------------------------|---------------------------|
| 1. Cabo USB | 4. Máscaras para os olhos |
| 2. Comando | 5. Faixas elásticas |
| 3. Máscara facial de fototerapia | |

COMANDO



1. Porta USB-C
2. Indicadores de modo
3. Botão liga/desliga/luz
4. Botão de seleção de tempo

INTRODUÇÃO DO PRODUTO

Este dispositivo usa o princípio da fototerapia para ativar células da pele e melhorar sua condição, liberando luz especialmente processada em comprimentos de onda específicos. Este é um método de cuidado da pele não invasivo, sem produtos químicos, indolor e seguro.

A luz, uma vez absorvida pela pele, é transformada em energia intracelular, desencadeando uma reação fotoquímica e enzimática. Durante esse processo, uma grande quantidade de glicogênio e proteínas são produzidas, o que promove o metabolismo celular e a regeneração do colágeno, proporcionando assim efeitos de clareamento, rejuvenescimento, tratamento de acne, remoção de manchas, firmeza da pele e redução de rugas.

CORES DA LUZ

O dispositivo utiliza luzes em 8 comprimentos de onda diferentes, com as seguintes funções principais:

1. **Luz vermelha (630 nm $\pm$ 10 nm; luz indicadora na cor vermelha):** Chamada de luz bioativa, ela se caracteriza por sua alta pureza, intensidade e densidade uniforme. É eficaz no cuidado e na saúde da pele, pois aumenta a vitalidade celular, acelera a circulação sanguínea, estimula o metabolismo e promove a regeneração do colágeno e do tecido fibroso. Graças a isso, também melhora a elasticidade e a opacidade da pele, sendo indicado para efeitos antienvelhecimento, antioxidante e reparador.
2. **Luz infravermelha (850 nm $\pm$ 10 nm, invisível; luz indicadora em vermelho escuro):** Promove a produção de colágeno, acelera o metabolismo da pele, clareia o tom da pele, reduz os poros e proporciona uma aparência mais jovem.
3. **Luz azul (450 nm $\pm$ 10 nm; luz indicadora na cor azul):** Coincide com o pico de absorção da porfirina, um metabólito do *Propionibacterium* acnes. Durante o processo de desexcitação após a estimulação, o oxigênio ativo é gerado, criando um ambiente altamente oxidativo capaz de eliminar bactérias, melhorar e tratar a acne.
4. **Luz verde (520 nm $\pm$ 10 nm; luz indicadora em verde):** Ajuda a acalmar a pele, relaxar os nervos, restaurar o equilíbrio da pele sensível, estabilizar e relaxar o sistema nervoso e promover a eliminação de toxinas.
5. **Luz amarela (580 nm $\pm$ 10 nm; combinação de luzes indicadoras vermelha e verde):** Melhora a oxigenação das células da pele, promove


a microcirculação, decompõe e atenua a pigmentação, estimula o crescimento celular, suaviza a pele, clareia seu tom, repara a derme e reduz rugas.

6. **Luz roxa (420 nm $\pm$ 10 nm; combinação de luzes indicadoras vermelha e azul):** Possui excelentes efeitos curativos no tratamento e remoção de marcas de acne.
7. **Luz ciano (490 nm $\pm$ 10 nm; combinação de luzes indicadoras azuis e verdes):** Aumenta a energia celular e promove o metabolismo.
8. **Luz branca (400–700 nm $\pm$ 10 nm; combinação de luzes indicadoras vermelha, azul e verde):** Ele penetra nas camadas profundas da pele, acelera o metabolismo, quebra a pigmentação e melhora as linhas de expressão e a flacidez da pele.

COMO USAR




1. Lave o rosto e deixe-o secar naturalmente ou seque-o delicadamente com uma toalha macia.





2. Tire a máscara. Insira os elásticos nos slots correspondentes e conecte o cabo ao controle.



3. Coloque a máscara sobre o rosto. Segure ambos os lados dos elásticos e ajuste o velcro na parte de trás da cabeça. Ajuste as tiras para garantir um encaixe seguro e evitar vazamento de luz através do protetor ocular de silicone.



4. Pressione e segure o botão liga/desliga por 3 segundos para ligar a máscara. O modo padrão é o modo de luz vermelha.



5. Pressione o botão liga/desliga para selecionar o modo e o botão de seleção de tempo para escolher a duração. Existem 8 modos: luz vermelha, infravermelha, azul, verde, amarela, roxa, ciano e branca. Durante o uso, você pode alternar os modos e selecionar um temporizador de 10, 20 ou 30 minutos.
6. O dispositivo desligará automaticamente quando o tempo acabar. Você também pode pressionar e segurar o botão liga/desliga por 3 segundos para desligá-lo manualmente. Observação: Recomenda-se usar o dispositivo de 3 a 5 vezes por semana.

OBSERVAÇÃO: Como a luz infravermelha é um tipo de luz invisível, se você selecionar esse modo não verá uma luz brilhante óbvia, apenas um leve tom avermelhado nos LEDs quando vistos de perto. Este é um fenômeno normal.

MÉTODO DE CARREGAMENTO

1. Conecte o controle com um adaptador aprovado (não incluído) usando o cabo de carregamento Tipo C.
2. Ligue-o à tomada elétrica. Os indicadores acenderão e o símbolo da bateria rolará durante o carregamento.
3. Quando o símbolo da bateria permanece sólido, significa que a carga está completa. Em seguida, desconecte o adaptador.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

- Limpe o dispositivo com um pano seco após cada uso. Não enxágue em água.
- Conservar em local fresco e arejado, evitando exposição direta ao sol ou altas temperaturas.
- Mantenha o dispositivo fora do alcance de crianças para evitar riscos.
- Não tente abrir ou consertar o dispositivo sozinho. Caso ocorra alguma falha ou o produto pare de funcionar, entre em contato com o atendimento ao cliente.
- Guarde o dispositivo na bolsa de armazenamento após o uso.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

PARÂMETRO	VALOR
Poder	4,2 W
Variedade	5 V
Intensidade	1 A
Bateria	2600 mAh
Tipo de cabo	USB-C
Tempo de carregamento	3/4 h
Tempo de operação	120 minutos aproximadamente (potência máxima), 240 minutos aproximadamente (potência mínima)
Dimensões	Máscara: 284x217x20 mm Controle: 37x27x129 mm
Peso	Máscara: 193 g Controle: 89 g
Materiais	Silicone



Em conformidade com as diretrizes: 2012/19 / UE e 2015/863 / UE sobre a restrição do uso de substâncias perigosas em equipamentos elétricos e eletrônicos, bem como a eliminação de resíduos. O símbolo com o caixote do lixo cruzado mostrado na embalagem indica que o produto ao final de sua vida útil será coletado como lixo separado. Portanto, qualquer produto que tenha atingido o fim de sua vida útil deve ser entregue a centros especializados de eliminação de resíduos para coleta seletiva de equipamentos elétricos e eletrônicos, ou devolvido ao varejista ao comprar equipamentos novos similares, em um para uma base. A coleta seletiva apropriada para o comissionamento subsequente do equipamento enviado para reciclagem, tratamento e descarte de maneira ecológica ajuda a evitar possíveis efeitos negativos no meio ambiente e na saúde e otimiza a reciclagem e reutilização de os componentes que compõem o dispositivo. . A eliminação abusiva do produto pelo usuário implica a aplicação de sanções administrativas de acordo com as leis.

Merci d'avoir choisi notre produit. Avant d'utiliser cet appareil et pour garantir sa meilleure utilisation, veuillez lire attentivement les instructions.


Ce manuel contient des informations de sécurité pour une utilisation correcte du produit : lisez-le attentivement et conservez-le pour éviter les dommages et les dangers causés par une utilisation incorrecte. Le produit est destiné à un usage personnel et ne doit pas être utilisé par plusieurs personnes.

AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ

Avant d'utiliser tout appareil électrique, lisez attentivement les consignes de sécurité de base.


- N'utilisez pas l'appareil si vous êtes particulièrement sensible à la lumière, sauf si un test de sensibilité a été effectué.
- N'utilisez pas l'appareil si vous êtes enceinte, car les risques sont inconnus et n'ont pas été établis.
- N'utilisez pas l'appareil si vous souffrez d'épilepsie, car certaines lumières ou fréquences peuvent déclencher une crise.
- L'appareil n'est pas étanche, ne laissez pas entrer d'eau ou d'autres liquides car cela pourrait altérer son fonctionnement.
- N'utilisez pas l'appareil si vous prenez des médicaments susceptibles de provoquer une sensibilité cutanée à la lumière.
- N'utilisez pas l'appareil pendant que vous dormez, marchez ou conduisez.
- Utilisez l'appareil conformément aux instructions correctes et évitez toute utilisation excessive.
- Cesser l'utilisation en cas d'inconfort ou si la rougeur ou la décoloration de la peau dure plus de 24 heures. Consultez votre dermatologue.
- Ne touchez pas les ampoules LED lorsque l'appareil est allumé.
- N'utilisez pas l'appareil s'il est visiblement endommagé.
- Ne soumettez pas l'appareil à des impacts ou des chocs afin d'éviter toute déformation ou tout dommage.

LISTE DES PIÈCES



- | | |
|---|--------------------------|
| 1. Câble USB | 4. Masques pour les yeux |
| 2. Commande | 5. bandes élastiques |
| 3. Masque de photothérapie pour le visage | |

COMMANDE



- | |
|------------------------------------|
| 1. Port USB-C |
| 2. Indicateurs de mode |
| 3. Bouton d'alimentation/éclairage |
| 4. Bouton de sélection de l'heure |

PRÉSENTATION DU PRODUIT

Cet appareil utilise le principe de la photothérapie pour activer les cellules de la peau et améliorer leur état en libérant une lumière spécialement traitée à des longueurs d'onde spécifiques. Il s'agit d'une méthode de soin de la peau non invasive, sans produits chimiques, indolore et sûre.

La lumière, une fois absorbée par la peau, se transforme en énergie intracellulaire, déclenchant une réaction photochimique et enzymatique. Au cours de ce processus, une grande quantité de glycogène et de protéines sont produites, ce qui favorise le métabolisme cellulaire et la régénération du collagène, permettant ainsi d'obtenir des effets de blanchiment, de rajeunissement, de traitement de l'acné, d'élimination des taches, de raffermissment de la peau et de réduction des rides.


COULEURS DE LA LUMIÈRE

L'appareil utilise des lumières de 8 longueurs d'onde différentes, avec les fonctions principales suivantes :


1. **Lumière rouge (630 nm $\pm$ 10 nm ; voyant lumineux de couleur rouge):**
Appelée lumière bioactive, elle se caractérise par sa grande pureté, son intensité et sa densité uniforme. Il est efficace pour les soins de la peau et la santé, car il augmente la vitalité cellulaire, accélère la circulation sanguine, stimule le métabolisme et favorise la régénération du collagène et des tissus fibreux. Grâce à cela, il améliore également l'élasticité et le teint terne de la peau, étant indiqué pour des effets anti-âge, antioxydants et réparateurs.
2. **Lumière infrarouge (850 nm $\pm$ 10 nm, invisible ; voyant lumineux rouge foncé):** Il favorise la production de collagène, accélère le métabolisme de la peau, éclaircit le teint, réduit les pores et donne une apparence plus jeune.
3. **Lumière bleue (450 nm $\pm$ 10 nm ; voyant lumineux de couleur bleue) :** Elle coïncide avec le pic d'absorption de la porphyrine, un métabolite de *Propionibacterium acnes*. Au cours du processus de désexcitation suivant la stimulation, de l'oxygène actif est généré, créant un environnement hautement oxydant capable d'éliminer les bactéries, d'améliorer et de traiter l'acné.
4. **Lumière verte (520 nm $\pm$ 10 nm ; voyant lumineux vert) :** Il aide à apaiser la peau, à détendre les nerfs, à rétablir l'équilibre des peaux sensibles, à stabiliser et à détendre le système nerveux et à favoriser l'élimination des toxines.

5. **Lumière jaune (580 nm $\pm$ 10 nm ; combinaison de voyants lumineux rouges et verts):** Il améliore l'oxygénation des cellules de la peau, favorise la microcirculation, décompose et atténue la pigmentation, stimule la croissance cellulaire, adoucit la peau, éclaircit son teint, répare le derme et réduit les rides.
6. **Lumière violette (420 nm $\pm$ 10 nm ; combinaison de voyants lumineux rouges et bleus):** Il a d'excellents effets cicatrisants dans le traitement et l'élimination des marques d'acné.
7. **Lumière cyan (490 nm $\pm$ 10 nm ; combinaison de voyants bleus et verts):** Augmente l'énergie cellulaire et favorise le métabolisme.
8. **Lumière blanche (400-700 nm $\pm$ 10 nm ; combinaison de voyants lumineux rouges, bleus et verts):** Il pénètre les couches profondes de la peau, accélère le métabolisme, décompose la pigmentation et améliore les rides et le relâchement cutané.



COMMENT UTILISER



1. Lavez votre visage et laissez-le sécher à l'air libre ou séchez-le doucement avec une serviette douce.
2. Enlève le masque. Insérez les bandes élastiques dans les fentes correspondantes et connectez le câble au contrôleur.



3. Placez le masque sur votre visage. Tenez les deux côtés des bandes élastiques et ajustez le velcro à l'arrière de votre tête. Ajustez les sangles pour assurer un ajustement sûr et éviter les fuites de lumière à travers le protecteur oculaire en silicone.
4. Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 3 seconde pour allumer le masque. Le mode par défaut est le mode lumière rouge.



5. Appuyez sur le bouton d'alimentation pour sélectionner le mode et sur le bouton de sélection de l'heure pour choisir la durée. Il existe 8 modes : lumière rouge, infrarouge, bleue, verte, jaune, violette, cyan et blanche. Pendant l'utilisation, vous pouvez changer de mode et sélectionner une minuterie de 10, 20 ou 30 minutes.
6. L'appareil s'éteindra automatiquement une fois le temps écoulé. Vous pouvez également appuyer sur le bouton d'alimentation et le maintenir enfoncé pendant 3 seconde pour l'éteindre manuellement. Note: Il est recommandé d'utiliser l'appareil 3 à 5 fois par semaine.

NOTE: La lumière infrarouge étant un type de lumière invisible, si vous sélectionnez ce mode, vous ne verrez pas de lumière vive évidente, juste une légère teinte rougeâtre sur les LED lorsqu'elles sont observées de près. C'est un phénomène normal.

MÉTHODE DE CHARGE

1. Connectez le contrôleur avec un adaptateur approuvé (non inclus) à l'aide du câble de charge de type C.
2. Branchez-le sur la prise de courant. Les indicateurs s'allumeront et le symbole de la batterie défilera pendant la charge.
3. Lorsque le symbole de la batterie reste fixe, cela signifie que la charge est terminée. Débranchez ensuite l'adaptateur.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Nettoyez l'appareil avec un chiffon sec après chaque utilisation. Ne pas rincer sous l'eau.
- Conserver dans un endroit frais et ombragé, en évitant la lumière directe du soleil ou les températures élevées.
- Gardez l'appareil hors de portée des enfants pour éviter les risques.
- N'essayez pas d'ouvrir ou de réparer l'appareil vous-même. Si une panne survient ou si le produit cesse de fonctionner, veuillez contacter le service client.
- Rangez l'appareil dans le sac de rangement après utilisation.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

PARAMÈTRE	VALEUR
Pouvoir	4,2 W
Souche	5 V
Intensité	1 A
Batterie	2600 mAh
Type de câble	USB-C
Temps de chargement	3/4 h
Durée de fonctionnement	120 minutes environ (puissance maximale), 240 minutes environ (puissance minimale)
Dimensions	Masque: 284x217x20 mm Contrôle : 37x27x129 mm
Poids	Masque: 193 g Contrôle : 89 g
Matériels	Silicone



Conformément aux directives: 2012/19 / UE et 2015/863 / UE sur la limitation de l'utilisation de substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, ainsi que leur élimination des déchets. Le symbole avec la poubelle croisée indiqué sur l'emballage indique que le produit à la fin de sa durée de vie sera collecté en tant que déchet séparé. Par conséquent, tout produit ayant atteint la fin de sa durée de vie doit être livré dans des centres d'élimination des déchets spécialisés pour la collecte sélective des déchets d'équipements électriques et électroniques, ou retourné au détaillant lors de l'achat de nouveaux équipements similaires, en un seul pour une base. Une collecte séparée appropriée pour la mise en service ultérieure des équipements expédiés pour être recyclés, traités et éliminés d'une manière respectueuse de l'environnement aide à prévenir les effets négatifs potentiels sur l'environnement et la santé et optimise le recyclage et la réutilisation des les composants qui composent l'appareil. L'élimination abusive du produit par l'utilisateur implique l'application de sanctions administratives conformément aux lois.

Grazie per aver scelto il nostro prodotto. Prima di utilizzare questo dispositivo e per garantirne il miglior utilizzo, leggere attentamente le istruzioni.


Il presente manuale contiene informazioni di sicurezza per il corretto utilizzo del prodotto: leggerlo attentamente e conservarlo per evitare danni e pericoli causati da un uso improprio. Il prodotto è destinato all'uso personale e non deve essere utilizzato da più persone.

AVVERTENZE DI SICUREZZA

Prima di utilizzare qualsiasi apparecchio elettrico, leggere attentamente le istruzioni di sicurezza di base.


- Non utilizzare il dispositivo se si è particolarmente sensibili alla luce, a meno che non sia stato eseguito un test di sensibilità.
- Non utilizzare il dispositivo in caso di gravidanza, poiché i rischi non sono noti e non sono stati stabiliti.
- Non utilizzare il dispositivo se si soffre di epilessia, poiché alcune luci o frequenze potrebbero scatenare una crisi convulsiva.
- Il dispositivo non è impermeabile, evitare l'ingresso di acqua o altri liquidi poiché ciò potrebbe comprometterne il funzionamento.
- Non utilizzare il dispositivo se si stanno assumendo farmaci che potrebbero causare sensibilità cutanea alla luce.
- Non utilizzare il dispositivo mentre si dorme, si cammina o si guida.
- Utilizzare il dispositivo secondo le istruzioni corrette ed evitare un uso eccessivo.
- Interrompere l'uso se si avverte fastidio o se il rossore o la decolorazione della pelle persistono per più di 24 ore. Consulta il tuo dermatologo.
- Non toccare le lampadine a LED mentre il dispositivo è acceso.
- Non utilizzare il dispositivo se è visibilmente danneggiato.
- Non sottoporre il dispositivo a urti o colpi per evitare deformazioni o danni.

ELENCO DEI PEZZI



- | | |
|-------------------------------|---------------------------|
| 1. Cavo USB | 4. Maschere per gli occhi |
| 2. Comando | 5. fasce elastiche |
| 3. Maschera viso fototerapica | |

COMANDO



- | |
|-----------------------------------|
| 1. Porta USB-C |
| 2. Indicatori di modalità |
| 3. Pulsante di accensione/luce |
| 4. Pulsante di selezione dell'ora |

INTRODUZIONE DEL PRODOTTO

Questo dispositivo sfrutta il principio della fototerapia per attivare le cellule della pelle e migliorarne le condizioni rilasciando luce appositamente elaborata a lunghezze d'onda specifiche. Si tratta di un metodo di cura della pelle non invasivo, privo di sostanze chimiche, indolore e sicuro.

La luce, una volta assorbita dalla pelle, si trasforma in energia intracellulare, innescando una reazione fotochimica ed enzimatica. Durante questo processo viene prodotta una grande quantità di glicogeno e proteine, che favoriscono il metabolismo cellulare e la rigenerazione del collagene, ottenendo così effetti schiarenti, ringiovanenti, curativi dell'acne, anti-macchie, rassodanti e antirughe.

COLORI DELLA LUCE

Il dispositivo utilizza luci in 8 diverse lunghezze d'onda, con le seguenti funzioni principali:


1. **Luce rossa (630 nm $\pm$ 10 nm; spia luminosa di colore rosso):** Chiamata luce bioattiva, è caratterizzata da elevata purezza, intensità e densità uniforme. È efficace per la cura e la salute della pelle, poiché aumenta la vitalità cellulare, accelera la circolazione sanguigna, stimola il metabolismo e favorisce la rigenerazione del collagene e del tessuto fibroso. Grazie a ciò, migliora anche l'elasticità e l'opacità della pelle, risultando indicato per effetti anti-invecchiamento, antiossidanti e riparatori.
2. **Luce infrarossa (850 nm $\pm$ 10 nm, invisibile; spia luminosa in rosso scuro):** Favorisce la produzione di collagene, accelera il metabolismo della pelle, ne schiarisce il tono, riduce i pori e dona un aspetto più giovanile.
3. **Luce blu (450 nm $\pm$ 10 nm; spia luminosa di colore blu):** Coincide con il picco di assorbimento della porfirina, un metabolita del *Propionibacterium acnes*. Durante il processo di deeccitazione successivo alla stimolazione, viene generato ossigeno attivo, creando un ambiente altamente ossidativo in grado di eliminare i batteri, migliorando e curando l'acne.
4. **Luce verde (520 nm $\pm$ 10 nm; spia luminosa verde):** Aiuta a lenire la pelle, a rilassare i nervi, a ripristinare l'equilibrio della pelle sensibile, a stabilizzare e rilassare il sistema nervoso e a favorire l'eliminazione delle tossine.

5. **Luce gialla (580 nm $\pm$ 10 nm; combinazione di spie rosse e verdi):** Migliora l'ossigenazione delle cellule della pelle, favorisce la microcircolazione, scompone e attenua la pigmentazione, stimola la crescita cellulare, ammorbidisce la pelle, ne schiarisce il tono, ripara il derma e riduce le rughe.
6. **Luce viola (420 nm $\pm$ 10 nm; combinazione di spie rosse e blu):** Ha eccellenti effetti curativi nel trattamento e nella rimozione dei segni dell'acne.
7. **Luce ciano (490 nm $\pm$ 10 nm; combinazione di spie blu e verdi):** Aumenta l'energia cellulare e favorisce il metabolismo.
8. **Luce bianca (400-700 nm $\pm$ 10 nm; combinazione di spie luminose rosse, blu e verdi):** Penetra negli strati profondi della pelle, accelera il metabolismo, scompone la pigmentazione e migliora le linee sottili e il rilassamento cutaneo.

COME USARE




1. Lavatevi il viso e lasciatelo asciugare naturalmente all'aria oppure tamponandolo delicatamente con un asciugamano morbido.





2. Togliti la maschera. Inserire gli elastici nelle apposite fessure e collegare il cavo al controller.



3. Posiziona la maschera sul viso. Tieni entrambi i lati degli elastici e regola il velcro sulla parte posteriore della testa. Regolare le cinghie per garantire una vestibilità sicura ed evitare perdite di luce attraverso la protezione oculare in silicone.



4. Per accendere la maschera, tenere premuto il pulsante di accensione per 3 secondi. La modalità predefinita è la modalità luce rossa.



5. Premere il pulsante di accensione per selezionare la modalità e il pulsante di selezione dell'ora per scegliere la durata. Sono disponibili 8 modalità: luce rossa, infrarossa, blu, verde, gialla, viola, ciano e bianca. Durante l'uso, è possibile cambiare modalità e selezionare un timer da 10, 20 o 30 minuti.
6. Il dispositivo si spegnerà automaticamente allo scadere del tempo. È anche possibile premere e tenere premuto il pulsante di accensione per 3 secondi per spegnerlo manualmente. Nota: Si consiglia di utilizzare il dispositivo da 3 a 5 volte a settimana.

NOTA: Poiché la luce infrarossa è un tipo di luce invisibile, se si seleziona questa modalità non si vedrà una luce brillante evidente, ma solo una leggera tinta rossastra sui LED se osservati da vicino. Si tratta di un fenomeno normale.

METODO DI RICARICA

1. Collegare il controller a un adattatore approvato (non incluso) utilizzando il cavo di ricarica di tipo C.
2. Collegalo alla presa di corrente. Durante la ricarica, gli indicatori si illumineranno e il simbolo della batteria scorrerà.
3. Quando il simbolo della batteria rimane fisso, significa che la carica è completa. Quindi scollegare l'adattatore.

PULIZIA E MANUTENZIONE

- Dopo ogni utilizzo, pulire il dispositivo con un panno asciutto. Non risciacquare sotto l'acqua.
- Conservare in un luogo fresco e ombreggiato, evitando la luce solare diretta e le alte temperature.
- Tenere il dispositivo fuori dalla portata dei bambini per evitare rischi.
- Non tentare di aprire o riparare il dispositivo da soli. Se si verifica un guasto o il prodotto smette di funzionare, contattare il servizio clienti.
- Dopo l'uso, riporre il dispositivo nella custodia.

SPECIFICHE TECNICHE

PARAMETRO	DI VALORE
Energia	4,2 W
Sottoporre a tensione	5 Volt
Intensità	1 A
Batteria	2600 mAh
Tipo di cavo	USB-C
Tempo di caricamento	3/4 ore
Tempo di funzionamento	120 minuti circa (potenza massima), 240 minuti circa (potenza minima)
Dimensioni	Maschera: 284x217x20 mm Controllo: 37x27x129 millimetri
Peso	Maschera: 193 g Controllo: 89 grammi
Materiali	Silicone



In conformità con le direttive: 2012/19 / UE e 2015/863 / UE sulla restrizione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché sul loro smaltimento dei rifiuti. Il simbolo con la pattumiera incrociata mostrato sulla confezione indica che il prodotto al termine della sua vita utile verrà raccolto come rifiuto separato. Pertanto, qualsiasi prodotto che ha raggiunto la fine della sua vita utile deve essere consegnato a centri specializzati di smaltimento dei rifiuti per la raccolta selettiva di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche o restituito al rivenditore al momento dell'acquisto di nuove apparecchiature simili, in un'unica per una base. Una corretta raccolta separata per la successiva messa in servizio di apparecchiature spedite per essere riciclate, trattate e smaltite in modo ecologico aiuta a prevenire potenziali effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e ottimizza il riciclaggio e il riutilizzo di i componenti che compongono il dispositivo. . L'eliminazione abusiva del prodotto da parte dell'utente implica l'applicazione di sanzioni amministrative in conformità con le leggi.

Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Um die optimale Nutzung dieses Geräts zu gewährleisten, lesen Sie bitte vor der Verwendung die Anweisungen sorgfältig durch.


Dieses Handbuch enthält Sicherheitshinweise für den richtigen Gebrauch des Produkts: Lesen Sie es sorgfältig durch und bewahren Sie es auf, um Schäden und Gefahren durch unsachgemäßen Gebrauch zu vermeiden. Das Produkt ist für den persönlichen Gebrauch bestimmt und sollte nicht von mehreren Personen verwendet werden.

SICHERHEITSHINWEISE

Lesen Sie vor der Verwendung eines Elektrogeräts sorgfältig die grundlegenden Sicherheitshinweise.


- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie besonders lichtempfindlich sind, es sei denn, es wurde ein Empfindlichkeitstest durchgeführt.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie schwanger sind, da die Risiken unbekannt und nicht erwiesen sind.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie an Epilepsie leiden, da einige Lichter oder Frequenzen einen Anfall auslösen können.
- Das Gerät ist nicht wasserdicht. Lassen Sie kein Wasser oder andere Flüssigkeiten eindringen, da dies die Funktion beeinträchtigen kann.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie Medikamente einnehmen, die eine Lichtempfindlichkeit der Haut verursachen können.
- Verwenden Sie das Gerät nicht beim Schlafen, Gehen oder Autofahren.
- Verwenden Sie das Gerät gemäß den korrekten Anweisungen und vermeiden Sie übermäßigen Gebrauch.
- Beenden Sie die Anwendung, wenn Beschwerden auftreten oder die Hautrötung oder -verfärbung länger als 24 Stunden anhält. Konsultieren Sie Ihren Hautarzt.
- Berühren Sie die LED-Lampen nicht, während das Gerät eingeschaltet ist.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es sichtbare Schäden aufweist.
- Setzen Sie das Gerät keinen Stößen oder Erschütterungen aus, um Verformungen oder Beschädigungen zu vermeiden.

ERSATZTEILLISTE



- | | |
|--------------------------------|----------------|
| 1. USB-Kabel | 4. Augenmasken |
| 2. Befehl | 5. Gummibänder |
| 3. Phototherapie-Gesichtsmaske | |

BEFEHL



- | |
|-------------------------|
| 1. USB-C-Anschluss |
| 2. Modusanzeigen |
| 3. Ein-/Aus-/Lichttaste |
| 4. Zeitauswahltaste |

PRODUKTEINFÜHRUNG

Dieses Gerät nutzt das Prinzip der Phototherapie, um Hautzellen zu aktivieren und ihren Zustand zu verbessern, indem es speziell verarbeitetes Licht mit bestimmten Wellenlängen freisetzt. Dies ist eine nicht-invasive, chemiefreie, schmerzfreie und sichere Hautpflegemethode.

Sobald das Licht von der Haut absorbiert wird, wird es in intrazelluläre Energie umgewandelt und löst eine photochemische und enzymatische Reaktion aus. Während dieses Prozesses werden große Mengen Glykogen und Proteine produziert, die den Zellstoffwechsel und die Kollagenregeneration fördern und so zu einer Aufhellung, Verjüngung, Aknebehandlung, Fleckenentfernung, Hautstraffung und Faltenreduzierung führen.

FARBEN DES LICHTS

Das Gerät verwendet Licht in 8 verschiedenen Wellenlängen mit den folgenden Hauptfunktionen:


1. **Rotes Licht ($630 \text{ nm} \pm 10 \text{ nm}$; Kontrollleuchte in roter Farbe):** Es wird als bioaktives Licht bezeichnet und zeichnet sich durch seine hohe Reinheit, Intensität und gleichmäßige Dichte aus. Es ist wirksam bei der Hautpflege und -gesundheit, da es die Zellvitalität steigert, die Durchblutung beschleunigt, den Stoffwechsel ankurbelt und die Regeneration von Kollagen und Bindegewebe fördert. Dadurch verbessert es auch die Elastizität und Mattheit der Haut und ist für seine Anti-Aging-, Antioxidations- und Reparaturwirkung geeignet.
2. **Infrarotlicht ($850 \text{ nm} \pm 10 \text{ nm}$, unsichtbar; Kontrollleuchte dunkelrot):** Es fördert die Kollagenproduktion, beschleunigt den Hautstoffwechsel, hellt den Hautton auf, verkleinert die Poren und sorgt für ein jugendlicheres Aussehen.
3. **Blaues Licht ($450 \text{ nm} \pm 10 \text{ nm}$; Kontrollleuchte in blauer Farbe):** Es fällt mit dem Absorptionsspitzen von Porphyrin zusammen, einem Metaboliten von *Propionibacterium acnes*. Während des De-Exzitationsprozesses nach der Stimulation wird aktiver Sauerstoff erzeugt, wodurch eine stark oxidative Umgebung entsteht, die Bakterien eliminieren und Akne lindern und behandeln kann.
4. **Grünes Licht ($520 \text{ nm} \pm 10 \text{ nm}$; Kontrollleuchte grün):** Es hilft, die Haut zu beruhigen, die Nerven zu entspannen, das Gleichgewicht empfindlicher Haut wiederherzustellen, das Nervensystem zu stabilisieren und zu entspannen und die Ausscheidung von Giftstoffen zu fördern.

5. **Gelbes Licht ($580 \text{ nm} \pm 10 \text{ nm}$; Kombination aus roten und grünen Kontrollleuchten):** Es verbessert die Sauerstoffversorgung der Hautzellen, fördert die Mikrozirkulation, baut Pigmentierung ab und mildert sie, stimuliert das Zellwachstum, macht die Haut weich, hellt ihren Ton auf, repariert die Dermis und reduziert Falten.
6. **Violettes Licht ($420 \text{ nm} \pm 10 \text{ nm}$; Kombination aus roten und blauen Kontrollleuchten):** Es hat eine hervorragende heilende Wirkung bei der Behandlung und Entfernung von Akneflecken.
7. **Cyan-Licht ($490 \text{ nm} \pm 10 \text{ nm}$; Kombination aus blauen und grünen Anzeigeleuchten):** Erhöht die Zellenergie und fördert den Stoffwechsel.
8. **Weißes Licht ($400\text{--}700 \text{ nm} \pm 10 \text{ nm}$; Kombination aus roten, blauen und grünen Anzeigeleuchten):** Es dringt in die tiefen Hautschichten ein, beschleunigt den Stoffwechsel, baut Pigmentflecken ab und verbessert Fältchen und schlaaffe Haut.

ANWENDUNG




1. Waschen Sie Ihr Gesicht und lassen Sie es an der Luft trocknen oder tupfen Sie es sanft mit einem weichen Handtuch trocken.





2. Nehmen Sie die Maske ab. Führen Sie die Gummibänder in die entsprechenden Schlitze ein und verbinden Sie das Kabel mit dem Controller.



3. Legen Sie die Maske auf Ihr Gesicht. Halten Sie beide Seiten der Gummibänder fest und passen Sie den Klettverschluss an Ihrem Hinterkopf an. Passen Sie die Riemen an, um einen sicheren Sitz zu gewährleisten und Lichtlecks durch den Silikon-Augenschutz zu verhindern.



4. Halten Sie die Einschalttaste 3 Sekunden lang gedrückt, um die Maske einzuschalten. Der Standardmodus ist der Rotlichtmodus.



5. Drücken Sie die Einschalttaste, um den Modus auszuwählen, und die Zeitauswahl taste, um die Dauer auszuwählen. Es gibt 8 Modi: Rot, Infrarot, Blau, Grün, Gelb, Lila, Cyan und weißes Licht. Während der Verwendung können Sie den Modus wechseln und einen 10-, 20- oder 30-Minuten-Timer auswählen.
6. Das Gerät schaltet sich automatisch aus, wenn die Zeit abgelaufen ist. Sie können die Einschalttaste auch 3 Sekunden lang gedrückt halten, um das Gerät manuell auszuschalten. **Notiz:** Es wird empfohlen, das Gerät 3 bis 5 Mal pro Woche zu verwenden.

NOTIZ: Da Infrarotlicht eine Art unsichtbares Licht ist, sehen Sie bei Auswahl dieses Modus kein offensichtlich helles Licht, sondern bei genauer Betrachtung nur einen leichten rötlichen Farbton der LEDs. Dies ist ein normales Phänomen.

LADEMETHODE

1. Verbinden Sie den Controller mit einem zugelassenen Adapter (nicht im Lieferumfang enthalten) über das Ladekabel Typ C.
2. Stecken Sie es in die Steckdose. Während des Ladevorgangs leuchten die Anzeigen und das Batteriesymbol läuft durch die Anzeige.
3. Wenn das Batteriesymbol durchgehend leuchtet, ist der Ladevorgang abgeschlossen. Trennen Sie dann den Adapter.

REINIGUNG UND WARTUNG

- Reinigen Sie das Gerät nach jedem Gebrauch mit einem trockenen Tuch. Nicht unter Wasser abspülen.
- An einem kühlen, schattigen Ort lagern und direkte Sonneneinstrahlung oder hohe Temperaturen vermeiden.
- Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf, um Gefahren zu vermeiden.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu öffnen oder zu reparieren. Wenn ein Fehler auftritt oder das Produkt nicht mehr funktioniert, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.
- Bewahren Sie das Gerät nach Gebrauch in der Aufbewahrungstasche auf.

TECHNISCHE DATEN

PARAMETER	WERT
Leistung	4,2 W
Beanspruchung	5 V
Intensität	1 A
Batterie	2600 mAh
Kabeltyp	USB-C
Ladezeit	3/4 Std.
Betriebsdauer	Ca. 120 Minuten (maximale Leistung), ca. 240 Minuten (minimale Leistung)
Maße	Maske: 284x217x20 mm Steuerung: 37x27x129 mm
Gewicht	Maske: 193 g Kontrolle: 89 g
Materialien	Silikon



In Übereinstimmung mit den Richtlinien: 2012/19 / EU und 2015/863 / EU über die Beschränkung der Verwendung gefährlicher Stoffe in elektrischen und elektronischen Geräten sowie deren Abfallentsorgung. Das Symbol mit der gekreuzten Mülltonne auf der Verpackung zeigt an, dass das Produkt am Ende seiner Nutzungsdauer als separater Abfall gesammelt wird. Daher muss jedes Produkt, das das Ende seiner Nutzungsdauer erreicht hat, an spezialisierte Abfallentsorgungszentren zur selektiven Sammlung von elektrischen und elektronischen Abfallgeräten geliefert oder beim Kauf ähnlicher neuer Geräte an den Einzelhändler zurückgegeben werden für eine Basis. Die ordnungsgemäße getrennte Sammlung für die spätere Inbetriebnahme von Geräten, die zum umweltfreundlichen Recycling, zur Behandlung und Entsorgung versandt werden, trägt dazu bei, mögliche negative Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit zu vermeiden und das Recycling und die Wiederverwendung zu optimieren die Komponenten, aus denen das Gerät besteht. . Die missbräuchliche Beseitigung des Produkts durch den Benutzer impliziert die Anwendung von Verwaltungsanktionen in Übereinstimmung mit den Gesetzen.

Bedankt dat u voor ons product hebt gekozen. Lees de instructies zorgvuldig door voordat u dit apparaat gebruikt en om er zeker van te zijn dat u het optimaal kunt gebruiken.


Deze handleiding bevat veiligheidsinformatie voor het juiste gebruik van het product. Lees de handleiding aandachtig door en bewaar deze om schade en gevaren veroorzaakt door onjuist gebruik te voorkomen. Het product is bedoeld voor persoonlijk gebruik en mag niet door meerdere personen worden gebruikt.

VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN

Lees de basisveiligheidsinstructies zorgvuldig door voordat u een elektrisch apparaat gebruikt.


- Gebruik het apparaat niet als u bijzonder gevoelig bent voor licht, tenzij er een gevoeligheidstest is uitgevoerd.
- Gebruik het apparaat niet als u zwanger bent, aangezien de risico's onbekend en niet vastgesteld zijn.
- Gebruik het apparaat niet als u epilepsie heeft, aangezien sommige lichten of frequenties een aanval kunnen uitlokken.
- Het apparaat is niet waterdicht. Zorg ervoor dat er geen water of andere vloeistoffen in het apparaat terechtkomen, omdat dit de werking ervan kan beïnvloeden.
- Gebruik het apparaat niet als u medicijnen gebruikt die een lichtovergevoeligheid van de huid kunnen veroorzaken.
- Gebruik het apparaat niet terwijl u slaapt, loopt of autorijdt.
- Gebruik het apparaat volgens de juiste instructies en vermijd overmatig gebruik.
- Stop het gebruik als er ongemak optreedt of als de roodheid of verkleuring van de huid langer dan 24 uur aanhoudt. Raadpleeg uw dermatoloog.
- Raak de LED-lampen niet aan terwijl het apparaat is ingeschakeld.
- Gebruik het apparaat niet als het zichtbaar beschadigd is.
- Stel het apparaat niet bloot aan stoten of schokken om vervorming of schade te voorkomen.

ONDERDELENLIJST



- | | |
|--------------------------------|----------------------|
| 1. USB-kabel | 4. Oogmaskers |
| 2. Commando | 5. Elastische banden |
| 3. Fototherapie gezichtsmasker | |

COMMANDO



- | |
|-----------------------|
| 1. USB-C-poort |
| 2. Modusindicatoren |
| 3. Aan/uit-/lichtknop |
| 4. Tijdselectieknop |

PRODUCTINTRODUCTIE

Dit apparaat maakt gebruik van het principe van fototherapie om huidcellen te activeren en hun conditie te verbeteren door speciaal bewerkt licht op specifieke golflengtes af te geven. Dit is een niet-invasieve, chemievrije, pijnloze en veilige huidverzorgingsmethode.

Zodra het licht door de huid wordt geabsorbeerd, wordt het omgezet in intracellulaire energie, waardoor een fotochemische en enzymatische reactie wordt geactiveerd. Tijdens dit proces worden grote hoeveelheden glycogeen en eiwitten geproduceerd, die het celmetabolisme en de collageenregeneratie bevorderen en zo een blekende, verjongende werking hebben, acne behandelen, vlekjes verwijderen, de huid verstevigen en rimpels verminderen.

KLEUREN VAN LICHT

Het apparaat maakt gebruik van licht in 8 verschillende golflengtes, met de volgende hoofdfuncties:

1. **Rood licht (630 nm $\pm$ 10 nm; indicatielampje in rode kleur):** Dit wordt bioactief licht genoemd en kenmerkt zich door een hoge zuiverheid, intensiteit en gelijkmatige dichtheid. Het is effectief in de verzorging en gezondheid van de huid, omdat het de vitaliteit van cellen verhoogt, de bloedsomloop versnelt, de stofwisseling stimuleert en de regeneratie van collageen en bindweefsel bevordert. Hierdoor verbetert het ook de elasticiteit en de dofheid van de huid, waardoor het een anti-aging, antioxidantende en herstellende werking heeft.
2. **Infraroodlicht (850 nm $\pm$ 10 nm, onzichtbaar; indicatielampje in donkerrood):** Het bevordert de collageenproductie, versnelt het metabolisme van de huid, verheldert de huidskleur, verkleint de poriën en zorgt voor een jeugdiger uiterlijk.
3. **Blauw licht (450 nm $\pm$ 10 nm; indicatielampje in blauwe kleur):** Het valt samen met de absorptiepiek van porfyrine, een metaboliet van *Propionibacterium acnes*. Tijdens het de-excitatieproces na stimulatie wordt actieve zuurstof gegenereerd, waardoor een zeer oxiderende omgeving ontstaat die bacteriën kan doden en acne kan verbeteren en behandelen.
4. **Groen licht (520 nm $\pm$ 10 nm; indicatielampje in groen):** Het helpt de huid te kalmeren, de zenuwen te ontspannen, de balans van de gevoelige huid te herstellen, het zenuwstelsel te stabiliseren en te ontspannen en de afvoer van gifstoffen te bevorderen.
5. **Geel licht (580 nm $\pm$ 10 nm; combinatie van rode en groene indicatielampjes):** Het verbetert de zuurstofvoorziening van huidcellen,


bevordert de microcirculatie, breekt pigmentatie af en vermindert deze, stimuleert de celgroei, verzacht de huid, verheldert de teint, herstelt de lederhuid en vermindert rimpels.

6. **Paars licht ($420 \text{ nm} \pm 10 \text{ nm}$; combinatie van rode en blauwe indicatielampjes):** Het heeft een uitstekend genezend effect bij de behandeling en verwijdering van acnelittekens.
7. **Cyaan licht ($490 \text{ nm} \pm 10 \text{ nm}$; combinatie van blauwe en groene indicatielampjes):** Verhoogt de cellulaire energie en bevordert de stofwisseling.
8. **Wit licht ($400\text{--}700 \text{ nm} \pm 10 \text{ nm}$; combinatie van rode, blauwe en groene indicatielampjes):** Het dringt door tot in de diepere huidlagen, versnelt de stofwisseling, breekt pigmentatie af en vermindert lijntjes en een slappe huid.


HOE TE GEBRUIKEN




1. Was uw gezicht en laat het aan de lucht drogen of dep het voorzichtig droog met een zachte handdoek.
2. Doe het masker af. Plaats de elastieken in de daarvoor bestemde gleuven en sluit de kabel aan op de controller.



3. Plaats het masker op uw gezicht. Houd beide kanten van de elastieken vast en verstel het klittenband aan de achterkant van uw hoofd. Pas de bandjes aan zodat de bril goed blijft zitten en er geen licht door de siliconen oogbescherming lekt.
4. Houd de aan/uit-knop 3 seconde ingedrukt om het masker in te schakelen. De standaardmodus is de roodlichtmodus.
5. Druk op de aan/uit-knop om de



modus te selecteren en op de tijdselectieknop om de duur te kiezen. Er zijn 8 modi: rood, infrarood, blauw, groen, geel, paars, cyaan en wit licht. Tijdens het gebruik kunt u tussen de modi schakelen en een timer van 10, 20 of 30 minuten selecteren.



6. Het apparaat schakelt automatisch uit wanneer de tijd om is. U kunt het apparaat ook handmatig uitschakelen door de aan/uit-knop 3 seconde ingedrukt te houden. Opmerking: Het wordt aanbevolen om het apparaat 3 tot 5 keer per week te gebruiken.

OPMERKING: Omdat infraroodlicht een soort onzichtbaar licht is, ziet u bij deze modus geen opvallend fel licht. Als u goed kijkt, zien de LED's slechts een lichtrode tint. Dit is een normaal verschijnsel.

OPLAADMETHODE

1. Sluit de controller aan met een goedgekeurde adapter (niet meegeleverd) en gebruik hiervoor de Type C-oplaadkabel.
2. Steek de stekker in het stopcontact. Tijdens het opladen lichten de indicatoren op en beweegt het batterijsymbool.
3. Wanneer het batterijsymbool continu brandt, is de batterij volledig opgeladen. Koppel vervolgens de adapter los.

REINIGING EN ONDERHOUD

- Maak het apparaat na elk gebruik schoon met een droge doek. Niet afspoelen onder water.
- Bewaar op een koele, schaduwrijke plaats en vermijd direct zonlicht of hoge temperaturen.
- Houd het apparaat buiten bereik van kinderen om risico's te voorkomen.
- Probeer het apparaat niet zelf te openen of te repareren. Als er een storing optreedt of het product niet meer werkt, neem dan contact op met de klantenservice.
- Berg het apparaat na gebruik op in de opbergtas.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

PARAMETER	WAARD
Stroom	4,2 W
Deformatie	5 V
Intensiteit	1 A
Batterij	2600 mAh
Kabeltype	USB-C
Laadtijd	3/4 uur
Bedrijfstijd	Ongeveer 120 minuten (maximaal vermogen), ongeveer 240 minuten (minimaal vermogen)
Afmetingen	Masker: 284x217x20 mm Bediening: 37x27x129 mm
Gewicht	Masker: 193 g Controle: 89 gram
Materialen	Siliconen



In overeenstemming met de richtlijnen: 2012/19 / EU en 2015/863 / EU betreffende de beperking van het gebruik van gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur, evenals hun afvalverwerking. Het symbool met de gekruiste vuilnisbak op de verpakking geeft aan dat het product aan het einde van zijn levensduur als gescheiden afval wordt ingezameld. Daarom moet elk product dat het einde van zijn levensduur heeft bereikt, worden afgeleverd bij gespecialiseerde afvalverwijderingscentra voor de selectieve inzameling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur, of bij de aankoop van soortgelijke nieuwe apparatuur in één keer aan de detailhandelaar worden geretourneerd. voor één basis. Een juiste gescheiden inzameling voor latere inbedrijfstelling van apparatuur die wordt verzonden om te worden gerecycled, behandeld en op milieuvriendelijke wijze afgevoerd, helpt mogelijke negatieve effecten op het milieu en de gezondheid te voorkomen en optimaliseert recycling en hergebruik van de componenten waaruit het apparaat bestaat. . De onrechtmatige eliminatie van het product door de gebruiker impliceert de toepassing van administratieve sancties in overeenstemming met de wetten.

Dziękujemy za wybranie naszego produktu. Przed użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję, aby zapewnić jego optymalne działanie.


Niniejsza instrukcja zawiera informacje dotyczące bezpieczeństwa, niezbędne do prawidłowego użytkowania produktu. Należy ją uważnie przeczytać i zachować, aby uniknąć uszkodzeń i zagrożeń spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem. Produkt jest przeznaczony do użytku osobistego i nie powinien być używany przez wiele osób.

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Przed użyciem jakiegokolwiek urządzenia elektrycznego należy uważnie przeczytać podstawowe instrukcje bezpieczeństwa.


- Nie używaj urządzenia, jeśli jesteś szczególnie wrażliwy na światło, chyba że został wykonany test wrażliwości.
- Nie należy używać tego urządzenia, jeśli jesteś w ciąży, ponieważ związane z tym ryzyko jest nieznane i nie zostało ustalone.
- Nie używaj urządzenia, jeśli cierpisz na epilepsję, ponieważ niektóre światła lub częstotliwości mogą wywołać atak.
- Urządzenie nie jest wodoodporne, nie należy dopuścić do przedostania się do niego wody lub innych płynów, gdyż może to zakłócić jego działanie.
- Nie używaj urządzenia, jeśli przyjmujesz leki mogące powodować nadwrażliwość skóry na światło.
- Nie należy używać urządzenia podczas snu, chodzenia ani prowadzenia pojazdu.
- Używaj urządzenia zgodnie z instrukcją i unikaj nadmiernego użytkowania.
- Należy przerwać stosowanie, jeśli wystąpi dyskomfort lub jeśli zaczerwienienie lub przebarwienie skóry utrzymuje się dłużej niż 24 godziny. Skonsultuj się z dermatologiem.
- Nie dotykaj żarówek LED, gdy urządzenie jest włączone.
- Nie używaj urządzenia, jeśli wykazuje widoczne uszkodzenia.
- Aby uniknąć odkształceń lub uszkodzeń, nie narażaj urządzenia na uderzenia ani wstrząsy.

LISTA CZĘŚCI



- | | |
|-------------------------|------------------|
| 1. Kabel USB | 4. Maski na oczy |
| 2. Rozkaz | 5. Gumki |
| 3. Maska do fototerapii | |

ROZKAZ



- | |
|-------------------------------|
| 1. Port USB-C |
| 2. Wskaźniki trybu |
| 3. Przycisk zasilania/światła |
| 4. Przycisk wyboru czasu |

WPROWADZENIE PRODUKTU

Urządzenie to wykorzystuje zasadę fototerapii w celu aktywacji komórek skóry i poprawy jej stanu poprzez emisję specjalnie przetworzonego światła o określonych długościach fal. Jest to nieinwazyjna, bezchemiczna, bezbolesna i bezpieczna metoda pielęgnacji skóry.

Światło po wchłonięciu przez skórę przekształca się w energię wewnątrzkomórkową, wywołując reakcję fotochemiczną i enzymatyczną. Podczas tego procesu produkowana jest duża ilość glikogenu i białek, które stymulują metabolizm komórkowy i regenerację kolagenu, dzięki czemu uzyskuje się efekt wybielenia, odmłodzenia, leczenia trądziku, usuwania plam, ujędrnienia skóry i redukcji zmarszczek.

KOLORY ŚWIATŁA

Urządzenie wykorzystuje światło o 8 różnych długościach fal, z następującymi głównymi funkcjami:

1. **Światło czerwone (630 nm $\pm$ 10 nm; lampka kontrolna w kolorze czerwonym):** Nazywane jest światłem bioaktywnym i charakteryzuje się wysoką czystością, intensywnością i równomierną gęstością. Jest skutecznym w pielęgnacji skóry i jej zdrowiu, ponieważ zwiększa vitalność komórkową, przyspiesza krążenie krwi, pobudza metabolizm i wspomaga regenerację kolagenu i tkanki włóknistej. Dzięki temu poprawia również elastyczność i matowość skóry, jest wskazany ze względu na swoje właściwości przeciwstarzeniowe, antyoksydacyjne i naprawcze.
2. **Światło podczerwone (850 nm $\pm$ 10 nm, niewidoczne; światło wskaźnikowe w kolorze ciemnoczerwonym):** Wspomaga produkcję kolagenu, przyspiesza metabolizm skóry, rozjaśnia jej koloryt, zmniejsza pory i zapewnia młodszy wygląd.
3. **Światło niebieskie (450 nm $\pm$ 10 nm; lampka kontrolna w kolorze niebieskim):** Zbiega się to ze szczytem absorpcji porfiry, metabolitu *Propionibacterium acnes*. W procesie deekscytacji następującym po stymulacji wytwarzany jest aktywny tlen, co tworzy silnie utleniające środowisko zdolne do eliminowania bakterii, łagodzenia i leczenia trądziku.
4. **Zielone światło (520 nm $\pm$ 10 nm; kontrolka świeci na zielono):** Pomaga ukoić skórę, zrelaksować nerwy, przywrócić równowagę wrażliwej skórze, ustabilizować i zrelaksować układ nerwowy oraz wspomóc eliminację toksyn.
5. **Światło żółte (580 nm $\pm$ 10 nm; kombinacja czerwonych i zielonych światel kontrolnych):** Poprawia natlenienie komórek skóry, wspomaga


mikrokrążenie, rozbija i rozjaśnia przebarwienia, stymuluje wzrost komórek, zmiękcza skórę, rozjaśnia jej koloryt, naprawia skórę właściwą i redukuje zmarszczki.

6. **Światło fioletowe (420 nm $\pm$ 10 nm; kombinacja czerwonych i niebieskich światel kontrolnych):** Wykazuje doskonałe właściwości lecznicze w leczeniu i usuwaniu śladów po trądziku.
7. **Światło cyjanowe (490 nm $\pm$ 10 nm; kombinacja niebieskich i zielonych światel kontrolnych):** Zwiększa energię komórkową i wspomaga metabolizm.
8. **Światło białe (400–700 nm $\pm$ 10 nm; kombinacja czerwonych, niebieskich i zielonych światel kontrolnych):** Wnika w głębokie warstwy skóry, przyspiesza metabolizm, rozbija przebarwienia, poprawia wygląd zmarszczek i wiotczeje skóry.

JAK UŻYWAĆ




1. Umyj twarz i pozwól jej naturalnie wyschnąć lub delikatnie osusz ją miękkim ręcznikiem.





2. Zdejmij maskę. Włóż gumki w odpowiednie otwory i podłącz kabel do kontrolera.



3. Załóż maskę na twarz. Trzymając obie strony gumek, dopasuj rzep z tyłu głowy. Wyreguluj paski tak, aby zapewnić bezpieczne dopasowanie i zapobiec przedostawaniu się światła przez silikonową osłonę oczu.



4. Aby włączyć maskę, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 sekundy. Domyślnym trybem jest tryb światła czerwonego.



5. Naciśnij przycisk zasilania, aby wybrać tryb i przycisk wyboru czasu, aby wybrać czas trwania. Dostępnych jest 8 trybów: światło czerwone, podczerwone, niebieskie, zielone, żółte, fioletowe, cyjanowe i białe. Podczas użytkowania można przełączać tryby i wybierać timer 10, 20 lub 30-minutowy.
6. Urządzenie wyłączy się automatycznie po upływie ustawionego czasu. Aby wyłączyć urządzenie ręcznie, można również nacisnąć i przytrzymać przycisk zasilania przez 3 sekundy. Notatka: Zaleca się stosowanie urządzenia 3 do 5 razy w tygodniu.

NOTATKA: Ponieważ światło podczerwone jest niewidzialnym światłem, po wybraniu tego trybu nie zobaczysz wyraźnego, jasnego światła, a jedynie delikatny czerwony odcień diod LED widoczny przy bliższym przyjrzeniu się. Jest to zjawisko normalne.

METODA ŁADOWANIA

1. Podłącz kontroler za pomocą zatwierdzonego adaptera (brak w zestawie) za pomocą kabla ładującego typu C.
2. Podłącz do gniazdka elektrycznego. Podczas ładowania wskaźniki będą się świecić, a symbol baterii będzie się przesuwiał.
3. Gdy symbol baterii świeci się światłem ciągłym, oznacza to, że ładowanie zostało zakończone. Następnie odłącz adapter.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Po każdym użyciu należy wyczyścić urządzenie suchą ściereczką. Nie płukać pod wodą.
- Przechowywać w chłodnym, zacienionym miejscu, unikać bezpośredniego światła słonecznego i wysokich temperatur.
- Aby uniknąć ryzyka, trzymaj urządzenie poza zasięgiem dzieci.
- Nie należy podejmować prób samodzielnego otwierania i naprawy urządzenia. W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek awarii lub gdy produkt przestanie działać, prosimy o kontakt z obsługą klienta.
- Po użyciu przechowuj urządzenie w torbie do przechowywania.

DANE TECHNICZNE

PARAMETR	WARTOŚĆ
Moc	4,2 W
Napięcie	5 V
Intensywność	1 A
Bateria	2600 mAh
Typ kabla	USB-C
Czas ładowania	3/4 godziny
Czas działania	Okolo 120 minut (maksymalna moc), około 240 minut (minimalna moc)
Wymiary	Maska: 284x217x20 mm Sterowanie: 37x27x129 mm
Waga	Maska: 193 g Kontrola: 89 gramów
Przybory	Silikon



Zgodnie z dyrektywami: 2012/19 / UE i 2015/863 / UE w sprawie ograniczenia stosowania niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, a także ich usuwania. Symbol z przekreślonym pojemnikiem na śmieci pokazany na opakowaniu oznacza, że produkt pod koniec okresu użytkowania będzie zbierany jako osobny odpad. Dlatego każdy produkt, który osiągnął koniec okresu użytkowania, musi zostać dostarczony do wyspecjalizowanych centrów usuwania odpadów w celu selektywnej zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego lub zwrócony do sprzedawcy przy zakupie podobnego nowego sprzętu, w jednym dla jednej bazy. Właściwa selektywna zbiórka w celu późniejszego uruchomienia sprzętu przeznaczonego do recyklingu, obróbki i utylizacji w sposób przyjazny dla środowiska pomaga zapobiegać potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia oraz optymalizuje recykling i ponowne użycie elementy składające się na urządzenie. . Niewłaściwe usunięcie produktu przez użytkownika oznacza nałożenie sankcji administracyjnych zgodnie z prawem.

[illegible]

CREATE



FR

Cet appareil
se recycle

À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



OU

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

RACCOLTA CARTA
*Verifica le disposizioni
del tuo Comune.*



RoHS



/ Made in China